

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/koncentrator-tlenu-z-czujnikiem-stezenia-i-nebulizatorem-8f-3aw-p-2418.html>



Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia i nebulizatorem 8F-3AW

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-8F-3AW

Opis produktu

Ten koncentrator tlenu skutecznie leczy niedotleniony organizm, wywołany przez różnego rodzaju choroby. Urządzenie zapewnia wysokie stężenie tlenu do 96% i doskonale nadaje się do użytku domowego, ponieważ użytkowanie koncentratora jest komfortowe i bezpieczne dla pacjenta. Jest on niewielkich rozmiarów i jego praca jest cicha. Ustawienia koncentratora wyświetlane są na wbudowanym wyświetlaczu LCD, który jest bezprzewodowo sterowany pilotem, co czyni go łatwym i wygodnym w obsłudze.

Cechy produktu:

- wyświetlacz LCD
- nebulizator
- systemy alarmowe
- sterowany pilotem
- cicha praca
- niewielkich rozmiarów
- niska waga
- do użytku domowego
- praca ciągła
- zasilanie sieciowe
- możliwość podłączenia do zapalniczki samochodowej (w tym celu należy dokupić zasilacz samochodowy)
- produkt nowy, medyczny, atestowany

Dane techniczne:

- Zasilanie AC: 220+/-22V,50+/-1Hz
- Pobór mocy: 230VA
- Strumień wyjściowy: 0,5-3l/min
- Ciśnienie wyjściowe: 20-50 kPa
- Stężenie tlenu: 93%+3%
- Poziom hałasu: ≤42dB
- Wymiary: 500×390×245 mm
- Waga: 11,8 kg

Do każdego zamówionego towaru wystawiamy **paragon lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.**