

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kondensator-tlenu-do-uzytku-domowego-yu-600-p-2421.html>



Kondensator tlenu do użytku domowego YU-600

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-YU-600

Opis produktu

KONCENTRATOR TLENU DO UŻYTKU DOMOWEGO YU-600

Koncentratory tlenu to urządzenia przeznaczone do tlenoterapii. Zapewniają wysokie stężenie tlenu podczas terapii w warunkach domowych. Koncentrator idealnie sprawdza się w warunkach domowych, posiada niewielkie wymiary, jest prosty w obsłudze oraz posiada wysokie stężenie tlenu aż do 90%. Urządzenie jest komfortowe i bezpieczne dla pacjentów, dlatego bez problemu można używać go w domu. Koncentrator do tlenoterapii ma wygodne sterowanie za pomocą przycisków oraz możliwość sterowania za pomocą pilota.

Zalety tlenoterapii:

- zwiększanie poziomu tlenu we krwi,
- ograniczenie postępu chorób układu oddechowego,
- poprawa samopoczucia,
- zwiększenie wydolności fizycznej,
- poprawa dotlenienia narządów wewnętrznych,
- zwiększenie odporności organizmu,
- poprawa koncentracji
- łagodzenie dolegliwości: osłabienie, zaburzenia snu, stany zapalne, bóle i zawroty głowy

Cechy urządzenia:

- wyświetlacz LCD
- funkcja jonizacji powietrza
- nawilżacz 35 ml
- sterowany pilotem
- systemy alarmowe
- cicha praca
- niewielki wymiary
- niska waga
- praca ciągła
- do użytku domowego
- możliwość podłączenia do zapalniczki samochodowej (w tym celu należy dokupić zasilacz samochodowy)

Dane techniczne:

- Zasilanie AC: 220+/-22V,50+/-1Hz
- Pobór mocy: 150VA

-
- Strumień wyjściowy: 1-3l/min (2l/min>90%)
 - Ciśnienie wyjściowe: 20-50kPa
 - Stężenie tlenu: 70%-90%
 - Poziom hałas: ≤ 45 dB (A)
 - Wymiary: 317×190×377 mm
 - Waga: 8 kg

USTAWIENIE PRZEPŁYWÓW TLENU:

1. Przepływ: 1 L - stężenie: 90%
2. Przepływ: 1,5 L - stężenie 90%
3. Przepływ: 2 L - stężenie 90%
4. Przepływ 2,5 L - stężenie 80%
5. Przepływ 3 L - stężenie 45 %

Do każdego zamówionego towaru wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.