

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kosz-na-odpady-medyczne-wz-1ko60-p-2544.html>



Kosz na odpady medyczne WZ-1KO/60 60-80 l bez pokrywy

Cena brutto	991,00 zł
Cena netto	805,69 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WBP-WZ-1KO/60

Opis produktu

Kosz na odpady medyczne WZ-1KO/60 – pojedynczy model bez pokrywy, gdy 100-120 l to za dużo

Kosz na odpady medyczne WZ-1KO/60 to kompaktowy, pojedynczy wózek na worek 60-80 l, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9. To model bez pokrywy, przeznaczony do miejsc, w których potrzebne jest szybkie, wygodne i mobilne stanowisko na odpady medyczne lub brudną bieliznę, ale większy wózek 100-120 l zajmowałby zbyt dużo miejsca.

Ten produkt najlepiej sprawdza się tam, gdzie zwykły pojemnik jest za mało praktyczny, a duży wózek jest niepotrzebny. WZ-1KO/60 daje placówce stalową, mobilną konstrukcję na worek 60-80 l, obręcz z klipsami zaciskowymi, koła 50 mm oraz dwie blokady, dzięki którym kosz można łatwo ustawić dokładnie tam, gdzie pracuje personel.

Dlaczego warto wybrać właśnie WZ-1KO/60?

WZ-1KO/60 wypełnia lukę między małym pojemnikiem na odpady a dużym wózkiem na worek 100-120 l. To praktyczny wybór do gabinetów, brudowników, punktów zabiegowych, oddziałów, domów opieki i pomieszczeń pomocniczych, gdzie liczy się szybki dostęp do worka, oszczędność miejsca i łatwe przestawienie kosza.

- **worek 60-80 l** – pojemność dobra do codziennej pracy w mniejszych pomieszczeniach,
- **model bez pokrywy** – szybki dostęp do worka przy częstym użytkowaniu,
- **stal kwasoodporna 0H18N9** – trwałe wykonanie do środowiska medycznego,
- **klipsy zaciskowe** – stabilizują worek i ograniczają ryzyko jego zsunięcia,
- **koła 50 mm** – ułatwiają przesuwanie kosza w obrębie pomieszczenia,
- **dwa koła z blokadą** – pozwalają unieruchomić kosz w miejscu pracy,
- **możliwość rozbudowy stelaża** – konstrukcja może zostać rozbudowana o kolejne segmenty za pomocą elementów łącznych.

To nie jest pojemnik na igły – to mobilny kosz na worek 60-80 l

WZ-1KO/60 nie jest małym pojemnikiem na odpady ostre, igły czy skalpele. To mobilny kosz/wózek na worek 60-80 l, przeznaczony do organizacji odpadów medycznych lub brudnej bielizny w pomieszczeniach, w których potrzebna jest większa pojemność niż w standardowym pojemniku, ale nie ma potrzeby ustawiania dużej konstrukcji wielosegmentowej.

Dzięki temu klient od razu wie, kiedy ten model jest właściwym wyborem: gdy potrzebuje otwartego, stalowego stanowiska na worek, a nie zamykanego pojemnika na drobne odpady ostre.

Do odpadów medycznych lub brudnej bielizny

Kosz WZ-1KO/60 może być używany jako wózek na odpady medyczne albo jako kosz na brudną bieliznę. Jego kompaktowa konstrukcja sprawdza się szczególnie tam, gdzie odpady lub bielizna są gromadzone w mniejszych ilościach, a ważna jest mobilność i wygodna obsługa worka.

Jeżeli placówka potrzebuje innych rozwiązań do organizacji odpadów, warto porównać ten model z kategorią [kosze na odpady medyczne](#), gdzie dostępne są również warianty większe, podwójne i potrójne.

Kiedy model bez pokrywy jest najlepszym wyborem?

Model bez pokrywy warto wybrać wtedy, gdy personel często korzysta z worka i potrzebuje szybkiego dostępu bez podnoszenia klapy. Takie rozwiązanie dobrze sprawdza się w pomieszczeniach pomocniczych, brudownikach, gabinetach i miejscach, w których kosz pełni funkcję roboczego stanowiska na odpady lub bieliznę.

Jeżeli wymagany jest model zamykany, z pokrywą lub z pedałem, należy wybrać inny wariant. WZ-1KO/60 jest najlepszy wtedy, gdy priorytetem jest prostota, mobilność, szybki dostęp i kompaktowy rozmiar.

Kiedy lepiej wybrać większy lub inny model?

WZ-1KO/60 nie zawsze będzie najlepszym wyborem. Jeżeli placówka gromadzi dużą ilość odpadów lub bielizny w jednym miejscu, lepszy może być wariant 100-120 l. Jeżeli trzeba rozdzielić kilka rodzajów worków, lepszy będzie model podwójny albo potrójny.

Potrzeba placówki	Najlepszy wybór
jeden worek, mało miejsca, szybki dostęp	WZ-1KO/60
większa ilość odpadów lub bielizny	model 100-120 l
dwa niezależne worki	model podwójny
kilka stanowisk przy jednym wózku	model potrójny

Stal kwasoodporna 0H18N9 i stabilne mocowanie worka

Konstrukcja kosza została wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. To ważne w wyposażeniu medycznym, ponieważ kosz jest przeznaczony do intensywnego użytkowania w miejscach, gdzie liczy się trwałość, odporność konstrukcji i łatwe utrzymanie czystości.

Obroż z klipsami zaciskowymi pomaga utrzymać worek w odpowiednim położeniu. Dzięki temu worek nie zsuwa się tak łatwo podczas użytkowania, a praca personelu jest bardziej uporządkowana.

Mobilny kosz do brudownika, gabinetu i zaplecza sanitarnego

Kosz został wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. Dzięki temu można go łatwo przestawić, a następnie stabilnie ustawić w wybranym miejscu.

Jeżeli potrzebujesz większych, podwójnych lub potrójnych konstrukcji, sprawdź również kategorię [wózki na odpady lub brudną bieliznę](#), gdzie znajdują się rozwiązania dla placówek o większym zapotrzebowaniu.

Stelaż przygotowany do rozbudowy

Stelaż kosza jest przystosowany do rozbudowy o kolejne segmenty bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych. Rozbudowa odbywa się za pomocą elementów złącznych, co pozwala dopasować wyposażenie do zmieniającej się organizacji pracy w placówce.

To szczególnie praktyczne w miejscach, które zaczynają od pojedynczego stanowiska na odpady lub bieliznę, ale w przyszłości mogą potrzebować bardziej rozbudowanego systemu.

Najważniejsze parametry techniczne

Model	WZ-1KO/60
Numer katalogowy	SM-TMBY-WBP-WZ-1KO/60
Rodzaj	pojedynczy kosz / wózek bez pokrywy
Przeznaczenie	odpady medyczne lub brudna bielizna
Pojemność worka	60-80 l
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Mocowanie worka	obroż z klipsami zaciskowymi
Koła	50 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej

Blokada kół	2 koła z blokadą
Wymiary całkowite	355 x 410 x 680 mm

FAQ

Czym różni się WZ-1KO/60 od zwykłego pojemnika na odpady medyczne?

WZ-1KO/60 nie jest małym pojemnikiem na odpady ostre, tylko mobilnym koszem/wózkiem na worek 60–80 l. Sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest większe, stalowe stanowisko na odpady lub brudną bieliznę.

Czy kosz WZ-1KO/60 ma pokrywę?

Nie. To pojedynczy model bez pokrywy, zaprojektowany z myślą o szybkim dostępie do worka 60–80 l.

Do jakich worków pasuje ten kosz?

Kosz jest przeznaczony do worków o pojemności 60–80 l. To praktyczny rozmiar do gabinetów, brudowników, oddziałów i pomieszczeń pomocniczych.

Czy można używać go na brudną bieliznę?

Tak. Model może służyć jako wózek na odpady lub brudną bieliznę, w zależności od organizacji pracy w placówce.

Czy worek jest zabezpieczony przed zsunięciem?

Tak. Obręcz ma klipsy zaciskowe, które stabilizują worek i ograniczają ryzyko jego zsunięcia podczas użytkowania.

Czy kosz można łatwo przestawiać?

Tak. Kosz ma koła 50 mm, w tym dwa z blokadą, dzięki czemu można go łatwo przesunąć i stabilnie ustawić w wybranym miejscu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące