

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kosz-na-odpady-medyczne-z-pedałem-p-2141.html>



Kosz na odpady medyczne z pedałem

Cena brutto	1 560,00 zł
Cena netto	1 268,29 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-KMB-MB-02-KO-100-P
Kod producenta	MB-01-ABS3-100-K2

Opis produktu

Prezentujemy profesjonalny kosz na odpady medyczne z pedałem, idealny do użytku w placówkach medycznych, gabinetach lekarskich oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest bezpieczna i higieniczna utylizacja odpadów medycznych lub brudnej bielizny.

Wyjątkowe wykonanie:

- **Stelaż z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej (gat. 0H18N9):** Zapewnia trwałość i odporność na warunki środowiskowe, chroniąc przed korozją.
- **Obręcz z klipsami zaciskowymi:** Zabezpiecza przed przypadkowym zsunięciem się worka, utrzymując go w bezpieczny sposób.
- **Podstawa stalowa ocynkowana z osłoną z tworzywa ABS:** Zapewnia stabilność i łatwe przemieszczanie kosza, dzięki kołom o średnicy 50 mm, z dwoma z nich posiadającymi blokadę.
- **Pokrywa z tworzywa ABS z spowalniczem cichego opadania:** Komfortowe otwieranie i zamykanie pokrywy za pomocą pedału, a spowalnicznik zapewnia delikatne opadanie, eliminując ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii.
- **Wysoka pojemność worka:** 100-120 litrów, co sprawia, że kosz jest odpowiedni do zbierania większych ilości odpadów medycznych.

Wymiary całkowite:

- Szerokość: 395 mm
- Głębokość: 495 mm
- Wysokość: 875 mm

Dostępność w kolorze szarym:

- Istnieje możliwość dostosowania elementów białych do koloru szarego, co pozwala na lepsze dopasowanie do otoczenia i preferencji estetycznych.

Zainwestuj w nasz kosz na odpady medyczne z pedałem, który nie tylko spełni najwyższe standardy higieniczne, ale także zaoferuje solidność i trwałość na lata. Wprowadź do swojego miejsca pracy produkt, który zdobył uznanie użytkowników i spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających specjalistów medycznych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor pokrywy wózka TMBY: brak , biała , szara

Kolor podstawy TMBY: biały , szary