

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-dla-pacjentow-pooperacyjnych-niemagnetyczna-p-3047.html>

Kozetka dla pacjentów pooperacyjnych niemagnetyczna



Cena brutto	1 520,00 zł
Cena netto	1 407,41 zł
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	SM-TM-SR-Fb

Opis produktu

Kozetka dla pacjentów pooperacyjnych niemagnetyczna to produkt, który z powodzeniem znajdzie zastosowanie w wielu miejscach, takich jak gabinety lekarskie i zabiegowe, szpitale oraz kliniki zdrowia. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla rehabilitacji, jak i masażu, a także przy stosowaniu dodatkowych kształtek.

Konstrukcja kozetki została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić pacjentom wygodę i komfort, a terapeutom komfort pracy. Jest to produkt wykonany z najwyższą jakością i dbałością o każdy detal. Wysokoodporna tapicerka leżanki jest wykonana z winylu i zamocowana na stelażu z litego drewna bukowego, pokrytego bezbarwnym lakierem. Drewniany stelaż zapewnia bezpieczeństwo przy podłączaniu jakiejkolwiek aparatury, ponieważ nie ma w nim elementów przewodzących prąd.

Kozetka wyposażona jest w wiele przydatnych funkcji, takich jak dwusegmentowe leżysko bez otworów, regulowany skokowo zagłówek za pomocą drewnianej zapadki, tapicerkę skóropodobną oraz wieszak na ręcznik papierowy. Kozetka ma stałą wysokość 70 cm, szerokość 65 cm i długość 185 cm. Ważną informacją jest również to, że stół nie zawiera żadnych elementów metalowych, co zapewnia bezpieczeństwo i pewność użytkowania.

Leżanka dla pacjentów pooperacyjnych niemagnetyczna jest doskonałym wyborem dla gabinetów fizykoterapii, ponieważ zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas rehabilitacji i masażu. Jest to produkt wysokiej jakości, wykonany z należytą dbałością o każdy szczegół, który spełni oczekiwania zarówno pacjentów, jak i terapeutów.



Cechy kozetki dla pacjentów pooperacyjnych niemagnetycznej:

- Doskonałe rozwiązanie dla gabinetów lekarskich i zabiegowych, szpitali oraz klinik zdrowia
- Idealna do rehabilitacji, masażu i stosowania dodatkowych kształtek
- Konstrukcja zapewnia wygodę pacjentom i komfort pracy terapeutom
- Produkt wykonany z najwyższą jakością i dbałością o każdy detal
- Wysokoodporna tapicerka z winylu zamocowana na stelażu z litego drewna bukowego
- Drewniany stelaż nie zawiera elementów przewodzących prąd, co zapewnia bezpieczeństwo przy podłączaniu aparatury
- Wyposażona w dwusegmentowe leżysko bez otworów, regulowany skokowo zagłówek za pomocą drewnianej zapadki, tapicerkę skóropodobną oraz wieszak na ręcznik papierowy
- Stała wysokość 70 cm, szerokość 65 cm i długość 185 cm
- Brak elementów metalowych na stole zapewnia bezpieczeństwo i pewność użytkowania.

Kozetka dla pacjentów pooperacyjnych niemagnetyczna to doskonały wybór dla gabinetów fizykoterapii, ponieważ oferuje wysoki komfort i bezpieczeństwo podczas rehabilitacji i masażu. Jest to produkt wykonany z najwyższą jakością i dbałością o każdy szczegół, który spełni oczekiwania zarówno pacjentów, jak i terapeutów.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMO: brak , 1-biel , 8 - zieleń medyczna , 12 - granat , 15 - czerń , 16 - błękit , 17 - zieleń trawiasta , 20 - beż , 21 - piasek , 22 - pistacja , 23 - niebieski , 25 - bordo , 27 - turkus , 29 - szarość , 30 - czerwień , 31 - pomarańcz , 53 - cytryna , 55 - fiolet , 56 - róż , 57 - mleczna czekolada , 58 - espresso , 59 - antracyt , 60 - kawa z mlekiem