

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-do-badan-kardiologicznych-p-3043.html>



Kozetka do badań kardiologicznych

Cena brutto	1 890,00 zł
Cena netto	1 750,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-LMK

Opis produktu

Kozetka do badań kardiologicznych to specjalistyczne urządzenie medyczne zaprojektowane z myślą o wykonywaniu badań serca i układu krążenia. Kozetka ta jest wyposażona w funkcjonalne elementy umożliwiające wygodne i precyzyjne przeprowadzenie badań kardiologicznych.

Typowa kozetka do badań kardiologicznych składa się z wygodnego leżyska, pokrytego wysokiej jakości skórą, odporną na czyszczenie i dezynfekcję. Dodatkowo ta kozetka do badań kardiologicznych ma specjalne wycięcie z lewej strony, które ułatwia pomiar różnych parametrów fizjologicznych pacjenta.


Kozetki te są projektowane z myślą o maksymalnym komforcie pacjentów i wygodzie personelu medycznego, dzięki czemu badania kardiologiczne mogą być przeprowadzane w bezpieczny i nieinwazyjny sposób. Kozetka ta dostępna jest w dwóch szerokościach do wyboru: 55/70 cm oraz w dwóch wysokościach do wyboru: 55/70 cm, aby sprostać różnorodnym potrzebom i wymaganiom medycznym.

Kozetka do badań kardiologicznych, cechy:

- specjalistyczne urządzenie medyczne przeznaczone do badań serca i układu krążenia.
- wyposażona w funkcjonalne elementy umożliwiające wygodne i precyzyjne przeprowadzenie badań kardiologicznych.
- leżysko kozetki pokryte jest wysokiej jakości skórą, odporną na czyszczenie i dezynfekcję.
- posiada specjalne wycięcie z lewej strony, ułatwiające pomiar różnych parametrów fizjologicznych pacjenta.
- projektowana z myślą o maksymalnym komforcie pacjentów i wygodzie personelu medycznego.
- możliwość wyboru dwóch szerokości (55/70 cm) oraz dwóch wysokości (55/70 cm), aby sprostać różnorodnym potrzebom i wymaganiom medycznym.

Kozetka do badań kardiologicznych, dane techniczne:

- Długość 190 cm
- Szerokość do wyboru 55 / 70 cm
- Wysokość do wyboru 55 / 70 cm
- Regulacja kąta podglówka 0° do 45°
- Regulacja kąta bocznego wycięcia 0° do 90°
- Masa własna 35 kg
- Maksymalne obciążenie 150 kg



Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Kółka jezdne z hamulcem WS: Nie , Tak (+ 184,00 zł)

Kolor stelaża WS: brak , biały 9003 , 9006 , 7016

Szerokość: brak , 55cm , 70cm

Wybierz wysokość: brak , 55cm , 70 cm

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 110,00 zł)

Wersja Plus: nie , tak (+ 65,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak