

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-do-fizykoterapii-z-lamanym-lezyskiem-p-3046.html>



Kozetka do fizykoterapii z łamanym leżyskiem

Cena brutto	2 898,00 zł
Cena netto	2 683,33 zł
Czas wysyłki	2-3 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TM-SR-F-Ł


Opis produktu

Kozetka do fizykoterapii z łamanym leżyskiem to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów w branży medycznej i terapeutycznej. Jej wszechstronne zastosowanie sprawia, że jest to produkt niezbędny w gabinetach lekarskich, klinikach i szpitalach, jak również w prywatnych gabinetach fizjoterapeutycznych.

Dzięki trójsegmentowemu leżysku z otworem na twarz i regulowanemu zagłówkowi, kozetka zapewnia wygodę pacjentowi podczas rehabilitacji i masażu. Dodatkowo, możliwość regulacji wysokości w zakresie od 60 do 83 cm i szerokości wynoszącej 70 cm umożliwiają dostosowanie kozetki do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz preferencji terapeuty.

Wysokoodporna tapicerka skóropodobna o grubości 6 cm, umieszczona na drewnianym stelażu z litego drewna (buk), zapewnia nie tylko wygodę i komfort podczas zabiegów, ale również trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Konstrukcja drewniana stelaża z lakierowanym wykończeniem bezbarwnym gwarantuje bezpieczeństwo podczas podłączania różnych aparatów medycznych, ponieważ nie ma w niej elementów przewodzących prąd.

W standardowym wyposażeniu kozetki do fizykoterapii z łamanym leżyskiem znajduje się również wieszak na ręcznik papierowy, co umożliwia zachowanie higieny i porządku podczas zabiegów. Produkt jest wykonany z najwyższej jakości materiałów, co pozwala na długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Kozetka jest łatwa w obsłudze i utrzymaniu, a jej solidna konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo i komfort zarówno pacjentowi, jak i terapeucie.



Kozetka do fizykoterapii z łamanym leżyskiem, cechy:

- Wszechstronne zastosowanie w gabinetach lekarskich, klinikach, szpitalach oraz prywatnych gabinetach fizjoterapeutycznych
- Trójsegmentowy leżysko z otworem na twarz i regulowany zagłówek zapewniają wygodę pacjentowi podczas rehabilitacji i masażu
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie od 60 do 83 cm i szerokości wynoszącej 70 cm umożliwiają dostosowanie kozetki do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz preferencji terapeuty
- Wysokoodporna tapicerka skóropodobna o grubości 6 cm, umieszczona na drewnianym stelażu z litego drewna (buk), zapewnia trwałość, wygodę oraz łatwość w utrzymaniu czystości
- Konstrukcja drewniana stelaża z lakierowanym wykończeniem bezbarwnym gwarantuje bezpieczeństwo podczas podłączania różnych aparatów medycznych, ponieważ nie ma w niej elementów przewodzących prąd
- W standardowym wyposażeniu kozetki znajduje się wieszak na ręcznik papierowy, co umożliwia zachowanie higieny i porządku podczas zabiegów
- Wykonanie z najwyższej jakości materiałów pozwala na długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie
- Łatwa w obsłudze i utrzymaniu
- Solidna konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo i komfort zarówno pacjentowi, jak i terapeucie.

Kozetka do fizykoterapii z łamanym leżyskiem, wyposażenie:

- Leżysko trzysegmentowe z otworem na twarz
- Zagłówek i leżysko jest regulowane za pomocą okuc metalowych
- Tapicerka skóropodobna
- Wysokość regulowana 60-83 cm
- Szerokość 70 cm
- Długość 200 cm
- Grubość tapicerki 6 cm
- Wieszak na ręcznik papierowy
- Konstrukcja bukowa

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki TMO: brak , 1-biel , 8 - zieleń medyczna , 12 - granat , 15 - czerń , 16 - błękit , 17 - zieleń trawiasta , 20 - beż , 21 - piasek , 22 - pistacja , 23 - niebieski , 25 - bordo , 27 - turkus , 29 - szarość , 30 - czerwień , 31 - pomarańcz , 53 - cytryna , 55 - fiolet , 56 - róż , 57 - mleczna czekolada , 58 - espresso , 59 - antracyt , 60 - kawa z mlekiem