

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-do-gabinetow-lekarskich-donna-p-194.html>

Kozetka do gabinetów lekarskich - Donna



Cena brutto	1 816,00 zł
Cena netto	1 681,48 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-L-LG11

Opis produktu

Kozetka do gabinetów lekarskich - Donna: wytrzymała i funkcjonalna kozetka, idealna dla gabinetów medycznych. Wykonana ze stali pokrytej wysokiej jakości farbą proszkową, gwarantuje trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Podglówek regulowany jest skokowo za pomocą rostomatów, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Kozetka została wyposażona w praktyczne uchwyty, umożliwiające mocowanie pasów stabilizacyjnych, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Ważnym elementem jest obecność otworu na twarz, zarówno w podglówku, jak i w leżu stołu, które są wyposażone w zatyczki. To udogodnienie pozwala pacjentom na komfortowe pozycjonowanie i zapewnia bezpieczne wsparcie dla twarzy podczas różnych procedur medycznych.

Blat kozetki jest obity wysokiej jakości materiałem skóropodobnym lub winylowym, o wyjątkowych parametrach wytrzymałościowych. Ten trwały i łatwy w czyszczeniu materiał jest dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej, co pozwala dopasować kozetkę do indywidualnych preferencji i wystroju wnętrza.

Kozetka Donna została wyprodukowana w kraju i jest wpisana do rejestru wyrobów medycznych, co stanowi gwarancję najwyższej jakości i zgodności z odpowiednimi standardami. Dodatkowo, sprzedaż tej kozetki podlega stawce 8% VAT.

Jeśli szukasz solidnej, funkcjonalnej i estetycznej kozetki do gabinetu lekarskiego, Donna spełni Twoje oczekiwania. Wykonana z wytrzymałej stali, malowana proszkowo na biało, zapewnia nie tylko trwałość, ale również elegancki wygląd. Dzięki regulowanemu podglówkowi, uchwytom do mocowania pasów stabilizacyjnych, wycięciu na twarz i wysokiej jakości blatu, ta kozetka jest niezawodnym narzędziem pracy dla profesjonalistów medycznych.

Kozetka do gabinetów lekarskich - Donna, dane techniczne:

- Długość: 180 cm lub 195 cm
- Szerokość: 69 cm
- Wysokość: od 55 cm do 80 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do +35 °
- Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
- Waga: 34 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł) , 102 (+ 120,00 zł) , 106 (+ 120,00 zł) , 107 (+ 120,00 zł) , 108 (+ 120,00 zł)

Kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Długość: 180cm , 195cm

Wieszak na papier J: nie , tak (+ 116,00 zł)