

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozетка-do-gabinetow-lekarskich-p-2368.html>

Kozetka do gabinetów lekarskich



Cena brutto	1 450,00 zł
Cena netto	1 342,59 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SR-1

Opis produktu

Kozetka do gabinetów lekarskich - stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało; na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, wykonanych z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniających doskonałe przyleganie do twardych podłoży eliminując efekt poślizgu. Leże dwusegmentowe, tapicerowane, co gwarantuje wyjątkowy komfort dla pacjentów. Dodatkowo zagłówek jest regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego o zakresie regulacji +450, co umożliwia optymalne ustawienie dla każdego pacjenta, a uchwytem na prześcieradło zapewnia jego stabilność podczas użytkowania.

Wymiary kozetki wynoszą 1850x560x500 mm (długość x szerokość x wysokość), co pozwala na wygodne korzystanie z niej zarówno przez pacjentów, jak i personel medyczny. Długość zagłówek wynosi 500 mm, a grubość leża to 50 mm, co daje odpowiednią stabilność i wsparcie podczas badania czy zabiegu.

Ten wysokiej jakości produkt został wyprodukowany w kraju, co gwarantuje solidne wykonanie i zgodność z lokalnymi normami. Co więcej, kozetka jest wpisana do rejestru wyrobów medycznych, co świadczy o jej zastosowaniu w profesjonalnym środowisku medycznym. Dodatkowo, warto zaznaczyć, że produkt jest sprzedawany ze stawką 8% VAT.

Ta funkcjonalna i niezawodna kozetka do gabinetów lekarskich to doskonały wybór dla każdego specjalisty medycznego, który szuka komfortu i niezawodności w swoim wyposażeniu.

Kozetka do gabinetów lekarskich, dane techniczne:

- Wymiary: 1850x560x500 mm [długośćxszerośćxwysokość] lub wysokość 600 mm (opcja)
- Długość zagłówek: 500 mm
- Grubość leża: 50 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano, T1 - czarny, T2 - biały, T3 - szary, T4 - beżowy, T5 - fiolet, T6 - czerwony, T7 - łososiowy, T8 - pomarańczowy, T9 - żółty, T10 - zielony, T11 - zielony groszek, T12 - jasnozielony, T14 - morski, T15 - błękitny, T16 - jasny niebieski, T17 - niebieski, T18 - granatowy

Wybierz wysokość: brak, 600 mm (+ 60,00 zł), 700 mm (+ 80,00 zł), 800 mm (+ 110,00 zł)