

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-do-masazu-tsr-3-p-2160.html>

Kozetka do masazu TSR-3



Cena brutto	6 071,00 zł
Cena netto	5 621,30 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-TSR-3

Opis produktu

Kozetka do masazu TSR-3: Idealne wyposażenie medyczne dla terapeutów

Kozetka do masazu TSR-3 to nowoczesny, trzyczęściowy model stacjonarnego stołu rehabilitacyjnego, stworzony z myślą o terapeutach oraz osobach prowadzących różnorodne terapie manualne. Dzięki nowej podstawie konstrukcyjnej, ten stół do masazu zapewnia wyjątkową stabilność i komfort, co jest kluczowe podczas sesji terapeutycznych.

Wersje stołu TSR-3

Model TSR-3 E wyróżnia się elektryczną regulacją wysokości, co znacząco ułatwia dostosowanie go do potrzeb pacjenta oraz terapeuty. Ta funkcja to istotny atut, który zwiększa efektywność pracy i komfort użytkowania.

Standardowe wyposażenie

Kozetka TSR-3 została zaprojektowana z myślą o najwyższym komforcie pacjenta. W standardzie znajduje się:

- **Blat trzyczęściowy:** pozwala na wszechstronność w różnych terapiach.
- **Otwór z zatyczką w podgłówniku:** zapewnia wygodę dla pacjentów w pozycji leżącej.
- **Podgłówek regulowany sprężyną gazową:** umożliwia łatwe dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
- **Podnóżek regulowany sprężyną gazową:** zapewnia komfortowe podparcie.
- **Uchwyty na pasy:** stabilizują pacjenta podczas terapii.
- **Tapicerka skóropodobna:** dostępna w różnych kolorach, co pozwala na dopasowanie do wnętrza gabinetu.
- **Biały kolor stelaża:** nadaje estetyczny wygląd.
- **Regulowane stopki:** dostosowują stół do nierównych powierzchni.
- **Pilot ręczny:** ułatwia regulację wysokości.

Opcjonalne akcesoria

Stół do masazu TSR-3 można wzbogacić o różnorodne akcesoria, które zwiększają jego funkcjonalność:

- **Podłokietniki (PLUS):** dodatkowy komfort dla pacjentów.
- **Banany rehabilitacyjne (3 szt.):** wspierają różne pozycje ciała.
- **Wieszak na podkład celulozowy:** ułatwia organizację pracy.
- **Tapicerka winylowa exclusive line:** oferująca szerszą gamę kolorystyczną.
- **Stelaż w dowolnym kolorze:** zgodnie z paletą RAL, co pozwala na personalizację.

-
- **System jezdny z 4 skrętnymi kółkami:** ułatwia przemieszczanie stołu.
 - **Pilot nożny lub bezprzewodowy:** jeszcze większa wygoda podczas regulacji.

Parametry techniczne

Kozetka TSR-3 to nie tylko estetyka, ale także solidność. Oto kluczowe dane techniczne:

- **Długość:** 200 cm
- **Szerokość:** 69 cm
- **Wysokość:** od 55 cm do 85 cm
- **Regulacja kąta nachylenia zagłówka:** od -60 ° do +45 °
- **Dopuszczalne obciążenie:** 150 kg
- **Waga:** 83 kg
- **Regulacja kąta nachylenia podnóżka:** od 0 ° do +35 °

Podsumowanie

Kozetka do masażu TSR-3 to niezastąpione wyposażenie medyczne, które łączy w sobie funkcjonalność, komfort oraz estetykę. Idealny zarówno dla profesjonalnych terapeutów, jak i dla osób zajmujących się rehabilitacją. Inwestując w stół rehabilitacyjny TSR-3, zyskujesz pewność, że Twój gabinet będzie w pełni przygotowany do obsługi pacjentów na najwyższym poziomie.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: PR - pilot ręczny , PN - pilot nożny standard (zamiast ręcznego) (+ 315,00 zł) , PN R Pilot nożny standard z pilotem ręcznym (+ 515,00 zł) , PBP Pilot bezprzewodowy (zamiast ręcznego) (+ 362,00 zł) , SR sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł) , 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)