

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-drewniana-do-salonu-kosmetycznego-p-1563.html>

Kozetka drewniana do salonu kosmetycznego



Cena brutto	1 972,00 zł
Cena netto	1 825,93 zł
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-LD-R02

Opis produktu

Kozetka medyczna z trzyczęściowym leżyskiem - funkcjonalność i komfort

Jeśli szukasz eleganckiego, a jednocześnie praktycznego rozwiązania do gabinetu medycznego, kosmetycznego, spa lub do użytku domowego, kozetka drewniana z trzyczęściowym leżyskiem to idealny wybór. Wykonana z wysokogatunkowego drewna bukowego, zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także solidność i stabilność, co jest kluczowe w codziennym użytkowaniu.

Kozetka lekarska z regulacją wysokości

Drewniana kozetka medyczna oferuje regulację wysokości w zakresie od 55 cm do 70 cm, co sprawia, że łatwo można ją dostosować do potrzeb zarówno terapeuty, jak i pacjenta. Mechanizm regulacji typu rastomat umożliwia precyzyjne ustawienie zagłówka, środkowej oraz tylnej części leża, co pozwala na indywidualne dopasowanie podparcia. Dzięki temu kozetka lekarska sprawdza się doskonale nie tylko w gabinetach lekarskich, ale również w salonach masażu i odnowy biologicznej.

Stylowa kozetka do masażu

Kozetka do masażu z trzema segmentami to wszechstronny mebel, który umożliwia pełen relaks i komfort. Tapicerka dostępna w szerokiej gamie kolorów nie tylko ułatwia dopasowanie do wystroju wnętrza, ale jest również łatwa do utrzymania w czystości, co jest szczególnie istotne w gabinetach kosmetycznych i salonach wellness.

Dodatkowym atutem jest możliwość zamówienia kozetki z otworem na twarz i zatyczką, co podnosi komfort użytkowania podczas zabiegów kosmetycznych czy masażu. Leżanka o wymiarach 190 cm długości i regulowanej szerokości (55 cm lub 70 cm) jest idealnym rozwiązaniem dla każdego profesjonalisty.



Zalety kozetki drewnianej:

- **Trwała konstrukcja** z drewna bukowego, gwarantująca stabilność nawet przy maksymalnym obciążeniu do 150 kg (lub 200 kg w wersji PLUS).
- **Regulowane leżysko** - zagłówek oraz środkowa i tylna część blatu regulowana za pomocą systemu rastomat.
- **Wszechstronność zastosowania** - idealna do gabinetów lekarskich, kosmetycznych, salonów spa, wellness, hoteli, a nawet do użytku domowego.
- **Elegancki design** - stylowa kozetka doskonale wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i klasyczne wnętrza.

Kozetka drewniana - dane techniczne:

- **Długość:** 190 cm
- **Wysokość regulowana:** 55-70 cm
- **Szerokość:** 55 cm lub 70 cm (opcjonalnie)
- **Regulacja kąta nachylenia zagłówka:** 0° do +45°
- **Regulacja kąta nachylenia podnóżka:** 0° do 35°
- **Maksymalne obciążenie:** 150 kg (wersja standardowa) lub 200 kg (wersja PLUS)
- **Waga:** 35 kg

Wybierając kozetkę drewnianą, zyskujesz produkt, który łączy w sobie najwyższą jakość, estetykę i funkcjonalność. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy poszukują stylowego mebla do salonu kosmetycznego, gabinetu masażu czy własnego domu.



Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , Prestig N01 (+ 345,00 zł) , Prestig N02 (+ 345,00 zł) , Prestig N03 (+ 345,00 zł) , Prestig N04 (+ 345,00 zł) , Prestig N05 (+ 345,00 zł) , Prestig N06 (+ 345,00 zł) , Prestig N07 (+ 345,00 zł)

Kolor drewna WS: brak , bezbarwny , kolor 22-68

Półka dolna drewniana WS: nie , tak (+ 113,00 zł)

Szerokość: brak , 55cm , 70cm

Wieszak drewniany na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)

Wersja Plus: nie , tak (+ 64,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak