

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-drewniana-relax-p-188.html>

Kozetka drewniana Relax



Cena brutto	1 485,00 zł
Cena netto	1 375,00 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Czas wysyłki	do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-K-LG6
Kod producenta	RELAX

Opis produktu

Kozetka drewniana RELAX - profesjonalna leżanka do gabinetów masażu, fizjoterapii i placówek medycznych

RELAX to solidna, ergonomiczna leżanka drewniana (także: leżanka drewniana, leżanki drewniane) zaprojektowana do intensywnej pracy w gabinetach masażu, fizjoterapii, kosmetyologii oraz w placówkach medycznych. Dzięki regulowanemu zagłówkowi i trwałej tapicerce świetnie sprawdza się zarówno jako leżanka kosmetyczna (leżanka kosmetyczna), jak i klasyczna kozetka do badań.

Najważniejsze korzyści;

- **Ergonomia i komfort pacjenta** - regulowany zagłówek w zakresie 0° do +35° pozwala łatwo ułożyć osobę badaną w pozycji leżącej lub półleżącej, co zwiększa komfort i ułatwia pracę personelu.
- **Stabilna konstrukcja z drewna** - odpowiednio dobrane elementy zapewniają sztywność i pewne podparcie przy dopuszczalnym obciążeniu do 200 kg, przy jednoczesnej mobilności (masa własna 34 kg).
- **Trwała, łatwa w utrzymaniu tapicerka** - blat obity skóropodobnym lub winylowym materiałem odpornym na codzienną eksploatację; szeroka paleta kolorów pomaga dopasować leżankę do wystroju gabinetu.
- **Zgodność i zaufanie** - produkt wpisany do rejestru wyrobów medycznych, wytwarzany w kraju; sprzedaż ze stawką 8% VAT (istotne dla podmiotów medycznych).
- **Wszechstronne zastosowanie** - badania, konsultacje, zabiegi manualne, masaż klasyczny i relaksacyjny, zabiegi kosmetyczne oraz drobne procedury ambulatoryjne.


Szukasz „leżanki drewnianej” lub „leżanki kosmetycznej”, która wygląda profesjonalnie, a jednocześnie jest praktyczna w codziennym użytkowaniu? RELAX łączy estetykę, trwałość i medyczną funkcjonalność.

Zastosowania

- Placówki medyczne: gabinety POZ, poradnie specjalistyczne, pracownie rehabilitacyjne.
- Fizjoterapia i masaż: zabiegi tkanek miękkich, mobilizacje, masaż klasyczny.
- Kosmetyologia i SPA: zabiegi na twarz i ciało wymagające pozycji leżącej/półleżącej.



Kozetka drewniana RELAX podczas przygotowania do masażu w gabinecie – stabilna leżanka 200×70 cm z regulacją zagłówka 0–35°.



Kozetka RELAX podczas masażu: stabilne podparcie i komfort pacjenta w trakcie zabiegu.

Cechy konstrukcyjne i materiały

Konstrukcja: drewno – stabilne, estetyczne, ciepłe w dotyku.


Błat: wygodny materac; obicie skóropodobne lub winylowe, odporne na przecieranie, łatwe w dezynfekcji standardowymi środkami bezalkoholowymi/na bazie alkoholu (zgodnie z zaleceniami producenta środków).

Regulacja: płynna regulacja zagłówka 0° do +35°.

Mobilność: rozsądna waga 34 kg ułatwia przestawianie w obrębie gabinetu.

Dane techniczne - leżanka/kozetka drewniana RELAX

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 70 cm
- Wysokość: 55 cm lub 65 cm
- Regulacja zagłówka: 0° do +35°
- Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
- Waga: 34 kg



Kozetka
drewniana RELAX: wymiary 200×70 cm, wysokość 55 lub 65 cm, regulacja zagłówek 0–35°, udźwig 200 kg.

FAQ (najczęstsze pytania)

Czy RELAX nadaje się do zabiegów kosmetycznych?

Tak – dzięki regulowanemu zagłóWKowi i wygodnemu materacowi świetnie sprawdza się jako leżanka kosmetyczna (leżanka kosmetyczna) do zabiegów na twarz i ciało.

Jak dbać o tapicerkę?

Czyścić miękką ściereczką i łagodnym środkiem do dezynfekcji powierzchni medycznych (zawsze zgodnie z kartą produktu środka). Unikać agresywnych rozpuszczalników.

Jaką wysokość wybrać – 55 czy 65 cm?

55 cm – wygodniejsza przy zabiegach wymagających większego nacisku (np. masaż).

65 cm – komfortowa przy badaniach i konsultacjach, gdy częściej pracujesz „z góry”.

Czy mogę dopasować kolor tapicerki do wnętrza?

Tak – model oferuje szeroką gamę kolorystyczną w obiciu skóropodobnym lub winylowym.

Porównanie modeli kozetek Relax

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze różnice, aby szybko wybrać odpowiedni model do gabinetu.

Cecha/Model



	RELAX	RELAX II	RELAX MAX	RELAX II MAX	RELAX MAX MINI
Długość	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Szerokość	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Wysokość	55 cm lub 65 cm	55 cm lub 65 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Regulacja wysokości	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK
Leżysko	2 częściowe	3 częściowe	2 częściowe	3 częściowe	2 częściowe
Udźwig (max)	200 kg	200 kg	240 kg	240 kg	240 kg
Otwór na twarz	TAK	TAK	TAK	TAK	BRAK
Regulacja zagłówka	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Regulacja tylnej części blatu	BRAK	TAK	BRAK	TAK	BRAK
Półka dolna	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK
Kółka jezdne	OPCJA	OPCJA	OPCJA	OPCJA	OPCJA
Uchwyt na podkład	OPCJA	OPCJA	OPCJA	OPCJA	OPCJA
Rodzaj tapicerki	PCV/WINYL	PCV/WINYL	PCV/WINYL	PCV/WINYL	PCV/WINYL
Kolory tapicerki	22 PCV/ 9 WINYL	22 PCV/ 9 WINYL	22 PCV/ 9 WINYL	22 PCV/ 9 WINYL	22 PCV/ 9 WINYL
Zastosowanie (med/beauty/fizjo/masaż)	med/beauty/fizjo/masaż	med/beauty/fizjo/masaż	med/beauty/fizjo/masaż	med/beauty/fizjo/masaż	med/beauty/fizjo/masaż
Gwarancja	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące

Tapicerka - kolory, właściwości i pielęgnacja.

Tapicerka medyczna - materiał PCW o podwyższonej odporności

Materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW, odporny na płyny ustrojowe, oleje, alkohol oraz środki dezynfekcyjne, w tym z aktywnym chlorem. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

Najważniejsze cechy:

- Trudnopalność: materiał odporny na zapalenie (PN-EN 1021-1 - test papierosa).
- Odporność mechaniczna: wysoka odporność na rozdarcia (PN-EN ISO 4674-1).
- Odporność na ścieranie: potwierdzona badaniami (PN-EN ISO 5470-2 oraz PN-EN 12947-4).
- Bezpieczeństwo chemiczne: materiał zbadany pod kątem substancji szkodliwych - certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100.

Nie zawiera:

- ftalanów: DEHP, BBP, DBP, DIBP, DINP, DIDP, DNOP,
- związków: AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs,
- pierwiastków szkodliwych - zgodnie z EN-71-3,
- lateksu.

Pielęgnacja:

Po każdym użyciu przetrzyj powierzchnię miękką ściereczką i środkiem dopuszczonym do dezynfekcji materiałów PCW (również z aktywnym chlorem). Unikaj acetonu i silnych rozpuszczalników. Po czyszczeniu osusz do sucha.

Tapicerka Standard Line



Kolorystyka może odbiegać od rzeczywistych kolorów.



Kozetka

drewniana RELAX: paleta kolorów tapicerki (skaj) – dopasuj leżankę kosmetyczną do wystroju gabinetu.

Tapicerka medyczna - winyl o podwyższonej odporności (z PERMABLOK3®, Hi-Loft²™ i SILVERGUARD®)

Materiał winylowy o zastosowaniu medycznym, o zwiększonej odporności na płyny ustrojowe. Posiada antystatyczne wykończenie, odporny na pleśń podkład oraz wzmocnioną warstwę wierzchnią. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

Kluczowe technologie i warstwy

- PERMABLOK3® – ochronna warstwa wierzchnia tworząca skuteczną barierę przeciw bakteriom, ścieraniu i plamom; zapewnia wyjątkową ochronę przed rozwojem grzybów (bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, grzyby nitkowate, drożdże).
- Hi-Loft²™ – specjalny, pleciony podkład z włókien 100% poliestrowych; gruby, mocny, nadaje tapicerce charakterystyczną miękkość i trwałość.
- SILVERGUARD® – przyjazna dla środowiska, oparta na jonach srebra ochrona antybakteryjna; ogranicza powstawanie nieprzyjemnych zapachów i plam, wspiera świeżość i wydłuża cykl życia produktu.

Odporności i normy

- Trudnopalność: PN-EN 1021-1 i 2 (test papierosa, test zapałki).
- Rozdarcia: EN ISO 4674-1.
- Ścieranie: EN ISO 12947-2.
- Promieniowanie UV: XENOTEST DIN 54004 / NTC 1479.
- Plamy siarczkowe: podwyższona odporność.
- Niska temperatura: do -23°C.
- Antystatyczne wykończenie; podkład odporny na pleśń.

Bezpieczeństwo

- Materiał nie zawiera ftalanów.
- Zgodny z EN-71-3 (brak pierwiastków szkodliwych).
- Przeznaczony również do zastosowań dla dzieci.

Pielęgnacja

Po każdym użyciu przetrzyj powierzchnię miękką ściereczką i środkiem do dezynfekcji dopuszczonym dla tapicerek winylowych (zgodnych z warstwą ochronną). Unikaj agresywnych rozpuszczalników; po czyszczeniu osusz powierzchnię.

Tapicerka Exclusive Line



Tapicerka winylowa kozetki RELAX z technologiami Permablok3®, SilverGuard® i Hi-Loft2™ – trwała i łatwa w dezynfekcji w codziennej pracy.

Pobierz instrukcję pielęgnacji (PDF) – [skaj](#) (PCV) i [winy!](#)

Wieszak drewniany, będący wyposażeniem dodatkowym, przystosowany jest wyłącznie do rolek papieru o szerokości 60 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz Kolor tapicerki J: brak , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor drewna: buk naturalny , palisander (+ 80,00 zł) , wenge (+ 80,00 zł)

Wybierz wysokość: 55cm , 65cm

Wybierz wieszak na papier J: nie , tak (+ 131,00 zł)

Wybierz kółka jezdne: Nie , TAK (+ 202,00 zł)