

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-drewniana-relax-max-ii-spa-p-191.html>

Kozetka drewniana Relax Max II - SPA



Cena brutto	1 716,00 zł
Cena netto	1 588,89 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Czas wysyłki	do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-K-LG9
Kod producenta	RELAX

Opis produktu

Kozetka drewniana Relax Max II - SPA to niezastąpione narzędzie zarówno w profesjonalnych gabinetach masażu, jak i placówkach medycznych. Jej uniwersalność oraz innowacyjne funkcje sprawiają, że jest wyborem doskonałym dla osób poszukujących maksymalnego komfortu i wsparcia terapeutycznego.

Nazwa **"Max"** w przypadku kozetki oznacza **zwiększoną wysokość**, co jest szczególnie ważne dla wygody zarówno klientów, jak i terapeutów. Relax Max II został zaprojektowany z myślą o dostosowaniu się do różnych potrzeb i preferencji pacjenta, zapewniając optymalne warunki terapeutyczne.

Lekka drewniana konstrukcja Relax Max II gwarantuje wytrzymałość i stabilność, przy jednoczesnym zachowaniu przenośności i łatwości w użyciu. W połączeniu z wygodnym materacem, kozetka zapewnia doskonałe wsparcie dla ciała pacjenta.

Niezwykle istotną cechą kozetki jest ruchoma część leżyska, która umożliwia ułożenie pacjenta zarówno w pozycji leżącej, jak i półleżącej. Ta funkcjonalność znacząco zwiększa elastyczność i efektywność zabiegów, umożliwiając terapeutom dostosowanie się do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Regulacja kąta nachylenia tylnej części blatu to kolejna zaleta leżanki Relax Max II. Terapeuci mają możliwość dostosowania pozycji pacjenta do konkretnej procedury terapeutycznej, co przekłada się na efektywność i satysfakcję zarówno dla klientów, jak i terapeutów.

Wyjątkowo estetyczny wygląd kozetki Relax Max II sprawia, że stanowi ona doskonałe uzupełnienie każdego wnętrza. Dodatkowo, jej wygodne leże gwarantuje komfort podczas zabiegów, zarówno dla klientów, jak i terapeutów czy fizykoterapeutów.

Blat kozetki jest obity wysokojakościowym materiałem skóropodobnym lub winylowym, cechującym się nie tylko estetyką, ale również trwałością. Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej, kozetka Relax Max II pozwala dopasować się do indywidualnych preferencji i stylu każdego gabinetu.

Produkt jest wyprodukowany w kraju, co gwarantuje wysoką jakość wykonania i dbałość o każdy detal. Dodatkowo, kozetka Relax Max II została wpisana do rejestru wyrobów medycznych, potwierdzając swoje zastosowanie w placówkach medycznych.

Kozetka Relax Max II jest sprzedawana ze stawką 8% VAT, co sprawia, że jest dostępna w atrakcyjnej cenie, będącej korzystnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalistów, jak i placówek medycznych poszukujących wysokiej jakości sprzętu terapeutycznego.

Leżanka drewniana Relax Max II - SPA to doskonałe narzędzie terapeutyczne, które zapewnia komfort, wsparcie i maksymalną elastyczność w gabinetach masażu oraz placówkach medycznych. Dzięki innowacyjnym funkcjom i estetycznemu wyglądowi,

kozetka Relax Max II stanowi idealne rozwiązanie dla klientów i terapeutów, gwarantując optymalne warunki terapeutyczne i efektywność zabiegów.

Kozetka drewniana Relax Max II - SPA, dane techniczne:

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 70 cm
- Wysokość: 76 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 35 °
- Dopuszczalne obciążenie: 240 kg
- Waga: 36 kg

Wieszak drewniany, będący wyposażeniem dodatkowym, przystosowany jest wyłącznie do rolek papieru o szerokości 60 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kółka jezdne Relax J: nie , tak (+ 202,00 zł)

Wybierz kolor drewna: buk naturalny , palisander (+ 80,00 zł), wenge (+ 80,00 zł)

Wybierz Kolor tapicerki J: brak , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , tak (+ 131,00 zł)