

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozетка-drewniana-relax-max-p-190.html>

Kozetka drewniana Relax Max

Cena brutto	950,00 zł
Cena netto	879,63 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-K-LG8

Opis produktu

Relax Max to kozetka, która stanowi część wyposażenia gabinetów medycznego lub kosmetycznego. Cechuje się lekką drewnianą konstrukcją oraz estetycznym wyglądem. Drewniany stelaż stołu jest bardzo odporny na duże obciążenia. Ponadto posiada możliwość zmiany kąta nachylenia zagłówek w zakresie 0 - 35°. Dzięki tej regulacji możliwe jest ułożenie pacjenta w pozycji leżącej lub półleżącej. Materac jest wygodny i został obity specjalnym materiałem skóropodobnym. Który jest łatwy w utrzymaniu w czystości oraz dostępny w szerokiej gamie kolorów. Dzięki niewątpliwym zaletom leżanka może sprostać każdym wymaganiom.

Cechy kozetki:

- regulacja kąta nachylenia podglówka
- estetyczny wygląd
- wytrzymała na duże obciążenia
- wygodny materac
- lekka, drewniana konstrukcja
- wykonanie z materiałów wysokiej jakości
- tapicerka łatwa w czyszczeniu
- szeroki wybór kolorów

Dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 70 cm
- wysokość: 76 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówek: od 0 ° do + 35 °
- dopuszczalne obciążenie: 240 kg
- waga: 36 kg

Wieszak drewniany, będący wyposażeniem dodatkowym, przystosowany jest wyłącznie do rolek papieru o szerokości 60 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor drewna: buk naturalny , palisander (+ 80,00 zł), wenge (+ 80,00 zł)

Kolor tapicerki J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł), 102 (+ 120,00 zł), 106 (+ 120,00 zł), 107 (+ 120,00 zł), 108 (+ 120,00 zł)

Kółka jezdne Relax J: nie , tak (+ 140,00 zł)

Wieszak na papier J: nie , tak (+ 90,00 zł)