

Dane aktualne na dzień: 27-08-2026 11:03

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-drewniana-relax-max-mini-p-183.html>

Kozetka drewniana Relax Max (mini)



Cena brutto	1 378,00 zł
Cena netto	1 275,93 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Czas wysyłki	do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-K-LG8A
Kod producenta	RELAX MAX NP

Opis produktu

Kozetka drewniana Relax Max (mini) — profesjonalna leżanka do gabinetu fizjoterapii i kosmetyki

- Wysokość „Max” 76 cm → lepsza ergonomia pracy.
- NP = tapicerka bezszwowa, bez otworu na twarz → higiena i komfort.
- Rama drewniana: stabilność, naturalny wygląd, udźwig 240 kg.
- Regulacja zagłówka 0-35° → pozycja leżąca/półleżąca do masażu i zabiegów.
- Wyrób wytwarzany w Polsce, wpisany do rejestru wyrobów medycznych, 8% VAT.



Leżanka drewniana Relax Max

(mini) — aranżacja standardowego gabinetu rehabilitacyjnego (ujęcie ogólne).

Dlaczego to dobry wybór?

Kozetka drewniana Relax Max (mini) to solidna leżanka drewniana (również pisana: leżanka drewniana) projektowana z myślą o ciągłej pracy w gabinetach fizjoterapii, masażu i kosmetyki. Wersja „Max” oferuje zwiększoną wysokość roboczą 76 cm, co odciąża kręgosłup osoby wykonującej zabieg. Oznaczenie NP to bezzwowa tapicerka bez otworu twarzowego — gładka powierzchnia ułatwia dezynfekcję i podnosi komfort pacjenta. Jeśli szukasz uniwersalnej leżanki kosmetycznej (także: leżanki kosmetycznej) do zabiegów twarzy i ciała, ten model sprawdzi się znakomicie.

Kluczowe korzyści dla Ciebie i pacjenta

1. Ergonomia i bezpieczeństwo: 76 cm wysokości (wersja Max) + nośność 240 kg = stabilne podparcie i komfort pracy.
2. Higiena klasy PRO: bezzwowa tapicerka NP minimalizuje gromadzenie zanieczyszczeń; łatwa dezynfekcja.
3. Elastyczność zabiegowa: regulacja zagłówka 0–35° — idealnie do masażu, drenażu, zabiegów na twarz.
4. Estetyka i trwałość: leżanka drewniana pasuje do wnętrz medycznych i spa; obicie winylowe/skóropodobne o wysokiej odporności.
5. Polska produkcja + wyrób medyczny: zgodność z wymogami, przejrzyste rozliczenia (8% VAT).

Zastosowania


Fizjoterapia / rehabilitacja: mobilizacje, terapia manualna, ćwiczenia wspomagane.

Masaż: klasyczny, relaksacyjny, tkanek głębokich w pozycji leżącej i półleżącej.

Kosmetyka / spa: zabiegi na twarz i ciało, depilacja, pielęgnacja, konsultacje.

Dane techniczne

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 70 cm
- Wysokość: 76 cm (Max)
- Regulacja zagłówka: 0° – +35°
- Dopuszczalne obciążenie: 240 kg
- Waga: 34 kg
- Tapicerka: winylowa/skóropodobna, bezzwowa (NP), bez otworu na twarz
- Konstrukcja: drewno — stabilna, a jednocześnie łatwa do przestawiania
- Kolory: szeroka paleta (dopasowanie do wystroju)



techniczny modelu Relax Max (mini) — kluczowe wymiary i zakres regulacji zagłówka (0-35°) Rysunek

Szukasz wariantu do zabiegów wymagających otworu na twarz? Rozważ inny model [kozetki medycznej](#).
Jeżeli priorytetem jest mobilność, rozważ stół składany. Znajdziesz go w pozostałych kategoriach.

Jak dbać o tapicerkę

Czyść miękką ściereczką i dedykowanym środkiem do tapicerki medycznej (bez chloru/rozpuszczalników).
Po dezynfekcji wytrzyj do sucha — wydłuży to żywotność materiału.
Stosuj jednorazowe podkłady/higieniczne prześcieradła.

Porównanie naszych kozetek: pomoże dobrać właściwy model



	Kozetka drewniana Relax Max (mini)	Leżanka drewniana - dwuczęściowe leże z regulacją wysokości	Leżanka do fizjoterapii (trzyczęściowa, stalowa)
Konstrukcja	Drewno	Drewno	Stelaż stalowy, malowany proszkowo
Długość	200 cm	190 cm	190 cm
Szerokość	70 cm	55 lub 70 cm (opcje)	55 lub 70 cm (opcje)
Wysokość	76 cm (wersja Max, stała)	regulowana 55-70 cm	stała: 55 lub 70 cm (do wyboru)
Sekcje leża	Błat z regulowanym zagłówkiem (bez otworu)	2-częściowe leże, zagłówek z wycięciem (z zatyczką) lub bez	3-częściowe leże: zagłówek + podnóżek regulowane
Regulacja zagłówka	0° do +35°	0° do +45° (rastomat)	-70° do +45° (sprężyna gazowa)
Regulacja podnóżka	-	-	0° do +30° (rastomat)
Tapicerka / otwór	Bezszwowa NP, bez otworu na twarz	Z otworem na twarz (zatyczka) lub bez	Z otworem na twarz (zatyczka) lub bez
Dopuszczalne obciążenie	240 kg	150 kg (wersja PLUS: 200 kg)	150 kg (wersja PLUS: 220 kg)
Waga	34 kg	32 kg	36 kg
Przeznaczenie	Fizjoterapia, masaż, leżanka kosmetyczna	Gabinety lek., kosmetyczne, masaż	Placówki medyczne, fizjoterapia
Atuty szczególne	Bezszwowa higieniczna tapicerka NP; komfort bez otworu	Regulacja wysokości; półka/wieszak jako opcje	3-sekcje, szerokie zakresy regulacji (głowa i nogi)

Szybkie wnioski (jak dobrać model pod potrzeby)

- Najwyższa nośność & higiena: Relax Max (mini) — 240 kg + bezszwowa NP bez otworu; świetna jako leżanka kosmetyczna i do masażu/fizjo, gdy nie potrzebujesz otworu.
- Ergonomia wysokości: jeśli kluczowa jest regulacja wysokości (np. różni użytkownicy), wybierz drewnianą 2-częściową 55-70 cm.
- Największa elastyczność ułożeń: leżanka do fizjoterapii 3-częściowa (stalowa) — szerokie zakresy regulacji głowy i nóg; dobra do terapii wymagających zmiany kątów.

FAQ — najczęstsze pytania

Czy leżanka ma otwór na twarz?

Nie. Wersja NP ma gładki blat bez otworu — większa higiena i komfort.

Czy sprawdzi się jako leżanka kosmetyczna (leżanka kosmetyczna)?

Tak. To uniwersalny model do zabiegów twarzy i ciała w salonach urody i spa.

Jakie są możliwości regulacji?

Zagłówek reguluje się w zakresie 0-35° — wygodna pozycja półleżąca do masażu i kosmetyki.

Czy to jest wyrób medyczny?

Tak, produkt jest wpisany do rejestru wyrobów medycznych; sprzedaż ze stawką 8% VAT.

Jak czyścić tapicerkę bezszwową NP?

Używaj łagodnych środków do dezynfekcji tapicerek medycznych, bez chloru i rozpuszczalników. Zawsze osuszaj powierzchnię.

Tapicerka - kolory, właściwości i pielęgnacja.

Tapicerka medyczna - materiał PCW o podwyższonej odporności

Materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW, odporny na płyny ustrojowe, oleje, alkohol oraz środki dezynfekcyjne,

w tym z aktywnym chlorem. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

Najważniejsze cechy:

- Trudnopalność: materiał odporny na zapalenie (PN-EN 1021-1 – test papierosa).
- Odporność mechaniczna: wysoka odporność na rozdarcia (PN-EN ISO 4674-1).
- Odporność na ścieranie: potwierdzona badaniami (PN-EN ISO 5470-2 oraz PN-EN 12947-4).
- Bezpieczeństwo chemiczne: materiał zbadany pod kątem substancji szkodliwych – certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100.

Nie zawiera:

- ftalanów: DEHP, BBP, DBP, DIBP, DINP, DIDP, DNOP,
- związków: AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs,
- pierwiastków szkodliwych – zgodnie z EN-71-3,
- lateksu.

Pielęgnacja:

Po każdym użyciu przetrzyj powierzchnię miękką ściereczką i środkiem dopuszczonym do dezynfekcji materiałów PCW (również z aktywnym chlorem). Unikaj acetonu i silnych rozpuszczalników. Po czyszczeniu osusz do sucha.

Tapicerka Standard Line



Kolorystyka może odbiegać od rzeczywistych kolorów.



kozetki RelaX Max NP- próbnik dostępnych wykończeń.

Kolory tapicerki

Tapicerka medyczna – winyl o podwyższonej odporności (z PERMABLOK3®, Hi-Loft²™ i SILVERGUARD®)

Materiał winylowy o zastosowaniu medycznym, o zwiększonej odporności na płyny ustrojowe. Posiada antystatyczne wykończenie, odporny na pleśń podkład oraz wzmocnioną warstwę wierzchnią. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

Kluczowe technologie i warstwy

- PERMABLOK3® – ochronna warstwa wierzchnia tworząca skuteczną barierę przeciw bakteriom, ścieraniu i plamom; zapewnia wyjątkową ochronę przed rozwojem grzybów (bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, grzyby nitkowate, drożdże).
- Hi-Loft²™ – specjalny, pleciony podkład z włókien 100% poliestrowych; gruby, mocny, nadaje tapicerce charakterystyczną miękkość i trwałość.
- SILVERGUARD® – przyjazna dla środowiska, oparta na jonach srebra ochrona antybakteryjna; ogranicza powstawanie

nieprzyjemnych zapachów i plam, wspiera świeżość i wydłuża cykl życia produktu.

Odporności i normy

- Trudnopalność: PN-EN 1021-1 i 2 (test papierosa, test zapalki).
- Rozdarcia: EN ISO 4674-1.
- Ścieranie: EN ISO 12947-2.
- Promieniowanie UV: XENOTEST DIN 54004 / NTC 1479.
- Plamy siarczkowe: podwyższona odporność.
- Niska temperatura: do -23°C.
- Antystatyczne wykończenie; podkład odporny na pleśń.

Bezpieczeństwo

- Materiał nie zawiera ftalanów.
- Zgodny z EN-71-3 (brak pierwiastków szkodliwych).
- Przeznaczony również do zastosowań dla dzieci.

Pielęgnacja

Po każdym użyciu przetrzyj powierzchnię miękką ściereczką i środkiem do dezynfekcji dopuszczonym dla tapicerek winylowych (zgodnych z warstwą ochronną). Unikaj agresywnych rozpuszczalników; po czyszczeniu osusz powierzchnię.



Winył medyczny: PERMABLOK3® (bariera przeciw bakteriom, plamom i ścieraniu), podkład Hi-Loft²™, ochrona SILVERGUARD®; bez ftalanów, zgodny z EN-71-3.

Pobierz instrukcję pielęgnacji (PDF) – [skaj](#) (PCV) i [winył](#)

Wieszak drewniany, będący wyposażeniem dodatkowym, przystosowany jest wyłącznie do rolek papieru o szerokości 60 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kółka jezdne Relax J: nie, tak (+ 202,00 zł)

Wybierz kolor drewna: buk naturalny, palisander (+ 80,00 zł), wenge (+ 80,00 zł)

Wybierz Kolor tapicerki J: brak, 1 biały, 4 zielen medyczna, 5 błękitny, 6 granatowy, 7 ecru, 8 kremowy, 9 seledynowy, 10 niebieski, 11 miodowy, 12 bordowy, 13 czerwony, 15 pomarańczowy, 16 beżowy, 17 turkusowy, 18 czarny, 19 żółty,

20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)
Wybierz wieszak na papier J: nie , tak (+ 131,00 zł)