

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-lekarska-na-kolkach-p-2911.html>

Kozetka lekarska na kółkach



Czas wysyłki	1-3 tygodni
Numer katalogowy	SM-KTS-SR-M

Opis produktu

Kozetka lekarska na kółkach

Kozetka lekarska, leżanka - stanowi **wyposażenie gabinetów lekarskich, szpitali lub innych placówek medycznych**. Może być stosowana do **ćwiczeń rehabilitacyjnych, zabiegów leczniczych, prostych badań medycznych, itp.** Kozetka lekarska została wyposażona w **koła z możliwością blokady oraz uchwyt na prześcieradło jednorazowe**. Solidna konstrukcja kozetki pozwala użytkownikowi na pewną eksploatację, materiały dobrej jakości zastosowane do produkcji leżanki zapewniają wysoką trwałość wyrobu, ładny wygląd i łatwe utrzymanie czystości. Stół posiada konstrukcję metalową pomalowaną proszkowo na biało. Leże i wezgłowie obite jest specjalnym **materiałem skóropodobnym** co pozwala na łatwe utrzymywanie go w czystości.

Cechy kozetki :

- regulacja kąta nachylenia wezgłowia
- koła
- uniwersalna budowa
- leże i wezgłowie zrobione z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową
- pokryta materiałem skóropodobnym
- stabilna konstrukcja i estetyczny wygląd
- posiada wieszak na prześcieradło
- łatwa do utrzymania w czystości
- metalowa konstrukcja malowana proszkowo
- szeroka gama kolorów

Dane techniczne:

Całkowita szerokość, mm	550
Całkowita długość, mm	1880
Całkowita wysokość, mm	510
Kąt nachylenia wezgłowia,	+/- 40°
Dopuszczalne obciążenia, kg	180

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki KTS: 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21