

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-lekarska-z-wycieciem-na-twarz-p-1566.html>

Kozetka lekarska z wycięciem na twarz



Cena brutto	1 393,00 zł
Cena netto	1 289,81 zł
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-LM-03

Opis produktu

Metalowa kozetka lekarska z wycięciem na twarz to niezwykle praktyczne rozwiązanie dla gabinetów medycznych oraz salonów kosmetycznych, które wymagają stabilnego, wygodnego i higienicznego mebla do wykonywania zabiegów.

Stelaż kozetki jest wykonany z metalu i lakierowany na wybrany kolor z dostępnej palety RAL, co umożliwia dopasowanie kozetki do wystroju wnętrza. Wykorzystane materiały są trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwe w utrzymaniu czystości, co przyczynia się do zachowania wysokiego poziomu higieny w gabinecie.

Leżysko kozetki jest miękkie i dwuczęściowe, pokryte materiałem skóropodobnym, który jest odporny na czyszczenie i dezynfekcję. Wycięcie na twarz umożliwia wygodne położenie się na kozetce w pozycji leżącej, podczas zabiegów kosmetycznych lub medycznych, które wymagają dostępu do twarzy.

Kozetka ma stałą wysokość, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas zabiegów. Istnieje możliwość wyposażenia kozetki w dolną półkę, na której można przechowywać niezbędne akcesoria lub urządzenia medyczne. Dodatkowo, kozetka może być wyposażona w wieszak na papier lub podkłady, co ułatwia wykonywanie zabiegów. Kółka jezdne z hamulcem umożliwiają łatwe przemieszczanie kozetki po pomieszczeniu oraz utrzymanie jej w stabilnej pozycji podczas wykonywania zabiegów.

Metalowa kozetka lekarska z wycięciem na twarz to solidne i wygodne rozwiązanie dla gabinetów medycznych i salonów kosmetycznych, które wymagają mebla o wysokich standardach higieny i funkcjonalności.


Kozetka lekarska z wycięciem na twarz, cechy:

- stabilna i lekka konstrukcja z rurek stalowych
- tapicerka łatwa w czyszczeniu
- regulacja podglówek
- idealna dla gabinetów zabiegowych i salonów kosmetycznych,
- stelaż lakierowany na wybrany kolor,
- leżysko pokryte materiałem skóropodobnym,
- leżysko dwuczęściowe,
- możliwość wyposażenia w dolną półkę,
- możliwość wykonania w zagłówku otworu na twarz z zatyczką,

- możliwość wyposażenia w wieszak na papier,
- możliwość wyposażenia kozetki w kółka jezdne z hamulcem,
- łatwa do czyszczenia i dezynfekcji,
- możliwość wyboru koloru tapicerki z dostępnej kolorystyki,
- stała wysokość.

Kozetka lekarska z wycięciem na twarz, parametry techniczne:

- długość: 190 cm
- wysokość: 55 lub 70 cm (opcjonalnie)
- szerokość: 55 lub 70 cm (opcjonalnie)
- regulacja kąta nachylenia podglówka: od - 70° do +45°
- waga: 34 kg
- maksymalne obciążenie: 150 kg lub wersja PLUS 220kg



Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , Prestig N01 (+ 324,00 zł) , Prestig N02 (+ 324,00 zł) , Prestig N03 (+ 324,00 zł) , Prestig N04 (+ 324,00 zł) , Prestig N05 (+ 324,00 zł) , Prestig N06 (+ 324,00 zł) , Prestig N07 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Kółka jezdne z hamulcem WS: Nie , Tak (+ 184,00 zł)

Półka dolna metalowa WS: nie , tak (+ 141,00 zł)

Szerokość: brak , 55cm , 70cm

Wybierz wysokość: brak , 55cm , 70 cm

Wieszak metalowy na papier WS: nie , tak (+ 110,00 zł)

Wersja Plus: nie , tak (+ 65,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak