

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-medyczna-ze-stali-kwasoodpornej-p-3081.html>

Kozetka medyczna ze stali kwasoodpornej



Cena brutto	1 800,00 zł
Cena netto	1 666,67 zł
Numer katalogowy	SM-TMBY-SR1
Kod producenta	SR1-KO-185-56-50-T (5)-N-WUSR.56.KO.PI-N

Opis produktu

Kozetka medyczna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - niezawodna jakość i doskonałe przyleganie do twardych podłoży!

Zapraszamy do zapoznania się z innowacyjną kozetką medyczną, która spełni wszystkie oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wykonana z najwyższej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych.

Leże dwusegmentowe, pokryte wysokiej jakości tapicerką, zapewniają wygodę i wsparcie dla pacjenta. Regulowany ręcznie zagłówek (+450 mm) za pomocą mechanizmu zapadkowego umożliwia wygodną pozycję podczas użytkowania. Dodatkowo, uchwyt na podkład zapewnia bezproblemową stabilizację.

Stelaż wyposażony w stopki nastawne z możliwością poziomowania, eliminuje ryzyko poślizgu, co gwarantuje bezpieczeństwo i komfort podczas korzystania z produktu.

Kozetka medyczna ma wymiary 1850x560x500 mm (długość x szerokość x wysokość), a zagłówek ma długość 500 mm. Grubość leża wynosi 50 mm, co zapewnia odpowiednią miękkość, a jednocześnie stabilność dla pacjenta.

Produkt ten jest wyprodukowany w kraju, a także jest wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co potwierdza jego wysoką jakość i zgodność z normami branżowymi. Dodatkowo, kozetka medyczna jest sprzedawana z 8% stawką VAT, co sprawia, że jest atrakcyjnym wyborem dla placówek medycznych i klientów indywidualnych.

Zapewnij swoim pacjentom wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo dzięki kozetce medycznej ze stali kwasoodpornej. Wybierz produkt, który zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników i przekonaj się o jego niezawodności już teraz!

Kozetka medyczna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, dane techniczne:

- Wymiary: 1850x560x500 mm [długośćxszerośćxwysokość]
- Długość zagłówka: 500 mm
- Grubość leża: 50 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**