

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-na-kolach-do-gabinetu-lekarskiego-p-3082.html>

Kozetka na kołach do gabinetu lekarskiego



Cena brutto	1 800,00 zł
Cena netto	1 666,67 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SR1
Kod producenta	SR1-ST-185-56-50-T_(5)-0-K12.3

Opis produktu

Kozetka na kółkach do gabinetu lekarskiego - komfort, mobilność i profesjonalizm

Szukasz nowoczesnej, mobilnej i wygodnej kozetki do gabinetu lekarskiego? Kozetka medyczna na kółkach to idealne rozwiązanie, łączące funkcjonalność z estetyką i trwałością. Wyposażona w solidny stalowy stelaż lakierowany proszkowo na biało, wyróżnia się wysoką jakością wykonania i nowoczesnym wyglądem, który doskonale wpisuje się w wystrój każdego gabinetu medycznego.

Mobilność i bezpieczeństwo w jednym

Kozetka została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wygodzie użytkowania. Cztery białe koła o średnicy 125 mm umożliwiają łatwe i płynne przemieszczanie się po pomieszczeniu. Każde koło posiada indywidualną blokadę, co zapewnia pełną stabilność i bezpieczeństwo – zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego.

Komfort pacjenta na najwyższym poziomie

Dwusegmentowe leże o grubości 50 mm, pokryte wysokiej jakości tapicerką, gwarantuje wysoki komfort podczas badania lub zabiegu. Regulowany zagłówek o długości 500 mm wyposażony w mechanizm zapadkowy umożliwia precyzyjne ustawienie kąta nachylenia aż do +45°, dopasowując pozycję do indywidualnych potrzeb pacjenta. Praktyczne rozwiązania w codziennej pracy

Wbudowany uchwyt na prześcieradło utrzymuje je w odpowiedniej pozycji, co ułatwia utrzymanie czystości i higieny. Dzięki kompaktowym wymiarom kozetki (1850x560x500 mm) idealnie sprawdzi się zarówno w mniejszych, jak i większych gabinetach lekarskich, oferując dużą elastyczność aranżacyjną.

Wysokiej klasy wyrób medyczny - produkcja w Polsce

Prezentowana kozetka medyczna na kółkach to wyrób wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co potwierdza jej zgodność z obowiązującymi normami i standardami jakości. Produkt powstaje w Polsce, co gwarantuje jego solidność i szybki czas realizacji zamówienia. Dodatkowo obowiązuje na niego preferencyjna stawka VAT 8%.

Kozetka na kołach do gabinetu lekarskiego, dane techniczne:

- Wymiary: 1850x560x500 mm [długośćxszerokośćxwysokość]
- Długość zagłówka: 500 mm
- Grubość leża: 50 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy