

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-na-kolkach-do-przychodni-basic-store-p-2912.html>



Kozetka na kółkach do przychodni Basic Store

Czas wysyłki	1-3 tygodni
Numer katalogowy	SM-KTS-STORE-kolka

Opis produktu

Kozetka na kółkach do przychodni Basic Store

Kozetka lekarska, leżanka STORE na kółkach - stanowi **wyposażenie gabinetów lekarskich, przychodni, szpitali lub innych placówek medycznych**. Może być stosowana do **zabiegów leczniczych, prostych badań medycznych, itp.** Leżanka wykonana jest z rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Segmenty leża oraz zagłówka są tapicerowane.

Regulacja kąta pochylenia segmentu zagłówka realizowana jest za pomocą rastomatów poprzez podniesienie segmentu, a potem ustalenie pod pożądanym kątem.

Cechy kozetki :

- regulacja kąta nachylenia wezgłowia
- koła
- uniwersalna budowa
- leże i wezgłowie zrobione z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową
- pokryta materiałem skóropodobnym
- stabilna konstrukcja i estetyczny wygląd
- łatwa do utrzymania w czystości
- stalowa konstrukcja malowana proszkowo
- szeroka gama kolorów

Dane techniczne:

Model	StoRe - Basic
Całkowita długość, mm	1900 ± 15
Całkowita szerokość, mm	550 ± 15
Całkowita wysokość, mm	630 ± 15
Kątowa regulacja segmentu zagłówka, °	+ 45 do - 30 (± 5°)
Maksymalne dopuszczalne obciążenie, kg	180
Okres użytkowania, lat	10

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki KTS: 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21