

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozетка-rehabilitacyjna-p-3133.html>

Kozetka rehabilitacyjna



Cena brutto	6 615,00 zł
Cena netto	6 125,00 zł
Czas wysyłki	7-14 dni
Numer katalogowy	SM-EVO 3 L E

Opis produktu

Stół rehabilitacyjny EVO 3 L E – nowoczesność, funkcjonalność i komfort

Zapraszamy do zapoznania się z innowacyjnym **stołem rehabilitacyjnym EVO 3 L E**, który łączy nowoczesny design z funkcjonalnością, zapewniając kompleksowe rozwiązania dla specjalistów zajmujących się rehabilitacją oraz masażem. Nasz **stół do masażu** to produkt, który doskonale sprawdzi się zarówno w gabinetach fizjoterapii, jak i centrach odnowy biologicznej, oferując komfort pacjentom oraz ergonomię pracy dla terapeuty.

Stół EVO 3 L E wyróżnia się elektryczną regulacją wysokości, dzięki czemu umożliwia płynną zmianę pozycji roboczej za pomocą siłownika elektrycznego. Ten **trzęściowy stół do masażu** został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym dopasowaniu do potrzeb terapeutycznych, oferując stabilność i bezpieczeństwo, które są kluczowe podczas rehabilitacji dorosłych pacjentów.

Kluczowe funkcje i wyposażenie:

- **Blat trzęściowy** z otworem na twarz i zatyczką, co pozwala na komfortowe ułożenie pacjenta podczas zabiegów.
- **Regulowany zagłówek** z wykorzystaniem sprężyny gazowej zapewnia precyzyjną regulację kąta nachylenia, ułatwiając dostosowanie pozycji do indywidualnych potrzeb.
- **Szerokość blatu** utrzymana na całej długości stołu gwarantuje równowagę i stabilność podczas terapii.
- **Uchwyty na pasy do stabilizacji** oraz różne opcje kolorystyczne tapicerki (standard line i exclusive line) pozwalają na personalizację łóżka do masażu.
- **Regulowane stopki** oraz opcjonalny system jezdny z czterema skrętnymi kółkami umożliwiają łatwe przemieszczanie stołu.

Dzięki swojej konstrukcji, **łóżko do masażu EVO 3 L E** oferuje wyjątkowy komfort i ergonomię pracy, co czyni go idealnym narzędziem dla specjalistów rehabilitacji. Wysokość stołu można dostosować w zakresie od 63 do 87 cm, co zapewnia wygodę zarówno pacjentom, jak i terapeutom, umożliwiając optymalną pozycję podczas zabiegów.

Dodatkowe opcje personalizacji:

- **Podłokietniki PLUS** zwiększające komfort podczas zabiegów.
- **Banany rehabilitacyjne** i wieszak na podkład celulozowy.
- Możliwość wyboru koloru stelaża z palety RAL oraz tapicerki winylowej w wersji exclusive line.

Stół do masażu EVO 3 L E to doskonałe połączenie elegancji, nowoczesności oraz trwałości, które spełnia najwyższe

wymagania dotyczące komfortu i bezpieczeństwa. Dzięki swoim parametrom technicznym (długość 210 cm, szerokość 69 cm, maksymalne obciążenie 150 kg), jest idealnym wyborem dla profesjonalistów dbających o jakość i skuteczność terapii rehabilitacyjnych.

Stół do masażu, parametry techniczne;

- Długość: 210 cm
- Szerokość: 69 cm
- Wysokość: 63 - 87 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: -75° - 40°
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- Waga: 93 kg
- Regulacja kąta łamania leża: 0° - 45°

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor stelaża RAL J: brak , Biały połysk (+ 100,00 zł) , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 14 , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: PR - pilot ręczny , PN R Pilot nożny standard z pilotem ręcznym (+ 515,00 zł) , SR sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

System jezdny J: Brak systemu jezdnego , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)