

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-szpitalna-p-1568.html>

Kozetka szpitalna



Cena brutto	1 900,00 zł
Cena netto	1 759,26 zł
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-LS-R01

Opis produktu

Metalowa kozetka szpitalna to niezbędny element wyposażenia każdego szpitala, kliniki czy innej placówki medycznej. Kozetki te są przeznaczone dla pacjentów, którzy wymagają leczenia i opieki w szpitalu, a ich zadaniem jest zapewnienie wygody i bezpieczeństwa podczas pobytu w szpitalu.

Kozetka szpitalna składa się z metalowej ramy, na której umieszczone jest miękkie, tapicerowane leżysko. W celu zapewnienia większej wygody pacjenta, kozetka ta wyposażona jest w regulowany podglówek w zakresie -70° do 45°. Regulacja odbywa się za pomocą sprężyny gazowej.

Metalowa konstrukcja kozetki jest łatwa w utrzymaniu czystości oraz zapewnia trwałość i wytrzymałość, co jest szczególnie istotne w środowisku szpitalnym. W zależności od potrzeb, kozetka szpitalna może mieć: wieszak na podkład, półkę dolną do przechowywania niezbędnych akcesoriów oraz podłokietniki.



Kozetka szpitalna znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, w tym w chirurgii, ortopedii, neurologii, intensywnej terapii czy pediatrii. Jest ona niezbędna do zapewnienia pacjentom odpowiedniego leczenia i opieki, a jej wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu czystości przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w szpitalu.

Cechy metalowej kozetki szpitalnej, które wyróżniają ją wśród innych mebli medycznych:

- metalowa rama zapewnia trwałość i wytrzymałość,
- regulowany zagłówek,
- łatwość w utrzymaniu czystości zapewnia higienę w środowisku szpitalnym,
- możliwość wyposażenia w akcesoria: półka dolna, podłokietniki, wieszak na papier,
- zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, w tym w chirurgii, ortopedii, neurologii, intensywnej terapii czy pediatrii,
- niezbędna do zapewnienia pacjentom odpowiedniego leczenia i opieki.

Kozetka szpitalna, parametry techniczne:

- długość: 190 cm
- wysokość: 55 lub 70 cm (opcjonalnie)
- szerokość: 55 lub 70 cm (opcjonalnie)
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od - 70° do +45°
- waga: 35 kg
- **maksymalne obciążenie: 150 kg lub wersja PLUS do 220kg**



Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , Prestig N01 (+ 324,00 zł) , Prestig N02 (+ 324,00 zł) , Prestig N03 (+ 324,00 zł) , Prestig N04 (+ 324,00 zł) , Prestig N05 (+ 324,00 zł) , Prestig N06 (+ 324,00 zł) , Prestig N07 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 369,00 zł)

Półka dolna metalowa WS: nie , tak (+ 141,00 zł)

Szerokość: brak , 55cm , 70cm

Wybierz wysokość: brak , 55cm , 70 cm

Wieszak metalowy na papier WS: nie , tak (+ 110,00 zł)

Wersja Plus: nie , tak (+ 65,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak