

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozетка-zabiegowa-p-1567.html>

Kozetka zabiegowa



Cena brutto	1 576,00 zł
Cena netto	1 459,26 zł
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-LM-04

Opis produktu

Prezentowana kozetka zabiegowa to mebel medyczny zaprojektowane z myślą o komforcie pacjentów i potrzebach personelu medycznego. Charakteryzują się miękkim, łatwym do czyszczenia leżyskiem i solidną konstrukcją. Jest ona niezwykle przydatna w gabinetach lekarskich, salonach kosmetycznych, fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.


Leżanka LM-04 ma stabilny stelaż wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo. Kozetka zabiegowa jest dostępna w stałej wysokości i wyposażona w trzyczęściowe leże z regulowanym podgłówkiem oraz podnóżkiem. Leżanka zabiegowa może posiadać wycięcie na twarz z zatyczką, a regulacja podgłówka i podnóżka odbywa się za pomocą mechanizmu mimośrodowego, poprzez mechanizm typu rastomat. To idealne rozwiązanie dla gabinetów, w których przeprowadza się różnego rodzaju zabiegi.

Kozetka zabiegowa, cechy:

- stabilna i lekka konstrukcja
- tapicerka łatwa w czyszczeniu
- regulacja podgłówka za pomocą mechanizmu mimośrodowego
- regulacja podnóżka poprzez mechanizm rastomat
- szeroki wybór kolorów

Kozetka zabiegowa, parametry techniczne:

- długość: 190 cm
- wysokość: 55 lub 70 cm
- szerokość: 55 lub 70 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od - 70° do +45°
- regulacja kąta podnóżka: 0° do 30°
- **maksymalne obciążenie: 150kg lub wersja PLUS 220kg**
- waga: 35 kg



Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , Prestig N01 (+ 324,00 zł) , Prestig N02 (+ 324,00 zł) , Prestig N03 (+ 324,00 zł) , Prestig N04 (+ 324,00 zł) , Prestig N05 (+ 324,00 zł) , Prestig N06 (+ 324,00 zł) , Prestig N07 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Kółka jezdne z hamulcem WS: Nie , Tak (+ 184,00 zł)

Półka dolna metalowa WS: nie , tak (+ 141,00 zł)

Szerokość: brak , 55cm , 70cm

Wybierz wysokość: brak , 55cm , 70 cm

Wieszak metalowy na papier WS: nie , tak (+ 110,00 zł)

Wersja Plus: nie , tak (+ 65,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak