

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeselko-uchylne-pod-prysznic-ze-stali-nierdzewnej-p-2903.html>



Krzeselko uchylne pod prysznic ze stali nierdzewnej

Cena brutto	687,00 zł
Cena netto	636,11 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-KPU-2 INOX

Opis produktu

Krzeselko uchylne pod prysznic ze stali nierdzewnej INOX

Komfort i bezpieczeństwo w jednym

- Przedstawiamy krzeselko uchylne pod prysznic wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej INOX, które jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących wygody i bezpieczeństwa podczas codziennych kąpieli. Dzięki solidnej konstrukcji i przemyślanemu designowi, nasze krzeselko nie tylko spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa, ale także doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza łazienkowe.

Wytrzymałość i trwałość

- Krzeselko zostało wykonane z rury o średnicy 25 mm, co gwarantuje jego wyjątkową wytrzymałość i stabilność. Stal nierdzewna INOX, z której je wykonano, zapewnia odporność na korozję, co jest kluczowe w wilgotnym środowisku łazienki. Montaż do ściany sprawia, że krzeselko jest zawsze gotowe do użycia, a jednocześnie można je łatwo złożyć, gdy nie jest potrzebne, oszczędzając cenną przestrzeń.

Funkcjonalność i elegancja

- Nasze krzeselko uchylne łączy w sobie funkcjonalność z estetyką. Prosty, minimalistyczny design sprawia, że doskonale komponuje się z różnymi stylami wnętrz, od nowoczesnych po klasyczne. Dzięki swojej konstrukcji, jest łatwe do utrzymania w czystości, co dodatkowo zwiększa jego walory użytkowe.

Łatwy montaż i użytkowanie


- Montaż krzeselka jest niezwykle prosty i szybki, a dołączona instrukcja krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces. Po zamontowaniu, korzystanie z krzeselka jest intuicyjne – wystarczy je uchylić, aby zapewnić sobie wygodne i bezpieczne miejsce do siedzenia podczas kąpieli.

Idealne dla każdego

- Krzeselko uchylne pod prysznic ze stali nierdzewnej INOX to idealne rozwiązanie dla osób starszych, osób z ograniczoną mobilnością oraz wszystkich tych, którzy cenią sobie komfort i bezpieczeństwo. To także świetny wybór

do hoteli, pensjonatów i obiektów użyteczności publicznej, gdzie dbałość o wygodę gości jest priorytetem.

Zapewnij sobie i swoim bliskim komfortowe i bezpieczne kąpiele dzięki naszemu krzeselku uchylnemu pod prysznic ze stali nierdzewnej INOX. Wybierz jakość, trwałość i nowoczesny design w jednym.



Oznaczenie wyrobu	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm] szer. blachy	E [mm] dł. blachy
KPU-2 INOX	480	400	400	100	180

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.