

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-do-pobierania-krwi-jeden-podlokiennik-p-3274.html>



Krzesło do pobierania krwi z 1 regulowanym podłokietnikiem

Cena brutto	1 399,00 zł
Cena netto	1 295,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PK-WP1-1-ST-T_

Opis produktu

Krzesło do pobierania krwi z 1 regulowanym podłokietnikiem to kompaktowe stanowisko do pobrań, iniekcji i krótkich procedur ambulatoryjnych. Model dobrze sprawdza się w małym gabinecie, punkcie pobrań, przychodni lub laboratorium diagnostycznym, gdzie potrzebne jest stabilne podparcie ręki pacjenta, wygodne siedzisko oraz oszczędność miejsca.

Ergonomia i stabilność w codziennej pracy personelu

Konstrukcja oparta na stalowym stelażu lakierowanym proszkowo na biało zapewnia trwałość oraz estetyczny wygląd odpowiedni dla przestrzeni medycznych. Stopki nastawne z elastycznego, antypoślizgowego materiału ułatwiają wypoziomowanie krzesła i zwiększają stabilność użytkowania na twardych podłożach. Dzięki temu stanowisko dobrze sprawdza się podczas codziennego, intensywnego użytkowania.

Komfort pacjenta podczas pobrania krwi i iniekcji

Tapicerowane siedzisko i oparcie poprawiają komfort siedzenia podczas procedury, a szeroki podłokietnik umożliwia wygodne ułożenie ręki. Regulacja wysokości i ustawienia podpórki pozwala lepiej dopasować pozycję kończyny do potrzeb pacjenta oraz techniki pracy osoby wykonującej zabieg. To rozwiązanie praktyczne zarówno w standardowym pobraniu krwi, jak i przy innych procedurach wymagających stabilnego podparcia ramienia.

Najważniejsze zalety

- stabilna konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo,
- 1 regulowany podłokietnik do podparcia kończyny górnej,
- wygodne tapicerowane siedzisko i oparcie,
- stopki antypoślizgowe z możliwością poziomowania,
- kompaktowa forma odpowiednia do gabinetów i punktów pobrań.

Dane techniczne

- Regulacja podłokietnika: wysokość i ustawienie
- Wymiary oparcia: 390 x 390 mm
- Wymiary siedziska: 500 x 450 mm
- Wymiary podłokietnika: 125 x 500 mm
- Wysokość siedziska od podłoża: 510 mm
- Wymiary całkowite: 600 x 640 x 950 mm (szer. x gł. x wys.)

Dlaczego warto wybrać ten model?

- projektowany do zastosowań medycznych i ambulatoryjnych,
- stabilna konstrukcja do codziennego użytkowania,
- regulowany podłokietnik poprawiający ergonomię pobrania,
- produkcja w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485,
- proces produkcyjny realizowany z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Jakość produkcji i odpowiedzialne wytwarzanie

Nasze wyroby produkujemy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizujemy z zachowaniem wymagań środowiskowych. To ważna informacja dla placówek, które oczekują powtarzalnej jakości wykonania, wysokich standardów organizacji procesu produkcji oraz odpowiedzialnego podejścia do wytwarzania wyposażenia medycznego.

Zastosowanie w placówkach medycznych

Krzesło do pobierania krwi z jednym podłokietnikiem może być wykorzystywane jako stanowisko do poboru krwi, stanowisko do iniekcji oraz element wyposażenia gabinetów zabiegowych, laboratoriów i punktów pobrań. Model będzie odpowiedni tam, gdzie potrzebne jest kompaktowe, stabilne i ergonomiczne stanowisko dla pacjenta siedzącego.

Sprawdź również podobne rozwiązania

Zobacz także całą kategorię [foteli, krzeseł i stanowisk do pobierania krwi](#), a także [krzesło do pobierania krwi z dwoma podłokietnikami](#), [stanowisko do pobierania krwi z półką](#) oraz [fotel do pobierania krwi z podnóżkiem](#).

FAQ - najczęstsze pytania

Czy to krzesło nadaje się wyłącznie do pobierania krwi?

Nie. Model może być wykorzystywany również jako stanowisko do iniekcji i innych procedur ambulatoryjnych wykonywanych w pozycji siedzącej, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest stabilne podparcie kończyny górnej.

Jak regulowany jest podłokietnik?

Podłokietnik umożliwia regulację wysokości i ustawienia, co ułatwia dopasowanie pozycji ręki do wzrostu pacjenta i sposobu przeprowadzania procedury.

Gdzie najlepiej sprawdzi się to krzesło do pobierania krwi?

Model jest odpowiedni do gabinetów zabiegowych, punktów pobrań, laboratoriów diagnostycznych, poradni oraz innych placówek medycznych wykonujących procedury ambulatoryjne.

Jakie są najważniejsze wymiary krzesła?

Wymiary całkowite wynoszą 600 x 640 x 950 mm, wysokość siedziska od podłoża to 510 mm, a podłokietnik ma wymiary 125 x 500 mm.

Co oznacza informacja o ISO 13485?

Oznacza ona, że wyroby są produkowane w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485. To informacja dotycząca organizacji procesu jakościowego w produkcji, istotna dla placówek oczekujących powtarzalności i wysokich standardów wytwarzania.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy