

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-do-pobierania-krwi-z-dwoma-podloketnikami-p-1788.html>



Krzesło do pobierania krwi COR-3 – 2 regulowane podłokietniki

Cena brutto	772,00 zł
Cena netto	714,81 zł
Czas wysyłki	7-14 dni
Numer katalogowy	SM-CPL-PK-COR3

Opis produktu

Krzesło do pobierania krwi COR-3 z dwoma regulowanymi podłokietnikami

Krzesło do pobierania krwi COR-3 z dwoma regulowanymi podłokietnikami to stabilne stanowisko medyczne do punktów pobrań, laboratoriów diagnostycznych, gabinetów zabiegowych, przychodni i placówek medycznych, w których wykonywane są pobrania krwi, iniekcje oraz krótkie procedury ambulatoryjne w pozycji siedzącej. Dwa regulowane podłokietniki umożliwiają wygodne podparcie prawej i lewej ręki pacjenta, co ułatwia organizację pracy personelu i zwiększa funkcjonalność stanowiska.

Model COR-3 sprawdzi się szczególnie tam, gdzie jedno krzesło ma obsługiwać pacjentów z różnym ułożeniem kończyny górnej. Regulacja wysokości podłokietników, możliwość ich obrotu oraz stabilna stalowa konstrukcja pomagają dopasować stanowisko do przebiegu procedury, warunków gabinetu i codziennego rytmu pracy w punkcie pobrań.

Najważniejsze cechy modelu COR-3

- **2 regulowane podłokietniki** – wygodne ułożenie kończyny do pobrania po prawej i lewej stronie.
- **Regulacja wysokości podłokietników** – łatwiejsze dopasowanie do wzrostu pacjenta i sposobu pracy personelu.
- **Obrót podłokietników o 180°** – większa elastyczność ustawienia podczas pobrań i iniekcji.
- **Regulacja siedziska zintegrowanego z oparciem do 90°** – możliwość lepszego dopasowania pozycji pacjenta.
- **Stalowa rama malowana proszkowo** – trwała konstrukcja do intensywnej eksploatacji.
- **Tapicerka medyczna łatwa do czyszczenia** – praktyczne rozwiązanie do codziennego użytkowania.
- **Wiele wariantów kolorystycznych tapicerki** – łatwiejsze dopasowanie do aranżacji placówki.
- **Antypoślizgowe stopki** – stabilniejsze ustawienie stanowiska podczas użytkowania.

Zastosowanie

Model COR-3 sprawdza się w miejscach, w których potrzebne jest wygodne i trwałe stanowisko do pobierania krwi oraz innych procedur wykonywanych w pozycji siedzącej. To dobry wybór do:

- punktów pobrań krwi,
- laboratoriów diagnostycznych,
- gabinetów zabiegowych,
- przychodni i poradni,
- placówek medycznych wykonujących pobrania i iniekcje ambulatoryjne.

Dane techniczne

- **Wysokość całkowita:** 90 cm
- **Szerokość całkowita:** 80 cm
- **Głębokość całkowita:** 80 cm
- **Szerokość podstawy:** 70 cm
- **Głębokość podstawy:** 70 cm
- **Podłokietniki:** 2 szt., regulacja wysokości, obrót 180°
- **Siedzisko zintegrowane z oparciem:** regulacja 90°

Dlaczego warto wybrać to krzesło do pobierania krwi?

Krzesło do pobierania krwi COR-3 dobrze odpowiada na potrzeby placówek, które chcą połączyć prostą konstrukcję z funkcjonalnością ważną w codziennej pracy. Dwa podłokietniki zwiększają elastyczność użytkowania, a możliwość regulacji ułatwia ustawienie pacjenta w wygodnej i stabilnej pozycji. To model odpowiedni wszędzie tam, gdzie liczą się ergonomia, trwałość i łatwe utrzymanie stanowiska w czystości.

Produkt jest przeznaczony do zastosowań medycznych i stanowi praktyczny element wyposażenia gabinetów oraz punktów pobrań.

Sprawdź również podobne rozwiązania

Zobacz także całą kategorię [fotele, krzesła i stanowiska do pobierania krwi](#), a także [krzesło do pobierania krwi COR-2 z półką i regulowanym podłokietnikiem](#), [krzesło do pobierania krwi COR-1 - kompaktowe stanowisko do pobrań](#) oraz [fotel do pobierania krwi dwustronny z regulowanymi podłokietnikami](#).

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy model COR-3 nadaje się do pobrań z obu rąk?

Tak. Krzesło wyposażono w dwa podłokietniki, co ułatwia przygotowanie pacjenta do pobrania zarówno z prawego, jak i lewego przedramienia.

Czy podłokietniki można regulować?

Tak. Model COR-3 posiada regulację wysokości podłokietników, a dodatkowo można zmieniać ich położenie w zakresie 180°.

Czy krzesło sprawdzi się w laboratorium diagnostycznym?

Tak. To odpowiedni model do punktów pobrań, laboratoriów, gabinetów zabiegowych i przychodni, w których wykonywane są pobrania w pozycji siedzącej.

Czy tapicerka jest łatwa do utrzymania w czystości?

Tak. Krzesło zostało zaprojektowane z myślą o codziennej pracy w placówkach medycznych, dlatego tapicerka wspiera sprawne utrzymanie stanowiska w czystości.

Czym COR-3 różni się od bardziej kompaktowych modeli?

Najważniejszą różnicą są dwa podłokietniki, które zwiększają funkcjonalność stanowiska i dają większą swobodę ustawienia pacjenta podczas pobrania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki CPL: nie wybrano , 1004 łososiowy , 1017 pomarańczowy , 1044 beżowy , 1089 jasny pomarań. , 1123 żółty , 1158 brązowy , 3022 czerwony , 3036 wrzosowy , 5141 niebieski , 5153 granatowy , 5154 błękitny , 5161 fioletowy , 6021 zielony pistacjowy , 6100 zielony medyczny , 7000 szary , 6001 zielony trawiasty , 9001 biały , 9005 - czarny