

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-do-pobierania-krwi-z-polka-p-1787.html>



Krzesło do pobierania krwi COR-2 z półką i regulowanym podłokietnikiem

Cena brutto	800,00 zł
Cena netto	740,74 zł
Czas wysyłki	7-14 dni
Numer katalogowy	SM-CPL-PK-COR2

Opis produktu

Krzesło do pobierania krwi COR-2 z półką i regulowanym podłokietnikiem

Krzesło do pobierania krwi COR-2 z półką i regulowanym podłokietnikiem to kompaktowe stanowisko medyczne do punktów pobrań, laboratoriów diagnostycznych, gabinetów zabiegowych, przychodni i placówek medycznych, w których wykonywane są pobrania krwi, iniekcje oraz krótkie procedury ambulatoryjne w pozycji siedzącej. Model łączy wygodne siedzisko, regulowany podłokietnik oraz praktyczną półkę boczną, dlatego dobrze sprawdza się tam, gdzie ważna jest ergonomia pracy personelu i dobra organizacja stanowiska.

Wariant COR-2 jest dobrym wyborem dla placówek, które potrzebują funkcjonalnego krzesła do pobrań, ale nie chcą stosować większego fotela zabiegowego. Jeden regulowany podłokietnik ułatwia stabilne ułożenie ręki pacjenta, a półka boczna pomaga uprządkować drobne akcesoria używane podczas pracy w gabinecie, punkcie pobrań lub laboratorium.

Zastosowanie krzesła do pobierania krwi z półką

Model COR-2 sprawdza się w placówkach, w których pobrania wykonywane są regularnie, a jednocześnie ważne jest rozsądne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Krzesło może być stosowane m.in. w:

- punktach pobrań krwi,
- gabinetach zabiegowych,
- laboratoriach diagnostycznych,
- przychodniach i poradniach,
- sanatoriach oraz innych placówkach medycznych wykonujących procedury ambulatoryjne.

Najważniejsze cechy modelu COR-2

- **1 regulowany podłokietnik** – ułatwia dopasowanie ułożenia ręki pacjenta do procedury pobrania.
- **Zmiana położenia podłokietnika o 180°** – pozwala wygodnie ustawić stanowisko do pracy po wybranej stronie.
- **Regulacja wysokości podłokietnika** – ułatwia dostosowanie pozycji do wzrostu pacjenta i sposobu pracy personelu.
- **Zmiana położenia siedziska zintegrowanego z oparciem o 90°** – pomaga lepiej dopasować ustawienie pacjenta.
- **Półka boczna** – zwiększa funkcjonalność stanowiska i wspiera organizację pracy przy pobraniach.
- **Tapicerowane siedzisko, oparcie i podłokietnik** – poprawiają komfort podczas procedury wykonywanej w pozycji siedzącej.
- **Stalowa rama malowana proszkowo** – zapewnia stabilność i estetyczny wygląd stanowiska.
- **Tapicerka łatwa do utrzymania w czystości** – odpowiednia do codziennego użytkowania w środowisku medycznym.

- **Antypoślizgowe stopki** – wspierają stabilne ustawienie krzesła na podłożu.
- **Szeroka gama kolorów tapicerki** – pozwala dopasować produkt do standardu wizualnego placówki.

Dlaczego to krzesło do poboru krwi jest dobrym wyborem?

Nie każda placówka potrzebuje rozbudowanego fotela zabiegowego z dwoma podłokietnikami, podnóżkiem czy zaawansowaną regulacją. W wielu gabinetach lepiej sprawdza się **kompaktowe krzesło do pobierania krwi z półką**, które zajmuje mniej miejsca, jest łatwe w codziennym użytkowaniu i jednocześnie zapewnia wygodne warunki do pobrań wykonywanych w pozycji siedzącej.

Model COR-2 został pomyślany właśnie jako takie rozwiązanie: prostsze konstrukcyjnie, ale nadal funkcjonalne i wygodne. Dzięki połączeniu regulowanego podłokietnika, siedziska zintegrowanego z oparciem oraz półki bocznej krzesło dobrze odpowiada na potrzeby punktów pobrań, laboratoriów i gabinetów, w których liczy się płynność pracy oraz komfort pacjenta.

Dane techniczne

Model	COR-2
Przeznaczenie	pobieranie krwi, iniekcje, krótkie procedury ambulatoryjne
Rodzaj produktu	krzesło / kompaktowe stanowisko do pobierania krwi
Podłokietnik	1 regulowany podłokietnik
Półka boczna	tak
Konstrukcja	stelaż metalowy
Siedzisko i oparcie	tapicerowane
Zastosowanie	punkt pobrań, gabinet zabiegowy, laboratorium, przychodnia

Utrzymanie czystości i organizacja stanowiska

W codziennej pracy personelu medycznego istotna jest nie tylko wygoda pacjenta, ale także łatwość utrzymania stanowiska w odpowiednim stanie użytkowym. Dlatego w modelu COR-2 zastosowano rozwiązania sprzyjające szybkiemu uporządkowaniu miejsca pracy: tapicerowane elementy o gładkiej powierzchni, stabilną ramę oraz praktyczną półkę, która wspiera organizację podstawowych czynności wykonywanych przy pobraniu.

Sprawdź również podobne rozwiązania

Zobacz także całą kategorię [foteli, krzeseł i stanowisk do pobierania krwi](#), a także [krzesło do pobierania krwi COR-3 z dwoma regulowanymi podłokietnikami](#), [krzesło do pobierania krwi COR-1 – kompaktowe stanowisko do pobrań](#) oraz [fotel do pobierania krwi dwustronny z regulowanymi podłokietnikami](#).

FAQ, najczęściej zadawane pytania

1. Do jakich placówek przeznaczone jest krzesło do pobierania krwi COR-2?

Model COR-2 sprawdza się w punktach pobrań, laboratoriach diagnostycznych, gabinetach zabiegowych, przychodniach i innych placówkach wykonujących pobrania w pozycji siedzącej.

2. Czy podłokietnik w tym modelu jest regulowany?

Tak. Krzesło wyposażono w tapicerowany podłokietnik z regulacją wysokości oraz możliwością zmiany położenia o 180°, co ułatwia dopasowanie ustawienia do pacjenta i sposobu pracy personelu.

3. Czy krzesło posiada regulację siedziska i oparcia?

Tak. Siedzisko zintegrowane z oparciem można ustawić w zakresie 90°, co pomaga lepiej dopasować pozycję pacjenta podczas pobrania.

4. Do czego służy półka boczna w modelu COR-2?

Półka zwiększa funkcjonalność stanowiska i pomaga lepiej zorganizować pracę przy pobraniu, zwłaszcza w mniejszych gabinetach i punktach pobrań.

5. Czy to dobry model do małego gabinetu?

Tak. COR-2 jest wariantem kompaktowym, dlatego dobrze sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest wygodne stanowisko do pobrań, ale bez rozbudowanej konstrukcji większego fotela zabiegowego.

6. Czym COR-2 różni się od modeli z dwoma podłokietnikami?

COR-2 to model bardziej kompaktowy: ma jeden regulowany podłokietnik i półkę, dlatego jest dobrym wyborem dla placówek szukających prostszego, praktycznego stanowiska do codziennych pobrań.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki CPL: nie wybrano , 1004 łososiowy , 1017 pomarańczowy , 1044 beżowy , 1089 jasny pomarań. , 1123 żółty , 1158 brązowy , 3022 czerwony , 3036 wrzosowy , 5141 niebieski , 5153 granatowy , 5154 błękitny , 5161 fioletowy , 6021 zielony pistacjowy , 6100 zielony medyczny , 7000 szary , 6001 zielony trawiasty , 9001 biały , 9005 - czarny