

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-do-poboru-krwi-p-2989.html>



Fotel do pobierania krwi JFK 4 z 2 regulowanymi podłokietnikami

Cena brutto	1 155,00 zł
Cena netto	1 069,44 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	31-08-2026
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-FK4

Opis produktu

Fotel JFK 4 do pobierania krwi z 2 podłokietnikami regulowanymi na boki

Fotel do pobierania krwi JFK 4 to stabilny model do codziennych pobrań krwi, iniekcji i krótkich procedur ambulatoryjnych wykonywanych w pozycji siedzącej. Sprawdza się w punktach pobrań, laboratoriach, gabinetach zabiegowych, przychodniach i placówkach medycznych, które potrzebują prostego, trwałego i czytelnego funkcjonalnie stanowiska dla pacjenta.

Model JFK 4 wyróżnia się dwoma tapicerowanymi podłokietnikami regulowanymi na boki. Regulacja kąta podłokietników w poziomie 0° lub 40° ułatwia wygodne ustawienie kończyny górnej podczas pobrania krwi lub iniekcji, bez konieczności stosowania bardziej rozbudowanych mechanizmów regulacji.

Najważniejsze cechy modelu JFK 4

- fotel do pobierania krwi JFK 4 do punktów pobrań, gabinetów i laboratoriów,
- 2 tapicerowane podłokietniki regulowane na boki,
- regulacja kąta podłokietników w poziomie: 0° lub 40°,
- stabilne podparcie kończyny górnej podczas pobrania krwi lub iniekcji,
- stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor biały,
- tapicerowane siedzisko, oparcie i podłokietniki,
- do wyboru tapicerka skóropodobna lub winylowa,
- maksymalne obciążenie do 130 kg,
- prosta konstrukcja do codziennego użytkowania w placówkach medycznych,
- dobry wybór do gabinetów zabiegowych, laboratoriów, przychodni i punktów pobrań.

Zastosowanie

Fotel do pobierania krwi JFK 4 jest przeznaczony do placówek, które potrzebują prostego i stabilnego stanowiska do pobrań. Dzięki dwóm podłokietnikom regulowanym na boki można wygodnie przygotować pacjenta do zabiegu bez konieczności korzystania z bardziej rozbudowanych mechanizmów regulacji.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Fotel do pobierania krwi JFK 4 z 2 regulowanymi podłokietnikami
Numer katalogowy	SM-J-FK4
Typ	Fotel / krzesło do pobierania krwi i iniekcji

Zastosowanie	Pobieranie krwi, iniekcje, krótkie procedury ambulatoryjne
Placówki	Punkt pobrań, gabinet zabiegowy, laboratorium, przychodnia, placówka medyczna
Szerokość całkowita	82 cm
Szerokość siedziska	46 cm
Wysokość	121 cm
Głębokość	78 cm
Dopuszczalne obciążenie	130 kg
Waga	19 kg
Podłokietniki	2 tapicerowane podłokietniki regulowane na boki
Regulacja kąta podłokietników	0° lub 40°
Wymiar podłokietników	40 × 15 cm
Stelaż	Stalowy, malowany proszkowo na biało
Tapicerka	Skóropodobna lub winylowa, warianty do wyboru

Wykonanie i codzienne użytkowanie

Konstrukcja fotela opiera się na stalowym stelażu malowanym proszkowo. Elementy użytkowe są tapicerowane, a producent przewiduje wybór tapicerki skóropodobnej lub winylowej oraz różnych wariantów kolorystycznych. Dzięki temu model można dopasować do standardu wizualnego gabinetu lub laboratorium.

Co wyróżnia ten model

JFK 4 to fotel do pobierania krwi skoncentrowany na podstawowej funkcji zabiegowej: stabilnym posadowieniu pacjenta i wygodnym podparciu kończyny. Dobrze sprawdza się w placówkach, które szukają prostego, trwałego i czytelnego funkcjonalnie rozwiązania.

Kiedy wybrać fotel JFK 4 do pobierania krwi?

Fotel JFK 4 warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje prostego, stabilnego i wygodnego fotela do codziennych pobrań krwi, iniekcji oraz krótkich procedur ambulatoryjnych w pozycji siedzącej. Model sprawdzi się szczególnie tam, gdzie ważne są dwa regulowane podłokietniki, stabilne podparcie kończyny górnej pacjenta, stalowy stelaż, łatwa do utrzymania w czystości tapicerka oraz brak rozbudowanych mechanizmów, takich jak hydrauliczna regulacja wysokości czy rozkładane oparcie.

Sprawdź również podobne rozwiązania

Zobacz także całą kategorię [foteli, krzeseł i stanowisk do pobierania krwi](#), a także [fotel do pobierania krwi JFK-2 z regulacją oparcia](#), [fotel do pobierania krwi z hydrauliczną regulacją wysokości](#) oraz [fotel do pobierania krwi dwustronny z regulowanymi podłokietnikami](#).

FAQ

Do czego służy fotel do pobierania krwi JFK 4?

Fotel JFK 4 służy do pobierania krwi, wykonywania iniekcji oraz krótkich procedur ambulatoryjnych w pozycji siedzącej. Sprawdza się w punktach pobrań, gabinetach zabiegowych, laboratoriach, przychodniach i placówkach medycznych.

Czy model JFK 4 ma dwa podłokietniki?

Tak. Model JFK 4 posiada dwa tapicerowane podłokietniki regulowane na boki. Ułatwia to ustawienie ręki pacjenta podczas pobrania krwi lub iniekcji.

Jaki jest zakres regulacji podłokietników?

Producent podaje regulację kąta podłokietników w poziomie: 0° lub 40°. Dzięki temu można dopasować ustawienie podłokietnika do strony zabiegowej i organizacji stanowiska.

Czy fotel JFK 4 ma regulację wysokości?

Nie. JFK 4 nie jest modelem z regulacją wysokości. Jeśli taka funkcja jest potrzebna, warto porównać go z fotелем do pobierania krwi z hydrauliczną regulacją wysokości.

Czy fotel JFK 4 ma regulowane oparcie?

Nie. JFK 4 jest prostym, stabilnym fotelem do pobierania krwi i iniekcji, bez regulacji oparcia. Jeśli potrzebny jest model

rozkładany, warto sprawdzić fotel JFK-2 z regulacją oparcia.

Jakie jest maksymalne obciążenie fotela JFK 4?

Dopuszczalne obciążenie fotela JFK 4 wynosi 130 kg.

Czym JFK 4 różni się od JFK-2?

JFK 4 to prosty model do pobierania krwi z dwoma podłokietnikami regulowanymi na boki. JFK-2 jest bardziej rozbudowanym fotelem rozkładanym z regulacją oparcia, dlatego lepiej sprawdzi się tam, gdzie potrzebna jest większa zmiana pozycji pacjenta.

Dla jakich placówek będzie odpowiedni JFK 4?

JFK 4 będzie dobrym wyborem do punktów pobrań, gabinetów zabiegowych, laboratoriów, przychodni i placówek medycznych, które potrzebują prostego, stabilnego fotela do codziennych pobrań krwi i iniekcji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)