

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-medyczne-z-oparciem-p-2491.html>



Krzesło medyczne TB-03 ze stali kwasoodpornej z oparciem

Cena brutto	1 370,00 zł
Cena netto	1 268,52 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-TB-03
Kod producenta	TB-03-010-RM-T_-K2

Opis produktu

Krzesło medyczne TB-03 ze stali kwasoodpornej do gabinetu

Krzesło medyczne TB-03 ze stali kwasoodpornej to profesjonalne krzesło lekarskie z oparciem, przeznaczone do codziennej pracy w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych, zabiegowych oraz innych placówkach medycznych. Model łączy stabilną konstrukcję ze stali kwasoodpornej, wygodne siedzisko z oparciem, podporę pod nogi oraz mobilną pięcioramienną podstawę na kołach.

Produkt został zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu w miejscach, gdzie liczy się wygoda pracy, higiena, trwałość oraz łatwe utrzymanie wyposażenia w czystości. Dzięki wykonaniu ze **stali kwasoodpornej 0H18N9** krzesło dobrze sprawdza się jako praktyczne wyposażenie gabinetu, stanowiska zabiegowego, stomatologicznego, kosmetycznego lub pomocniczego.

Stal kwasoodporna 0H18N9 – mocna konstrukcja do placówek medycznych

Konstrukcja krzesła została wykonana ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. To ważna cecha w środowisku medycznym i zabiegowym, gdzie meble są często użytkowane, przestawiane i regularnie czyszczone. Stal kwasoodporna nadaje produktowi profesjonalny charakter i dobrze pasuje do wyposażenia gabinetów, przychodni oraz placówek medycznych.

Krzesło medyczne TB-03 jest dobrym wyborem dla miejsc, w których potrzebne jest stabilne, mobilne i łatwe do utrzymania w czystości siedzisko dla personelu. W porównaniu z prostymi taboretami bez oparcia zapewnia większy komfort pracy, szczególnie podczas dłuższego siedzenia.

Krzesło lekarskie z oparciem, podporą pod nogi i kołami z blokadą

Model TB-03 został wyposażony w **siedzisko z oparciem**, które zwiększa wygodę pracy w pozycji siedzącej. Dodatkowa **podpora pod nogi** poprawia komfort użytkowania i pozwala stabilniej oprzeć stopy podczas pracy przy pacjencie, aparaturze, biurku lub stanowisku zabiegowym.

Pięcioramienna podstawa została wyposażona w **koła w obudowie stalowej, ocynkowanej o średnicy 50 mm**. Dwa koła posiadają blokadę, co ułatwia ustawienie krzesła w wybranym miejscu i zwiększa kontrolę podczas pracy. To praktyczne rozwiązanie w gabinetach, gdzie personel często zmienia pozycję i potrzebuje mobilnego, ale stabilnego siedziska.

Regulacja wysokości i siłownik pneumatyczny

Krzesło medyczne TB-03 posiada **siłownik pneumatyczny z dźwignią ręczną**, który umożliwia dopasowanie wysokości siedziska do stanowiska pracy oraz wzrostu użytkownika. Produkt dostępny jest w dwóch wariantach: z siłownikiem małym oraz z siłownikiem dużym.

Wariant z małym siłownikiem oferuje wysokość siedziska **550-670 mm**, natomiast wariant z dużym siłownikiem zapewnia zakres **715-965 mm**. Dzięki temu krzesło można dobrać do niższych, standardowych lub wyższych stanowisk pracy.

Siedzisko i oparcie odporne na dezynfekcję

Siedzisko oraz oparcie zostały pokryte **materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję**. To duża zaleta w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych i zabiegowych, gdzie wyposażenie powinno być łatwe do utrzymania w czystości.

Zmywalne wykończenie ułatwia codzienną pielęgnację i sprawia, że krzesło dobrze sprawdza się w miejscach, w których ważna jest higiena, praktyczność i szybkie przygotowanie stanowiska do pracy.

Do jakich zastosowań pasuje krzesło medyczne TB-03?

Krzesło medyczne TB-03 z oparciem może być wykorzystywane jako krzesło dla lekarza, personelu medycznego, kosmetologa, stomatologa lub pracownika wykonującego czynności przy pacjencie. Sprawdza się jako krzesło do gabinetu lekarskiego, krzesło zabiegowe, krzesło pomocnicze przy aparaturze lub mobilne siedzisko do stanowiska pracy.

- gabinet lekarski,
- gabinet stomatologiczny,
- gabinet kosmetyczny,
- gabinet zabiegowy,
- gabinet pielęgniarstwa,
- placówka medyczna,
- stanowisko pracy przy pacjencie,
- stanowisko pomocnicze przy aparaturze lub biurku.

Krzesło medyczne TB-03 – dane techniczne

Model	TB-03
Numer katalogowy	TB-03-010-RM-T_K2
Materiał konstrukcji	Stal kwasoodporna, gatunek 0H18N9
Podstawa	Pięcioramienna
Koła	Koła w obudowie stalowej, ocynkowanej
Średnica kół	50 mm
Blokada kół	2 koła z blokadą
Podpora pod nogi	Tak
Oparcie	Tak
Siedzisko i oparcie	Materiał zmywalny, odporny na dezynfekcję
Regulacja wysokości	Siłownik pneumatyczny, dźwignia ręczna
Wysokość siedziska z siłownikiem małym	550-670 mm
Wysokość siedziska z siłownikiem dużym	715-965 mm
Średnica podstawy	600 mm
Średnica siedziska	350 mm
Zastosowanie	Gabinety lekarskie, stomatologiczne, kosmetyczne, zabiegowe i placówki medyczne

Dlaczego warto wybrać krzesło medyczne TB-03?

Krzesło TB-03 wyróżnia się połączeniem trwałej konstrukcji ze stali kwasoodpornej, wygodnego siedziska z oparciem, podpory pod nogi oraz mobilnej podstawy z kołami z blokadą. Dzięki temu jest bardziej funkcjonalne niż podstawowe taborety medyczne bez oparcia i bez stabilizacji kół.

To dobry wybór dla gabinetów, które potrzebują profesjonalnego, stabilnego i łatwego do czyszczenia krzesła medycznego. Model TB-03 dobrze wpisuje się w potrzeby placówek medycznych, gabinetów stomatologicznych, kosmetycznych i zabiegowych, gdzie liczy się wygoda pracy, higiena i solidne wykonanie.

Sprawdź również powiązane wyposażenie medyczne

Zobacz także inne produkty i kategorie: [fotele lekarskie](#), [krzesła medyczne](#), [taborety lekarskie](#), [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#) oraz [meble medyczne](#).

FAQ

Czy krzesło medyczne TB-03 jest wykonane ze stali kwasoodpornej?

Tak. Krzesło TB-03 jest wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, dlatego dobrze sprawdza się jako wyposażenie gabinetów i placówek medycznych.

Czy krzesło TB-03 posiada oparcie?

Tak. Model posiada oparcie oraz siedzisko pokryte materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję.

Czy krzesło ma koła z blokadą?

Tak. Pięcioramienna podstawa została wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą.

Jakie zakresy wysokości ma krzesło medyczne TB-03?

Wysokość siedziska z siłownikiem małym wynosi 550–670 mm, natomiast z siłownikiem dużym 715–965 mm.

Czy siedzisko i oparcie można dezynfekować?

Tak. Siedzisko i oparcie zostały pokryte materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję.

Do jakich gabinetów pasuje krzesło TB-03?

Krzesło TB-03 pasuje do gabinetów lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych, zabiegowych, pielęgniarских oraz innych placówek medycznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Wybierz model siłownika: nie wybrano , siłownik MAŁY , siłownik DUŻY (+ 17,00 zł)