

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-pod-prysznic-p-1169.html>

Taboret prysznicowy z oparciem i uchwytami dla seniora Timago 355L

Cena brutto	134,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	124,07 zł
------------	------------------

Cena poprzednia	189,00 zł
-----------------	------------------

Dostępność	
------------	--



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	SM-TGO-KP 355L
------------------	-----------------------

Opis produktu

Gdy senior, osoba niepełnosprawna lub osoba po zabiegu ma problem z dłuższym staniem pod prysznicem, zwykły stołek łazienkowy może być niewystarczający. **Taboret prysznicowy z oparciem i uchwytami dla seniora Timago TGR-R KP 355L** został zaprojektowany z myślą o osobach, które potrzebują wygodnego miejsca do siedzenia podczas kąpieli oraz dodatkowego podparcia przy siadaniu i wstawaniu.

Produkt sprawdzi się jako **krzesło pod prysznic, taboret do kąpeli, stołek pod prysznic** lub **wolnostojące siedzisko pod prysznic**. To ważne, ponieważ klienci szukają tego typu pomocy pod różnymi nazwami, ale najczęściej mają ten sam problem: chcą zwiększyć komfort codziennej toalety i ograniczyć wysiłek podczas kąpieli bez konieczności montowania siedziska do ściany.

Model **Timago 355L** posiada oparcie, boczne uchwyty, szerokie siedzisko z otworami odpływowymi oraz regulowaną wysokość. Dzięki temu może być dobrym wyborem do łazienki osoby starszej, osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, osoby po operacji, po urazie lub w trakcie rehabilitacji domowej.

Krzesło pod prysznic dla osoby, która ma problem ze staniem i wstawaniem

Codzienna kąpiel może być trudna, jeżeli użytkownik szybko się męczy, ma osłabione nogi, problem z równowagą albo obawia się poślizgnięcia na mokrej powierzchni. W takich sytuacjach taboret prysznicowy z oparciem i uchwytami bocznymi daje większe wsparcie niż prosty stołek do kąpieli bez poręczy.

Boczne uchwyty pokryte materiałem piankowym ułatwiają oparcie dłoni podczas siadania i wstawania. Oparcie pomaga wygodniej siedzieć pod prysznicem, a szerokie siedzisko zwiększa komfort podczas codziennej toalety. Nóżki z antypoślizgowymi nasadkami ograniczają przesuwanie się taboretu oraz chronią powierzchnię łazienki przed zarysowaniem.

Taboret prysznicowy, stołek do kąpeli czy siedzisko pod prysznic?

Ten produkt może być określany na kilka sposobów: **taboret prysznicowy, krzesło pod prysznic, stołek do kąpeli, taboret do kabiny prysznicowej** albo **siedzisko pod prysznic dla seniora**. W praktyce model Timago TGR-R KP 355L jest wolnostojącym taboretem prysznicowym z oparciem i bocznymi uchwytami, czyli rozwiązaniem pośrednim między prostym stołkiem a stałym siedziskiem montowanym do ściany.

To dobry wybór dla osób, które potrzebują stabilnego miejsca do siedzenia podczas kąpieli, ale nie chcą wiercić w ścianie ani montować stałego krzesła prysznicowego. Taboret można ustawić w kabiny prysznicowej lub pod prysznicem bez brodzika, o ile w łazience jest wystarczająca ilość miejsca.

Dlaczego Timago 355L, a nie zwykły stołek pod prysznic?

Zwykły stołek pod prysznic zapewnia jedynie miejsce do siedzenia. Model Timago TGR-R KP 355L daje więcej, ponieważ posiada **oparcie, boczne uchwyty, regulowaną wysokość** oraz **antypoślizgowe nasadki**. To szczególnie istotne u osób, które mają trudność z samodzielnym wstawaniem albo potrzebują stabilniejszego podparcia podczas kąpieli.

Dodatkową zaletą jest wielofunkcyjność. Oparcie i poręczę można zdemontować, dlatego produkt może być używany jako pełniejsze krzesło prysznicowe z podparciem albo jako prostszy taboret do kąpieli. Dzięki temu łatwiej dopasować go do aktualnych potrzeb użytkownika, stopnia samodzielności oraz wielkości kabiny.

Jeżeli taboret lub krzesło prysznicowe nie wystarcza, ponieważ użytkownik wymaga również przewiezienia do łazienki, lepszym rozwiązaniem może być [wózek prysznicowy do kąpieli seniora Timago FS 7962L](#). To lekki model Shower-TIM do mycia, kąpieli i krótkiego transportu osoby, która nie może bezpiecznie stać pod prysznicem.

Najważniejsze zalety taboretu prysznicowego Timago 355L

- **Pomoc podczas kąpieli** - dla seniorów, osób niepełnosprawnych, osób po zabiegu i użytkowników z ograniczoną mobilnością.
- **Boczne uchwyty** - ułatwiają podparcie dłoni przy siadaniu i wstawaniu.
- **Oparcie** - zwiększa komfort siedzenia pod prysznicem.
- **Regulowana wysokość siedziska** - zakres 37-49 cm pozwala dopasować taboret do wzrostu użytkownika.
- **Szerokie siedzisko** - wygodniejsze niż w wielu prostych stołkach łazienkowych.
- **Otworki odpływowe** - ułatwiają odprowadzanie wody z powierzchni siedziska.
- **Antypoślizgowe nasadki** - pomagają ograniczyć przesuwanie się taboretu na mokrej powierzchni.
- **Lekka aluminiowa konstrukcja** - odporna na korozję i wygodna w codziennym użytkowaniu.
- **Montaż bez narzędzi** - szybkie przygotowanie produktu do użytku.
- **Demontowane oparcie i poręczę** - możliwość dopasowania produktu do potrzeb użytkownika.
- **Wyrób medyczny** - przeznaczony do wsparcia osób wymagających pomocy podczas kąpieli.

Dla kogo będzie odpowiedni taboret prysznicowy z uchwytami?

Taboret prysznicowy Timago 355L będzie odpowiedni dla osoby starszej, która nie czuje się pewnie podczas kąpieli na stojąco. Sprawdzi się również u osób z ograniczoną sprawnością ruchową, po kontuzji, po operacji, w trakcie rehabilitacji domowej oraz u osób, które potrzebują pomocy opiekuna podczas codziennej higieny.

Jeżeli kompletujesz łazienkę dla seniora lub osoby niepełnosprawnej, zobacz również kategorię [krzesła prysznicowe](#). Do zwiększenia funkcjonalności i bezpieczeństwa łazienki warto dobrać także [poręczę dla niepełnosprawnych](#) oraz inne [artykuły sanitarne](#) wspierające codzienną higienę.

Kiedy wybrać model wolnostojący zamiast siedziska montowanego do ściany?

Wolnostojący taboret prysznicowy warto wybrać wtedy, gdy nie chcesz wiercić w ścianie, mieszkasz w wynajmowanym lokalu, potrzebujesz rozwiązania tymczasowego po zabiegu albo chcesz mieć możliwość przestawiania produktu. Siedzisko ścienne sprawdzi się w innych sytuacjach, ale wymaga montażu. Timago 355L można ustawić bez stałej ingerencji w łazienkę.

Dane techniczne

Model	Timago TGR-R KP 355L
Rodzaj produktu	taboret prysznicowy z oparciem i uchwytami bocznymi
Potoczne nazwy	krzesło pod prysznic, stołek do kąpieli, taboret do kąpieli, siedzisko pod prysznic
Zastosowanie	kąpiel pod prysznicem w pozycji siedzącej, wsparcie przy siadaniu i wstawaniu
Dla kogo	seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby po zabiegu, osoby z ograniczoną sprawnością ruchową
Szerokość	48 cm
Głębokość	40 cm

Wysokość siedziska	37-49 cm
Wysokość całkowita	66-79 cm
Wymiary siedziska	40x33 cm
Waga	3,1 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg
Konstrukcja	aluminiowa, odporna na korozję
Regulacja wysokości	skokowa, co około 2,5 cm
Oparcie	demontowane, z dwustopniową regulacją
Uchwyty boczne	demontowane, pokryte materiałem piankowym
Siedzisko	szerokie, z otworami odpływowymi
Nóżki	z antypoślizgowymi nasadkami
Montaż	bez użycia narzędzi
Status produktu	wyrób medyczny

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy ten taboret prysznicowy nadaje się dla seniora?

Tak. Model Timago TGR-R KP 355L jest przeznaczony dla osób starszych, które mają trudność z dłuższym stanieniem pod prysznicem, siadaniem lub wstawaniem. Oparcie i boczne uchwyty pomagają wygodniej korzystać z kąpeli w pozycji siedzącej.

Czy to jest taboret prysznicowy, krzesło pod prysznic czy stołek do kąpeli?

Produkt może być określany wszystkimi tymi nazwami. Jest to wolnostojący taboret prysznicowy z oparciem i uchwytami bocznymi, który pełni funkcję krzesła pod prysznic lub stołka do kąpeli dla osoby potrzebującej podparcia.

Czy taboret wymaga montażu do ściany?

Nie. Timago 355L jest modelem wolnostojącym, więc nie wymaga wiercenia ani mocowania do ściany. Można ustawić go w kabinie prysznicowej lub pod prysznicem bez stałej ingerencji w łazienkę.

Czy oparcie i uchwyty można zdjąć?

Tak. Oparcie oraz boczne poręcze są demontowane. Dzięki temu produkt można dopasować do aktualnych potrzeb użytkownika i używać go jako krzesła prysznicowego z podparciem albo prostszego taboretu.

Jaka jest regulacja wysokości siedziska?

Wysokość siedziska można regulować w zakresie 37-49 cm. Regulacja odbywa się skokowo, co około 2,5 cm.

Czy taboret zmieści się w kabinie prysznicowej?

Szerokość produktu wynosi 48 cm, a głębokość 40 cm. Przed zakupem warto zmierzyć przestrzeń w kabinie prysznicowej lub miejscu kąpielowym, aby upewnić się, że taboret będzie można wygodnie ustawić.

Czym ten model różni się od prostego stołka pod prysznic?

Prosty stołek pod prysznic zapewnia tylko miejsce do siedzenia. Model Timago TGR-R KP 355L ma dodatkowo oparcie, boczne uchwyty, regulowaną wysokość oraz antypoślizgowe nasadki, dlatego lepiej sprawdzi się u osób potrzebujących większego podparcia.

Jakie jest maksymalne obciążenie taboretu?

Maksymalne obciążenie taboretu prysznicowego Timago TGR-R KP 355L wynosi 136 kg.

Informacja: produkt jest wyrobem medycznym. Należy używać go zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.