

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-pod-prysznic-z-oparciem-p-1171.html>



Krzesło pod prysznic z oparciem

Cena brutto	179,00 zł
Cena netto	165,74 zł
Cena poprzednia	199,00 zł
Dostępność	WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY
Numer katalogowy	SM-TGO-AS-TGR-R_KP-U3522L

Opis produktu

Innowacyjne Krzesło Pod Prysznic z Wygodnym Oparciem i Siedziskiem Typu U

Oferujemy unikalne krzesło pod prysznic, zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie i funkcjonalności. Nasz produkt posiada ergonomicznie wyprofilowane siedzisko z praktycznym wycięciem, co sprawia, że wykonywanie czynności związanych z myciem staje się jeszcze łatwiejsze. Dodatkowo, taboret wyposażony jest w regulację wysokości, umożliwiającą dostosowanie go do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

Solidność i lekkość: Nasze krzesło pod prysznic charakteryzuje się solidną aluminiową ramą oraz siedziskiem i oparciem z wytrzymałego PCV. Mimo swojej wytrzymałości, produkt waży zaledwie 2,8 kg, jednocześnie utrzymując obciążenie do imponujących 150 kg.

Komfort na pierwszym miejscu: Dzięki opcji regulacji wysokości, nasz taboret dostosowuje się do różnych wzrostów użytkowników. Łatwe siadanie i wstawanie, zapewnia niezależność podczas korzystania z krzesła pod prysznicem. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie komfort i funkcjonalność.

Bezpieczeństwo i stabilność: Antypoślizgowe nasadki na nóżkach taboretu zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas kąpieli. Dzięki nim unikniesz ślizgania się oraz rysowania powierzchni. Dodatkowo, demontowane oparcie to kolejny atut naszego produktu, umożliwiający elastyczne korzystanie zarówno w wannie, jak i pod prysznicem.

Krzesło pod prysznic z oparciem, dane techniczne;

- Szerokość: 48 cm
- Głębokość: 40 cm
- Wysokość siedziska: 35 - 52 cm
- Wysokość całkowita: 70 - 87 cm
- Wymiary siedziska: 48 cm x 31 cm
- Waga: 2,8 kg
- Maksymalne obciążenie: 150 kg

Zaufaj nam i zainwestuj w komfort oraz bezpieczeństwo podczas codziennych rytuałów higienicznych. Nasze krzesło pod prysznic to gwarancja satysfakcji i wygody użytkowania!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.