

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-prysznicowe-uchylne-do-150kg-p-3051.html>



Krzesło prysznicowe uchylnie do 150kg

Cena brutto	307,00 zł
Cena netto	284,26 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-KPU-NOGA

Opis produktu


Krzesło prysznicowe uchylnie jest dedykowane osobom o wadze do 150kg, które potrzebują niezawodnego wsparcia podczas kąpieli. Doskonale sprawdza się w łazienkach domowych, placówkach medycznych, domach opieki czy szpitalach. Jako wyrób medyczny, objęte jest stawką 8% VAT. Malowane proszkowo na biały kolor, o solidnej średnicy 25mm, gwarantuje nie tylko trwałość, ale również łatwość w utrzymaniu czystości. Wyposażone w specjalną nogę, która zapewnia dodatkowe wsparcie, to krzesło prysznicowe uchylnie oferuje wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo podczas codziennych czynności higienicznych. Dzięki ergonomicznemu projektowi i solidnej konstrukcji, to niezawodne rozwiązanie spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, zapewniając im swobodę i pewność w łazience.

Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i stabilność, konieczne jest montowanie Krzesła prysznicowego uchylnego do litej ściany przy użyciu wszystkich wkrętów dołączonych do produktu. To zapewnia pewne i trwałe mocowanie, które umożliwia korzystanie z krzesła z pełnym zaufaniem. Wszystkie niezbędne elementy montażowe są dostarczane w komplecie, aby ułatwić instalację i zapewnić maksymalną wygodę użytkowania. Dzięki temu krzesło prysznicowe uchylnie jest gotowe do użytku w krótkim czasie, dając pewność, że jest solidnie zamocowane i gotowe do wspierania podczas kąpieli.

Krzesło prysznicowe uchylnie do 150kg, cechy:

- dedykowane osobom o wadze do 150kg, zapewniające niezawodne wsparcie podczas kąpieli
- idealne dla łazienek domowych, placówek medycznych, domów opieki i szpitali
- jako wyrób medyczny objęte 8% VAT
- malowane proszkowo na biały kolor, o solidnej średnicy 25mm
- trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości
- wyposażone w specjalną nogę dla dodatkowego wsparcia
- zapewniają wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo podczas codziennych czynności higienicznych
- ergonomiczny projekt i solidna konstrukcja
- montaż do litej ściany przy użyciu dołączonych wkrętów
- zapewnia pełne bezpieczeństwo i stabilność
- wszystkie niezbędne elementy montażowe dołączone w komplecie
- gotowe do użytku w krótkim czasie, solidnie zamocowane i gotowe do wspierania podczas kąpieli.

Krzesło prysznicowe uchylnie do 150kg, dane techniczne:



	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm] szer. blachy	E [mm] dł. blachy	F [mm] wys. nogi
KPU NOGA	440	410	460	100	200	460

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.