

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-prysznicowe-uchylne-z-noga-p-2900.html>



Krzesło prysznicowe uchylnie z nogą

Cena brutto	307,00 zł
Cena netto	284,26 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-KPU-NOGA

Opis produktu

Krzesło prysznicowe uchylnie z nogą malowane proszkowo fi 25

Nasze krzesło prysznicowe uchylnie z nogą jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących komfortu i bezpieczeństwa podczas kąpieli. Wykonane z najwyższej jakości materiałów, krzesło jest malowane proszkowo, co zapewnia jego trwałość i odporność na korozję.

Kluczowe cechy produktu:

- Stabilna konstrukcja: Krzesło wyposażone jest w nogę o średnicy 25 mm, co gwarantuje stabilność i wytrzymałość.
- Obciążenie do 150 kg: Solidna budowa pozwala na bezpieczne użytkowanie przez osoby o różnej masie ciała.
- Łatwy montaż: Krzesło jest proste w montażu, montowane bezpośrednio do ściany, co pozwala na szybkie i bezproblemowe zainstalowanie w każdej łazience.
- Estetyczny wygląd: Malowanie proszkowe nie tylko chroni przed korozją, ale również nadaje elegancki wygląd, który doskonale wpasuje się w wystrój każdej łazienki.


Zastosowanie:

- Idealne dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy cenią sobie wygodę i bezpieczeństwo w łazience. Doskonale sprawdzi się w domach, hotelach, szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Specyfikacja techniczna:

- Materiał: stal malowana proszkowo
- Średnica nogi: 25 mm
- Maksymalne obciążenie: 150 kg
- Sposób montażu: do ściany

Nasze krzesło prysznicowe uchylnie to gwarancja komfortu i bezpieczeństwa w Twojej łazience. Wybierz jakość i niezawodność, którą oferujemy



Oznaczenie wyrobu	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
KPU NOGA	440	410	460	szer. blachy 100	dł. blachy 200	wys. nogi 460

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.