

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-prysznicowe-uchylne-z-oparciem-p-1115.html>



Krzesło prysznicowe uchylnie z oparciem

Cena brutto	425,00 zł
Cena netto	345,53 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SM-CPL-KPU-O

Opis produktu

Krzeselko prysznicowe uchylnie z oparciem, malowane proszkowo na kolor biały, to solidne i trwałe rozwiązanie dedykowane dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zapewniając wsparcie podczas kąpieli, to krzeselko jest łatwe w montażu i wyjątkowo bezpieczne.

Krzeselko uchylnie prysznicowe jest również praktyczne pod względem oszczędzania miejsca. Po złożeniu zajmuje niewiele przestrzeni, co pozwala na swobodne korzystanie z prysznica przez inne osoby w gospodarstwie domowym. Dzięki inteligentnemu projektowi, krzeselko prysznicowe może być łatwo podniesione i złożone, gdy nie jest potrzebne. Może być bezpiecznie przymocowane do ściany, a po złożeniu nie przeszkadza w codziennym korzystaniu z prysznica.

Ta elastyczność i funkcjonalność sprawiają, że krzeselko prysznicowe uchylnie jest praktyczne zarówno dla osób starszych i niepełnosprawnych, jak i dla innych członków rodziny. Dzięki temu, gdy nie jest używane przez osobę potrzebującą dodatkowego wsparcia, inni domownicy mogą swobodnie korzystać z prysznica bez przeszkód.

To rozwiązanie nie tylko zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkownikom, ale także umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni w łazience.


Produkt został wykonany z wytrzymałego materiału i poddany malowaniu proszkowemu, co zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją i uszkodzeniami. Dzięki temu krzeselko jest nie tylko stabilne, ale także łatwe w utrzymaniu czystości.

Montaż krzeselka prysznicowego jest prosty i wygodny, dzięki dołączonym wkrętom, które umożliwiają bezpieczne zamocowanie go do litej ściany. Wszystkie niezbędne elementy montażowe są dołączone do produktu, co ułatwia instalację.

Krzeselko prysznicowe uchylnie z oparciem jest idealnym rozwiązaniem dla osób starszych i niepełnosprawnych, które potrzebują dodatkowego wsparcia podczas kąpieli. Dzięki jego solidnej konstrukcji, trwałości i prostocie montażu, zapewnia ono nie tylko bezpieczeństwo, ale również wygodę i komfort użytkowania.

Krzesło prysznicowe uchylne z oparciem, cechy:

- solidne i trwałe wykonanie - zapewnia długotrwałe użytkowanie,
- dedykowane dla osób starszych i niepełnosprawnych - zapewniają wsparcie podczas kąpieli,
- łatwy montaż - prosty i wygodny proces instalacji,
- wyjątkowo bezpieczne - zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkownikowi,
- oszczędzanie miejsca - po złożeniu zajmuje niewiele przestrzeni,
- elastyczny i funkcjonalny - możliwość podnoszenia i złożenia, gdy nie jest używane,
- kompatybilny z innymi użytkownikami - inni domownicy mogą swobodnie korzystać z prysznicza po złożeniu krzeselka,
- malowanie proszkowe na kolor biały - estetyczny wygląd i trwałość,
- wytrzymały materiał - zapewnia stabilność i trwałość produktu,
- łatwe utrzymanie czystości - materiał i malowanie proszkowe ułatwiają czyszczenie,
- wkrety dołączone do produktu - ułatwiają bezpieczne zamocowanie do litej ściany,
- idealne rozwiązanie dla osób starszych i niepełnosprawnych - zapewniają dodatkowe wsparcie podczas kąpieli,
- wygoda i komfort użytkowania - prostota montażu i trwałość produktu przyczyniają się do wygody podczas korzystania z krzeselka prysznicowego,
- wyposażone w oparcie,
- fi 25,
- **maksymalne obciążenie 120kg.**



Krzesło prysznicowe uchylne z oparciem, dane techniczne:

Model	A [mm]	B [mm]	C [mm]
KPU-O	510	415	490

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.