

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-pod-prysznic-p-1169.html>



Krzesło pod prysznic

Cena brutto	204,00 zł
Cena netto	188,89 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-KP 355L

Opis produktu

Krzesło pod prysznic z oparciem i uchwytyami stanowi idealne rozwiązanie dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, które codziennie borykają się z trudnościami w poruszaniu się, utrudniającymi wykonywanie podstawowych czynności podczas porannej toalety. Innowacyjne krzesło pod prysznic zostało specjalnie zaprojektowane, aby dostarczyć użytkownikom maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

Jego ergonomiczna aluminiowa konstrukcja nie tylko obniża wagę, co ułatwia obsługę, ale także zapewnia odporność na korozję, przedłużając trwałość produktu. Szerokie siedzisko z otworami odpływowymi zwiększa komfort korzystania z taboretu, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo. Dzięki dwustopniowej regulacji oparcia oraz regulacji wysokości skokowo, krzesło można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Niezwykłą cechą produktu jest możliwość demontażu oparcia i poręczy, co sprawia, że taboret może pełnić funkcję zarówno krzesła z uchwytyami, jak i taboretu. Ponadto, nóżki taboretu są zakończone antypoślizgowymi nasadkami, które zapobiegają rysowaniu powierzchni i niekontrolowanym ruchom podczas korzystania z taboretu. To szczególnie istotne dla poczucia bezpieczeństwa użytkownika podczas kąpieli.

Krzesło pod prysznic z oparciem i uchwytyami wyróżnia się także prostym montażem, który nie wymaga użycia narzędzi. Dzięki wielofunkcyjności i dwustopniowej regulacji oparcia, ten taboret prysznicowy oferuje użytkownikowi wyjątkowe doświadczenie podczas codziennych rytuałów higienicznych. Dodatkowo, dane techniczne, takie jak szerokość, głębokość, wysokość siedziska, całkowita wysokość, wymiary siedziska, waga oraz maksymalne obciążenie, potwierdzają wysoką jakość i funkcjonalność produktu.

Krzesło pod prysznic, dane techniczne;

- Szerokość : 48 cm
- Głębokość: 40 cm
- Wysokość siedziska: 37 - 49 cm
- Wysokość całkowita: 66 - 79 cm
- Wymiary siedziska: 40 cm x 33 cm
- Waga: 3,1 kg
- Maksymalne obciążenie: 136 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.