



Taboret medyczny TB-03KO ze stali kwasoodpornej z obręczą pod nogi

Cena brutto	1 330,00 zł
Cena netto	1 231,48 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-TB-03 KO (NP)
Kod producenta	TB-03-100-RM-T

Opis produktu

Taboret medyczny TB-03KO ze stali kwasoodpornej z obręczą pod nogi

Taboret medyczny TB-03KO ze stali kwasoodpornej 0H18N9 to profesjonalne siedzisko przeznaczone do codziennej pracy w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych, zabiegowych oraz innych placówkach medycznych. Model wyróżnia się stabilną pięcioramienną podstawą, obręczą pod nogi, zmywalnym siedziskiem oraz regulacją wysokości za pomocą dźwigni ręcznej.

W porównaniu z prostym taboretą bez podparcia nóg, ten model zapewnia większy komfort podczas pracy przy wyższych stanowiskach. **Obręcz pod nogi** ułatwia utrzymanie wygodniejszej pozycji siedzącej, szczególnie przy dłuższej pracy przy pacjencie, kozetce, fotelu zabiegowym, aparaturze lub stanowisku stomatologicznym.

Stal kwasoodporna 0H18N9 do gabinetów i placówek medycznych

Podstawa taboretu została wykonana z kształtownika giętego ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. To ważna cecha w miejscach, gdzie wyposażenie jest intensywnie użytkowane, regularnie czyszczone i często przestawiane.

Konstrukcja ze stali kwasoodpornej dobrze sprawdza się w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych, zabiegowych, pielęgniarskich oraz w placówkach medycznych, w których liczy się trwałość, stabilność i łatwe utrzymanie czystości.

Obręcz pod nogi dla większego komfortu pracy

Model TB-03KO posiada **obręcz pod nogi**, która zwiększa wygodę użytkownika przy wyższych ustawieniach siedziska. To szczególnie praktyczne rozwiązanie przy pracy przy pacjencie, stanowisku stomatologicznym, aparaturze, biurku pomocniczym lub wyższym blacie roboczym.

Obręcz pod nogi odróżnia ten taboret od prostszych modeli bez podparcia stóp. Dzięki temu produkt lepiej sprawdza się tam, gdzie personel potrzebuje stabilniejszej pozycji podczas pracy siedzącej.

Zmywalne siedzisko odporne na dezynfekcję

Siedzisko taboretu jest tapicerowane **materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję**. To ważne w gabinetach i placówkach, gdzie wyposażenie powinno być łatwe w pielęgnacji i przygotowaniu do kolejnego pacjenta.

Średnica siedziska wynosi **350 mm**, co zapewnia kompaktową i praktyczną powierzchnię do pracy. Taboret dobrze sprawdza

się przy stanowiskach wymagających swobody ruchu i częstej zmiany pozycji.

Koła 50 mm, dwa z blokadą

Taboret medyczny TB-03KO posiada pięcioramienną podstawę wyposażoną w **koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm**. Dwa koła mają blokadę, co pozwala lepiej ustabilizować taboret w wybranym miejscu.

Standardowo model posiada koła w obudowie stalowej ocynkowanej. Opcjonalnie, za dopłatą, możliwa jest zmiana kół na koła ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9 K3 o średnicy 50 mm.

Regulacja wysokości dźwigni ręczną

Regulacja wysokości odbywa się za pomocą **siłownika pneumatycznego z dźwignią ręczną**. Pozwala to dopasować wysokość siedziska do stanowiska pracy, wzrostu użytkownika oraz rodzaju wykonywanych czynności.

Produkt występuje w dwóch wariantach wysokości siedziska: **550-670 mm** oraz **715-965 mm**. Dzięki temu taboret można dobrać zarówno do niższych, jak i wyższych stanowisk pracy.

Do jakich zastosowań pasuje taboret medyczny TB-03KO?

Taboret medyczny TB-03KO z obręczą pod nogi sprawdzi się jako siedzisko dla lekarza, stomatologa, kosmetologa, pielęgniarki, personelu medycznego lub osoby pracującej przy pacjencie. Może być używany przy kozetce, fotelu zabiegowym, stanowisku stomatologicznym, aparaturze, biurku lub pomocniczym stanowisku pracy.

- gabinet lekarski,
- gabinet stomatologiczny,
- gabinet kosmetyczny,
- gabinet zabiegowy,
- gabinet pielęgniarski,
- przychodnia,
- placówka medyczna,
- stanowisko pomocnicze przy pacjencie lub aparaturze.

Taboret medyczny TB-03KO – dane techniczne

Typ produktu	Taboret medyczny z obręczą pod nogi
Model	TB-03KO
Konstrukcja podstawy	Kształtownik gięty ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9
Podstawa	Pięcioramienna
Siedzisko	Tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję
Średnica siedziska	350 mm
Średnica podstawy	600 mm
Koła standardowe	Koła w obudowie stalowej ocynkowanej, średnica 50 mm
Blokada kół	2 koła z blokadą
Podpora nóg	Obręcz pod nogi
Regulacja wysokości	Siłownik pneumatyczny, dźwignia ręczna
Wysokość siedziska – wariant niższy	550-670 mm
Wysokość siedziska – wariant wyższy	715-965 mm
Opcja dodatkowo płatna	Zmiana kół na koła ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 K3, średnica 50 mm

Dlaczego warto wybrać taboret medyczny TB-03KO?

Taboret medyczny TB-03KO łączy trwałą podstawę ze stali kwasoodpornej, zmywalne siedzisko, obręcz pod nogi, mobilność na kołach oraz regulację wysokości dźwignią ręczną. To praktyczne rozwiązanie do intensywnej pracy w gabinecie, szczególnie tam, gdzie liczy się wygoda, stabilność, higiena i możliwość dopasowania wysokości siedziska.

Model dobrze sprawdzi się jako taboret lekarski, taboret stomatologiczny, taboret zabiegowy lub mobilne siedzisko pomocnicze w placówce medycznej. Dzięki obręcz pod nogi jest szczególnie przydatny przy wyższych stanowiskach pracy.

Sprawdź również powiązane wyposażenie medyczne

Zobacz także: [taborety lekarskie](#), [krzesła medyczne](#), [fotele lekarskie i krzesła medyczne do gabinetu](#), [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#) oraz [meble medyczne](#).

FAQ

Czy taboret medyczny TB-03KO ma obręcz pod nogi?

Tak. Model posiada obręcz pod nogi, która zwiększa komfort pracy, szczególnie przy wyższych ustawieniach siedziska.

Czy taboret jest wykonany ze stali kwasoodpornej?

Tak. Podstawa taboretu jest wykonana z kształtownika giętego ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9.

Czy siedzisko można dezynfekować?

Tak. Siedzisko jest tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję.

Czy taboret ma koła z blokadą?

Tak. Taboret posiada koła o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą.

Jak regulowana jest wysokość taboretu?

Wysokość jest regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego z dźwignią ręczną.

Jakie wysokości siedziska są dostępne?

Dostępne są dwa warianty wysokości siedziska: 550-670 mm oraz 715-965 mm.

Czy można zamówić koła ze stali kwasoodpornej?

Tak. Opcjonalnie, za dopłatą, można zmienić standardowe koła na koła ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9 K3 o średnicy 50 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Wybierz model siłownika: nie wybrano , siłownik MAŁY , siłownik DUŻY (+ 20,00 zł)

Zmiana kół na koła 0H18N9: Nie , Tak (+ 300,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące