

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-toaleta-blue-tim-p-3220.html>

Tapicerowane krzesło toaletowe BLUE-TIM dla seniora

Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	230,56 zł
Cena poprzednia	300,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BLUE-TIM

Opis produktu

Gdy dojście do toalety jest trudne, a twarde siedzisko niewygodne

BLUE-TIM to tapicerowane krzesło toaletowe przeznaczone dla seniora, osoby po zabiegu lub użytkownika z ograniczoną mobilnością, który potrzebuje toalety ustawionej blisko łóżka. Wyjmowany pojemnik sanitarny umożliwia wykonywanie czynności fizjologicznych bez każdorazowego przechodzenia do łazienki, natomiast miękkie siedzisko, oparcie i boczne podłokietniki zwiększają wygodę codziennego korzystania.

Najważniejszą przewagą modelu BLUE-TIM nad prostymi krzesłami sanitarnymi jest tapicerowane wykończenie. Krzesło nie zostało zaprojektowane jako model składany, mobilny ani prysznicowy. To stałe, miękkie krzesło WC do regularnego ustawienia w jednym miejscu – na przykład obok łóżka seniora lub pacjenta.

Problem użytkownika	Jak odpowiada na niego BLUE-TIM?
Trudność z dojściem do łazienki	Pojemnik sanitarny pozwala ustawić krzesło WC blisko łóżka
Problem z siadaniem lub wstawaniem	Regulacja wysokości 44-54 cm oraz boczne podłokietniki
Dyskomfort na twardym krześle sanitarnym	Miękkie siedzisko wierzchnie i tapicerowane oparcie
Potrzeba sprzętu do regularnego ustawienia	Stać stalowa rama, podłokietniki i nasadki antypoślizgowe

Miękkie krzesło WC do codziennego ustawienia przy łóżku

Klienci mogą nazywać taki produkt krzesłem WC, krzesłem sanitarnym, krzesłem sedesowym, toaletą przy łóżku albo przenośnym WC. W przypadku BLUE-TIM najważniejsza jest jednak różnica względem modeli podstawowych: użytkownik otrzymuje **tapicerowane siedzisko i oparcie**, a nie wyłącznie twardą deskę sanitarną.

Pod miękkim siedziskiem wierzchnim znajduje się część toaletowa z deską oraz wyjmowanym pojemnikiem. Po zdjęciu siedziska krzesło pełni funkcję sanitarną, a po ponownym założeniu tapicerowana część zakrywa otwór toaletowy. Dzięki temu sprzęt może pozostawać ustawiony w pokoju bez ciągłego składania i rozkładania.

Określenie „przenośne WC” nie oznacza w tym przypadku krzesła transportowego. BLUE-TIM nie ma kółek i nie służy do przewożenia siedzącej osoby.

Dla kogo przeznaczone jest krzesło sanitarne BLUE-TIM?

- dla seniora, który porusza się wolno i ma trudność z dojściem do łazienki,
- dla osoby osłabionej po chorobie, hospitalizacji lub zabiegu,
- dla użytkownika mającego problem z siadaniem na niskiej powierzchni i ponownym wstawaniem,

- dla osoby potrzebującej toalety blisko łóżka, szczególnie podczas nocnego korzystania,
- dla opiekuna organizującego codzienną pomoc sanitarną w domu lub placówce opiekuńczej,
- dla użytkownika, dla którego twarde krzesło toaletowe jest niewystarczająco wygodne.

Kiedy należy wybrać inny rodzaj krzesła?

- jeżeli sprzęt trzeba często chować – lepszy będzie model składany,
- jeżeli krzesło ma być łatwo przemieszczane – należy wybrać wariant na kółkach,
- jeżeli produkt ma służyć podczas kąpieli – potrzebny jest model prysznicowy,
- jeżeli użytkownik waży więcej niż 136 kg – należy dobrać model o większym dopuszczalnym obciążeniu,
- jeżeli użytkownik nie jest w stanie utrzymać bezpiecznej pozycji siedzącej – dobór sprzętu należy skonsultować ze specjalistą.

Jak działa pojemnik sanitarny?

Pod siedziskiem znajduje się plastikowy pojemnik sanitarny. Dzięki niemu BLUE-TIM może działać jako samodzielne krzesło toaletowe i nie wymaga bezpośredniego podłączenia do kanalizacji. Po użyciu pojemnik należy wyjąć, opróżnić, umyć zgodnie z instrukcją i prawidłowo zamontować przed ponownym skorzystaniem z krzesła.

Takie rozwiązanie pomaga wtedy, gdy największym problemem nie jest wysokość standardowego sedesu, lecz samo dotarcie do łazienki. Jeżeli użytkownik może dojść do WC i potrzebuje jedynie wyższego poziomu siadania, właściwsza może być nakładka na sedes lub wolnostojący stelaż.

Jak dobrać wysokość krzesła do użytkownika?

Wysokość siedziska BLUE-TIM można regulować w zakresie 44–54 cm. Po zajęciu pozycji siedzącej stopy użytkownika powinny stabilnie opierać się o podłoże. Zbyt niskie ustawienie może utrudniać ponowne wstawanie, natomiast zbyt wysokie nie powinno pozbawiać użytkownika stabilnego podparcia stóp.

Podczas regulacji wszystkie cztery nogi należy ustawić na jednakowej wysokości. Elementy blokujące powinny zostać prawidłowo osadzone w otworach regulacyjnych. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stabilność krzesła oraz stan gumowych nasadek antypoślizgowych.

Co zmierzyć przed zakupem BLUE-TIM?

1. **Miejsce przy łóżku:** krzesło ma 59 cm szerokości i 52 cm głębokości.
2. **Szerokość przejścia:** należy sprawdzić, czy krzesło można swobodnie wnieść i ustawić w wybranym pomieszczeniu.
3. **Wysokość odpowiednia dla użytkownika:** zakres regulacji siedziska wynosi 44–54 cm.
4. **Szerokość użytkowa:** szerokość wewnętrzna wynosi 55 cm.
5. **Obciążenie:** maksymalna masa użytkownika nie może przekraczać 136 kg.
6. **Potrzebną funkcję:** BLUE-TIM jest modelem stałym, bez kółek i bez przeznaczenia prysznicowego.

BLUE-TIM czy inne krzesło toaletowe?

Rodzaj produktu	Najlepszy wybór, gdy	Najważniejsza różnica
BLUE-TIM	Krzesło ma stać przy łóżku i zapewniać miękkie siedzisko	Tapicerowane siedzisko i oparcie, stała rama
Model składany	Po użyciu krzesło trzeba schować lub przewieźć	Możliwość złożenia, zwykle prostsze siedzisko
Model na kółkach	Krzesło trzeba łatwiej przestawiać w obrębie pomieszczenia	Kółka z blokadą zamiast stałych nóg
Model prysznicowy	Sprzęt ma służyć również podczas kąpieli	Materiały przeznaczone do wilgotnego środowiska

Jeżeli krzesło ma służyć nie tylko jako toaleta przy łóżku, ale również do kąpieli pod prysznicem, warto wybrać [krzesło sanitarne z funkcją prysznica NEXO Timago](#). Składany model 3w1 ma wyjmowany pojemnik sanitarny, uchylny podłokietnik oraz regulację wysokości.

Dane techniczne BLUE-TIM

Producent	Timago
Model	BLUE-TIM
EAN	5902983727828
Rodzaj	Stale, tapicerowane krzesło toaletowe
Rama	Stal malowana proszkowo
Możliwość składania	Nie

Szerokość całkowita	59 cm
Szerokość wewnętrzna	55 cm
Głębokość całkowita	52 cm
Wysokość oparcia	41 cm
Wysokość siedziska	44-54 cm
Wysokość całkowita	83-93 cm
Wymiary siedziska	40 x 45 cm
Masa krzesła	8,1 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg
Wyposażenie	Deska sedesowa, wyjmowany pojemnik sanitarny, tapicerowane siedzisko wierzchnie, oparcie i podłokietniki
Nasadki na nogach	Gumowe, antypoślizgowe
Kolor ramy	Niebieski
Gwarancja	24 miesiące

Codzienna obsługa i kontrola przed użyciem

- ustawiaj krzesło na równej, stabilnej i suchej powierzchni,
- sprawdzaj, czy wszystkie nogi są ustawione na jednakowej wysokości,
- kontroluj prawidłowe zablokowanie regulacji,
- sprawdzaj stan nasadek antypoślizgowych,
- nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 136 kg,
- nie używaj BLUE-TIM jako krzesła prysznicowego,
- nie wykorzystuj krzesła do transportowania siedzącej osoby,
- pojemnik i pozostałe elementy czyść zgodnie z instrukcją producenta.

Zobacz całą kategorię

Inne rozwiązania do toalety i domowej opieki znajdziesz w kategorii [artykuły sanitarne dla seniorów i osób z ograniczoną mobilnością](#).

Poradnik: krzesło przy łóżku czy podwyższenie standardowego WC?

Jeżeli użytkownik może dojść do łazienki, ale sedes jest zbyt niski, przeczytaj poradnik [podwyższenie WC bez remontu – nakładka, stelaż czy poręcz?](#).

Podobne produkty - wybierz według potrzeb użytkownika

- [Składane krzesło toaletowe Timago KT 618](#) - gdy krzesło trzeba chować lub przewozić.
- [Krzesło toaletowe na kółkach Timago KT 023C](#) - gdy potrzebne jest łatwiejsze przestawianie sprzętu.
- [Taboret prysznicowy 3w1 KING-SS1BA-20](#) - gdy użytkownik potrzebuje siedziska również podczas kąpieli.

Produkt jest wyrobem medycznym. Dla bezpieczeństwa należy używać go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.