

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-toaletowe-dla-seniora-p-2440.html>



Krzesło toaletowe na kółkach Timago TGR-R KT 023C dla seniora

Cena brutto	196,00 zł
Cena netto	181,48 zł
Cena poprzednia	264,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TGR-R KT 023C

Opis produktu

Mobilne krzesło WC przy łóżku dla seniora

Krzesło toaletowe na kółkach Timago TGR-R KT 023C to praktyczna pomoc dla seniora, osoby chorej, po zabiegu lub z ograniczoną mobilnością, która ma problem z bezpiecznym dojściem do łazienki. Produkt sprawdza się jako **mobilne krzesło WC z pojemnikiem**, ustawiane przy łóżku, w pokoju opieki, łazience lub innym miejscu, w którym użytkownik potrzebuje szybkiego dostępu do toalety.

Ten model jest dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy klasyczna toaleta znajduje się zbyt daleko, nocne wstawanie jest ryzykowne albo senior potrzebuje wsparcia opiekuna podczas codziennych czynności higienicznych. Dzięki kółkom z blokadą, regulowanej wysokości oraz pojemnikowi sanitarnemu krzesło może być używane w opiece domowej, w placówkach opiekuńczych oraz przy osobach czasowo osłabionych po chorobie lub operacji.

Krzesło sanitarne, krzesło WC i mobilna toaleta dla seniora

Produkt może być wyszukiwany przez klientów pod różnymi nazwami: **krzesło toaletowe dla seniora**, **krzesło sanitarne**, **krzesło WC**, **krzesło z toaletą**, **toaleta przy łóżku** albo **mobilna toaleta dla osoby starszej**. W praktyce chodzi o jeden typ sprzętu pomocniczego — stabilne krzesło z deską sanitarną i wyjmowanym pojemnikiem, które pomaga wtedy, gdy samodzielne korzystanie z łazienki jest utrudnione.

Krzesło toaletowe Timago KT 023C może być szczególnie pomocne dla osób, które mają trudność ze wstawaniem, chodzeniem, utrzymaniem równowagi lub szybkim dotarciem do toalety. To rozwiązanie wspiera codzienną opiekę, zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza ryzyko pośpiechu podczas przechodzenia do łazienki.

Składane krzesło toaletowe na kółkach z pojemnikiem

Model Timago TGR-R KT 023C posiada stalową ramę malowaną proszkowo, deskę sanitarną z klapą oraz pojemnik sanitarny umieszczony pod siedziskiem. Konstrukcja jest składana, co ułatwia przechowywanie krzesła wtedy, gdy nie jest używane na stałe.

Regulowane nóżki zakończone są kółkami, dzięki czemu krzesło można łatwiej przestawić w obrębie pomieszczenia. Wszystkie koła wyposażono w blokadę, co zwiększa stabilność podczas siadania, wstawania i korzystania z produktu. Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg.

Dla kogo sprawdzi się krzesło toaletowe Timago KT 023C?

Krzesło polecane jest osobom starszym, pacjentom z ograniczoną sprawnością ruchową, osobom po zabiegach, w trakcie rekonwalescencji oraz użytkownikom, którzy potrzebują toalety blisko łóżka. Sprawdza się również jako wsparcie dla opiekuna, gdy codzienne przechodzenie do łazienki jest dla podopiecznego zbyt męczące lub niebezpieczne.

Krzesło toaletowe na kółkach czy model bez kółek?

Timago KT 023C będzie właściwym wyborem, gdy opiekun potrzebuje łatwiej przestawiać puste krzesło w obrębie pomieszczenia. Jeżeli kółka nie są potrzebne, wybór modelu powinien zależeć od sposobu jego przechowywania i oczekiwanego komfortu:

- **do składania i chowania po użyciu** — sprawdzi się [składane krzesło sanitarne TGR-R KT 023B](#),
- **do stałego ustawienia przy łóżku i wygodniejszego siedzenia** — lepsze będzie [tapicerowane krzesło toaletowe bez kółek BLUE-TIM](#) z miękkim siedziskiem wierzchnim i oparciem.

Jeżeli kompletujesz wyposażenie łazienki lub pokoju opieki, zobacz również [artykuły sanitarne dla seniorów i osób z ograniczoną mobilnością](#). Przy trudnościach z siadaniem i wstawaniem pomocne mogą być [poręcze dla niepełnosprawnych](#), natomiast do bezpieczniejszego korzystania z kąpeli warto dobrać odpowiednie [krzesło prysznicowe](#).

Dane techniczne krzesła toaletowego Timago KT 023C

Typ produktu	krzesło toaletowe na kółkach z pojemnikiem
Producent	Timago
Model	TGR-R KT 023C / KT 023C
Numer katalogowy	SM-TGO-KT 023C
EAN	5902983722564
Konstrukcja	stalowa rama malowana proszkowo
Funkcja składania	tak
Pojemnik sanitarny	tak, pod siedziskiem
Deska sanitarna z klapą	tak
Kółka z blokadą	tak
Regulacja wysokości	tak
Szerokość całkowita	56 cm
Szerokość wewnętrzna	46 cm
Głębokość całkowita	47 cm
Wysokość siedziska od podłoża	42,6-53,2 cm
Wysokość całkowita od podłoża	72,2-82,63 cm
Wymiar siedziska	38x40 cm
Waga	8 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg

Kiedy warto wybrać krzesło toaletowe przy łóżku?

Krzesło toaletowe na kółkach warto wybrać wtedy, gdy senior lub osoba chora nie zawsze może samodzielnie i bezpiecznie dojść do łazienki. Produkt pozwala zorganizować toaletę blisko łóżka, ograniczyć ryzyko upadku podczas nocnego wstawania i ułatwić opiekunowi codzienną pomoc.

Model Timago KT 023C łączy funkcję krzesła sanitarnego, mobilnego krzesła WC i przenośnej toalety z pojemnikiem. Dzięki temu jest praktycznym wsparciem w domu, w pokoju chorego oraz wszędzie tam, gdzie liczy się szybki dostęp do bezpiecznego rozwiązania sanitarnego.