

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-toaletowe-na-kolkach-biale-p-37.html>



Krzesło toaletowe na kółkach białe

Cena brutto	239,00 zł
Cena netto	221,30 zł
Cena poprzednia	318,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-KT-FS696

Opis produktu

Krzesło toaletowe na kółkach w białym, to niezastąpione rozwiązanie dla osób z ograniczeniami ruchowymi, zaprojektowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie podczas codziennych czynności fizjologicznych.

Nasze krzesło toaletowe zostało stworzone z myślą o użytkownikach z różnymi poziomami mobilności. Jego stalowa, chromowana składana rama zapewnia solidność i trwałość, jednocześnie umożliwiając łatwe przechowywanie. Deska sanitarna z klapą dodaje funkcjonalności, umożliwiając łatwe korzystanie z toalety.

Niezależnie od Twoich potrzeb, nasze krzesło toaletowe na kółkach dostarcza niezbędne ułatwienia. Z regulowanymi na wysokość nóżkami zakończonymi kółkami, łatwo dostosujesz je do swoich preferencji. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo, tylne koła są wyposażone w blokadę, zapobiegając przypadkowemu przemieszczaniu się.

Jego praktyczność nie kończy się tutaj. Wbudowany pojemnik sanitarny pod siedziskiem to praktyczne rozwiązanie, które sprawia, że codzienne czynności stają się prostsze. Dodatkowo, maksymalne obciążenie wynoszące 100 kg zapewnia bezpieczne i stabilne korzystanie z krzesła.

Dane techniczne podkreślają precyzję wykonania i dbałość o detale. Z szerokością całkowitą 53 cm, krzesło doskonale wpasuje się w różnorodne przestrzenie łazienkowe. Regulowana wysokość siedziska od podłoża (43 - 53 cm) oraz całkowita wysokość od podłoża (73 - 83 cm) umożliwiają dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Waga krzesła to zaledwie 7,5 kg, co czyni je łatwym do przenoszenia i manewrowania. Dzięki wymiarowi siedziska (43 cm x 38 cm), zapewnia ono komfort podczas korzystania. Przekonaj się sam o wyjątkowym połączeniu stylu, funkcjonalności i bezpieczeństwa, jakie oferuje nasze krzesło toaletowe na kółkach w kolorze bieli. Codziennność może być łatwiejsza – z nami zyskasz nie tylko produkt, ale i partnera w codziennych wyzwaniach.

Krzesło toaletowe na kółkach białe, dane techniczne;

- Szerokość całkowita: 53 cm
- Szerokość wewnętrzna: 47 cm
- Głębokość całkowita: 53 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 43 - 53 cm
- Wysokość całkowita od podłoża: 73 - 83 cm
- Wymiar siedziska: 43 cm x 38 cm
- Waga: 7,5 kg
- Maksymalne obciążenie: 100 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.