

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-toaletowo-prysznicowe-movano-2-w-1-z-pojemnikiem-p-3521.html>



Krzesło toaletowo-prysznicowe Movano 2 w 1 z pojemnikiem

Cena brutto	229,00 zł
Cena netto	212,04 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Movano

Opis produktu

Krzesło toaletowo-prysznicowe Movano 2 w 1 to praktyczne rozwiązanie dla osób, które potrzebują bezpiecznego siedziska podczas kąpieli oraz toalety dostępnej bez konieczności przechodzenia do łazienki. Model łączy funkcję krzesła prysznicowego, krzesła sanitarnego i toalety z pojemnikiem.

Movano sprawdzi się w opiece nad seniorem, osobą z ograniczoną mobilnością, pacjentem po zabiegu lub urazie, a także podczas codziennej pielęgnacji w domu i placówkach opiekuńczych. Jest przeznaczone dla użytkowników, dla których długie stanie, chodzenie do łazienki albo samodzielne korzystanie ze standardowej toalety jest trudne lub niebezpieczne.

Produkt należy do działu [artykuły sanitarne](#), gdzie znajdują się również inne pomoce do toalety, kąpieli i opieki nad osobami o ograniczonej sprawności.

Jedno krzesło do toalety i pod prysznic

Movano pozwala połączyć dwie ważne funkcje w jednym wyposażeniu. W łazience może służyć jako stabilne krzesło pod prysznic, natomiast po zamontowaniu pojemnika sanitarnego pełni funkcję toalety ustawianej blisko łóżka, w pokoju opieki lub w innym wygodnym miejscu.

Dzięki temu użytkownik nie musi za każdym razem pokonywać drogi do łazienki. Rozwiązanie ułatwia codzienną pielęgnację i może odciążyć opiekuna podczas czynności wymagających asekuracji.

Najważniejsze zalety krzesła Movano

- funkcja toalety i siedziska prysznicowego w jednym modelu,
- wysuwany pojemnik sanitarny z pokrywką,
- maksymalne obciążenie do 150 kg,
- regulacja wysokości siedziska od 41 do 53 cm,
- miękkie, zdejmowane poduszki na siedzisku i oparciu,
- podłokietniki ułatwiające stabilizację i wstawanie,
- aluminiowe nóżki z antypoślizgowymi nasadkami,
- niska waga wynosząca tylko 5,1 kg,
- montaż bez użycia narzędzi.

Pojemnik sanitarny z pokrywką

Pod siedziskiem znajduje się łatwo wysuwany pojemnik sanitarny. Pokrywka pomaga ograniczyć kontakt z zawartością

podczas wyjmowania i przenoszenia pojemnika. Po opróżnieniu można go wygodnie umyć bez przesuwania całego krzesła.

To praktyczna funkcja szczególnie wtedy, gdy użytkownik nie może bezpiecznie dojść do łazienki, szybko się męczy albo wymaga stałej opieki po zabiegu lub urazie.

Stabilne krzesło sanitarne do 150 kg

Movano ma lekką, ale solidną konstrukcję wykonaną z polipropylenu oraz aluminiowe nóżki. Antypoślizgowe nasadki pomagają utrzymać krzesło w stabilnej pozycji na podłożu, również w wilgotnym środowisku łazienki.

Maksymalne obciążenie wynosi **150 kg**. Podłokietniki zapewniają dodatkowe podparcie podczas siedzenia i mogą ułatwiać kontrolowane wstawanie. To ważna przewaga nad prostym taboret przysznicowym bez oparcia i podłokietników.

Miękkie poduszki zwiększające komfort

Movano wyposażono w zdejmowane poduszki na siedzisku i oparciu. Zwiększają one wygodę podczas dłuższego siedzenia, a możliwość ich zdjęcia ułatwia czyszczenie i przygotowanie krzesła do użycia w łazience.

Oparcie zapewnia podparcie pleców, natomiast podłokietniki zwiększają poczucie stabilności. Dzięki temu Movano jest wygodniejszym rozwiązaniem dla osoby wymagającej większego podparcia niż zwykły taboret przysznicowy.

Regulacja wysokości od 41 do 53 cm

Wysokość siedziska można dopasować do potrzeb użytkownika. Nóżki regulują się co 2,5 cm w zakresie od 41 do 53 cm.

Regulacja pomaga ustawić odpowiednią pozycję względem wzrostu użytkownika, wysokości łóżka oraz warunków panujących w łazience. Przed zakupem należy sprawdzić ilość miejsca, ponieważ szerokość całkowita krzesła wynosi 56 cm, a głębokość 48 cm.

Krzesło przysznicowe dla seniora i osoby z ograniczoną mobilnością

Movano może być pomocne dla osób starszych, osób po operacjach, pacjentów po urazach oraz użytkowników, którzy mają trudności z utrzymaniem pozycji stojącej. Stabilne siedzisko pozwala wykonywać czynności higieniczne w pozycji siedzącej, co może zmniejszyć wysiłek i ryzyko utraty równowagi.

Jeżeli chcesz porównać różne typy siedzisk do łazienki, sprawdź kategorię [krzesła przysznicowe](#).

Movano a inne rozwiązania sanitarne

Rozwiązanie	Dla kogo będzie odpowiednie?	Co oferuje Movano?
Zwykłe krzesło toaletowe	Gdy potrzebna jest przede wszystkim toaleta przy łóżku	Movano dodatkowo umożliwia korzystanie z siedziska pod przysznicem
Taboret przysznicowy	Gdy potrzebne jest proste siedzisko do kąpieli	Movano ma oparcie, podłokietniki i pojemnik sanitarny
Krzesło przysznicowe	Gdy użytkownik potrzebuje miejsca pod przysznicem	Movano łączy funkcję przysznicową z toaletą
Wózek toaletowo-prysznicowy	Gdy konieczny jest transport użytkownika na kółkach	Movano jest lżejsze i prostsze, ale nie służy do transportu

Jeżeli użytkownik wymaga przemieszczania pod przysznic lub do toalety, należy sprawdzić kategorię [wózki toaletowo-prysznicowe](#). Jeżeli potrzebna jest wyłącznie toaleta ustawiana przy łóżku, alternatywą może być [składane krzesło toaletowe z pojemnikiem TGR-R KT 023B](#).

Kiedy warto wybrać Movano?

Movano będzie dobrym wyborem, gdy użytkownik potrzebuje jednocześnie:

- stabilnego siedziska pod przysznic,
- toalety dostępnej blisko łóżka lub miejsca opieki,
- oparcia i podłokietników,
- regulowanej wysokości siedziska,
- udźwigu do 150 kg,
- lekkiego krzesła, które można łatwo przenieść.

Przed zakupem sprawdź, czy szerokość 56 cm pozwoli na swobodne wprowadzenie krzesła do łazienki oraz czy użytkownik nie potrzebuje modelu z kołami i funkcją transportową.

Pomoc przy wyborze krzesła do kąpieli

Jeżeli nie wiesz, czy lepsze będzie krzesło, taboret, siedzisko ścienne czy ławeczka, przeczytaj poradnik [jak wybrać siedzisko do prysznica](#).

Dane techniczne

Model	Movano
Typ produktu	Krzesło toaletowo-prysznicowe 2 w 1
Materiał konstrukcji	Polipropylen
Materiał nóg	Aluminium
Szerokość całkowita	56 cm
Głębokość całkowita	48 cm
Wysokość siedziska	41-53 cm
Wysokość całkowita	76-88 cm
Wysokość oparcia	35 cm
Wymiary siedziska	46 × 43 cm
Regulacja nóg	Co 2,5 cm
Waga	5,1 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg
Pojemnik	Wysuwany, z pokrywką
Poduszki	Zdejmowane poduszki siedziska i oparcia
Kolor	Szary

Movano to praktyczne krzesło sanitarne dla użytkownika, który potrzebuje większego bezpieczeństwa podczas toalety i kąpieli. Funkcja 2 w 1, pojemnik, podłokietniki, poduszki, regulacja wysokości i udźwig 150 kg tworzą kompletne rozwiązanie do codziennej opieki.

Movano to wyrób medyczny marki Timago z oznaczeniem CE. Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją.