

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-toaletowo-prysznicowe-nexo-timago-3w1-p-3520.html>



Krzesło toaletowo-prysznicowe NEXO Timago 3w1

Cena brutto **220,00 zł**

Cena netto **203,70 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **NEXO**

Opis produktu

Kiedy korzystanie z toalety i prysznica staje się trudne?

Dla osoby starszej, osłabionej lub mającej ograniczoną mobilność zwykła łazienka może szybko stać się problemem. Trudność z dojściem do toalety, dłuższym stanieniem pod prysznicem, siadaniem na niskim sedesie albo bezpiecznym wstawianiem sprawia, że codzienna higiena wymaga dodatkowego wyposażenia.

Krzesło toaletowo-prysznicowe NEXO Timago 3w1 pozwala przygotować stabilne miejsce do kąpieli, korzystania z toalety oraz codziennej pielęgnacji przy łóżku. Dzięki pojemnikowi sanitarnemu użytkownik nie zawsze musi przechodzić do łazienki, a miękkie siedzisko i oparcie zwiększają komfort podczas siedzenia.

Jedno krzesło sanitarne do trzech zastosowań

NEXO łączy funkcje, które w wielu przypadkach trzeba byłoby zapewnić za pomocą kilku różnych produktów. Może służyć jako siedzisko pod prysznic, przenośna toaleta z pojemnikiem oraz krzesło ustawiane nad sedesem.

- **Siedzisko pod prysznic** - umożliwia kąpiel w pozycji siedzącej, gdy dłuższe stanie jest męczące lub niebezpieczne.
- **Toaleta przy łóżku** - wyjmowany pojemnik sanitarny pozwala korzystać z krzesła bez konieczności każdorazowego przechodzenia do łazienki.
- **Nadstawka na sedes** - po wyjęciu pojemnika krzesło można ustawić nad toaletą, po wcześniejszym sprawdzeniu dostępnej przestrzeni.

Rozwiązanie dla osoby, która nie może długo stać pod prysznicem

Stanie na mokrej podłodze może być szczególnie trudne dla seniora, osoby osłabionej lub użytkownika wracającego do sprawności po pobycie w szpitalu. NEXO zapewnia możliwość wykonania kąpieli na siedząco, bez konieczności utrzymywania pozycji stojącej przez cały czas.

Antypoślizgowe nasadki na nóżkach pomagają ograniczyć przesuwanie się krzesła po podłożu, natomiast oparcie zapewnia dodatkowe podparcie pleców. Przed rozpoczęciem kąpieli należy zawsze ustawić krzesło na równej powierzchni i sprawdzić jego stabilność.

Przed wyborem siedziska warto sprawdzić, [jak dobrać krzesło prysznicowe do wymiarów kabiny i potrzeb użytkownika](#).

Uchylnie podłokietniki ułatwiają siadanie i wstawanie

Podłokietniki mogą utrudniać przesiadanie się z łóżka, wózka lub innego siedziska. W modelu NEXO można je odchylić, dzięki czemu bok krzesła nie blokuje użytkownika podczas zajmowania miejsca ani podczas wstawania.

To praktyczne rozwiązanie dla osób, które potrzebują większej swobody podczas transferu, ale nadal chcą korzystać z oparcia, miękkiego siedziska i stabilnej podstawy.

Toaleta przy łóżku bez zajmowania całej przestrzeni

Jeżeli dojście do łazienki jest dla użytkownika zbyt trudne, NEXO można przygotować jako przenośną toaletę przy łóżku. Pojemnik sanitarny z pokrywką można wyjąć, opróżnić i wyczyścić po zakończeniu użytkowania.

Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie krzesła, gdy nie jest potrzebne. Masa 4,83 kg pozwala również łatwiej przestawić je pomiędzy pokojem a łazienką.

Dlaczego warto wybrać NEXO zamiast zwykłego taboretu?

Prosty taboret prysznicowy sprawdzi się wtedy, gdy użytkownik potrzebuje wyłącznie niewielkiego siedziska do kąpieli. NEXO oferuje więcej podparcia i większą funkcjonalność: ma oparcie, uchylne podłokietniki, miękkie siedzisko oraz pojemnik sanitarny.

Jeżeli potrzebne jest lekkie siedzisko wyłącznie do kabiny prysznicowej, warto sprawdzić również [taboret prysznicowy z uchwytyami](#). Jeżeli natomiast użytkownik potrzebuje oparcia, toalety i możliwości korzystania z krzesła przy łóżku, bardziej uniwersalnym rozwiązaniem będzie NEXO.

NEXO a BLUE-TIM i MASTER-TIM PLUS

NEXO będzie właściwym wyborem, gdy najważniejsze są trzy funkcje w jednym produkcie: prysznic, toaleta i możliwość ustawienia nad sedesem. Jego dodatkowe zalety to składana forma, miękkie siedzisko, uchylne podłokietniki oraz niewielka masa.

[BLUE-TIM](#) jest przede wszystkim tapicerowanym krzesłem toaletowym przeznaczonym do regularnego ustawienia przy łóżku. NEXO będzie lepszy, jeżeli oprócz funkcji toalety potrzebne jest również siedzisko do kąpieli.

[MASTER-TIM PLUS](#) jest wózkiem prysznicowo-toaletowym przeznaczonym także do przemieszczania użytkownika. NEXO nie zastępuje wózka transportowego — jest wolnostojącym krzesłem sanitarnym dla osoby, która potrzebuje wsparcia podczas higieny, ale nie wymaga transportu na kołach.

Regulacja wysokości ułatwia dopasowanie krzesła

Wysokość siedziska można regulować w zakresie od 43 do 51 cm. Pozwala to lepiej dopasować krzesło do wzrostu użytkownika, wysokości toalety oraz warunków panujących w łazience.

Przed zakupem należy sprawdzić, czy szerokość całkowita 54 cm pozwoli na swobodne ustawienie krzesła w kabinie, przy sedesie lub obok łóżka. Warto uwzględnić również miejsce potrzebne na podejście opiekuna.

Najważniejsze zalety modelu NEXO

- funkcja siedziska prysznicowego, toalety i nadstawki na sedes,
- wyjmowany pojemnik sanitarny z pokrywką,
- miękkie, wyściełane siedzisko i oparcie,
- uchylne podłokietniki ułatwiające siadanie i wstawanie,
- regulacja wysokości siedziska 43–51 cm,
- antypoślizgowe nasadki na nóżkach,
- składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie,
- niska masa wynosząca 4,83 kg,
- maksymalne obciążenie 136 kg,
- zastosowanie w domu, pokoju opieki i placówce medycznej.

Jeżeli szukasz alternatywy z miękkimi poduszkami, podłokietnikami oraz wysuwanym pojemnikiem sanitarnym, sprawdź także [krzesło toaletowo-prysznicowe Movano 2 w 1 z pojemnikiem](#). Model oferuje regulację wysokości siedziska 41–53 cm i maksymalne obciążenie 150 kg.

Dane techniczne

Model	NEXO
Producent	Timago

Szerokość całkowita	54 cm
Wysokość całkowita	78-85 cm
Wysokość siedziska od podłoża	43-51 cm
Wymiary siedziska	42 × 38 cm
Waga	4,83 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg
Kolor ramy	Biały
Wyposażenie	Pojemnik sanitarny z pokrywką, miękkie siedzisko i oparcie

Czyszczenie i bezpieczne użytkowanie

Wyjmowany pojemnik z pokrywką ułatwia opróżnianie oraz utrzymanie higieny. Po każdym użyciu należy oczyścić elementy mające kontakt z użytkownikiem i przechowywać krzesło w miejscu suchym oraz zabezpieczonym przed zabrudzeniem.

Przed użyciem należy sprawdzić prawidłowe ustawienie krzesła, stabilność nóg oraz właściwą wysokość siedziska. Produkt należy stosować zgodnie z instrukcją używania oraz informacjami podanymi przez producenta.