

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-ze-stali-kwasoodpornej-p-2488.html>

Taboret medyczny TB-03 ze stali kwasoodpornej 0H18N9 z dźwignią nożną



Cena brutto	1 108,00 zł
Cena netto	1 025,93 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-TB-03
Kod producenta	TB-03-000-NM-T

Opis produktu

Taboret medyczny TB-03 ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Taboret medyczny TB-03 ze stali kwasoodpornej 0H18N9 to profesjonalne siedzisko przeznaczone do codziennej pracy w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych, zabiegowych oraz innych placówkach medycznych. Model sprawdza się tam, gdzie potrzebny jest mobilny, stabilny i łatwy do utrzymania w czystości taboret lekarski z regulacją wysokości.

Produkt posiada siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję, pięcioramienną podstawę ze stali kwasoodpornej oraz koła jezdne o średnicy 50 mm. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą siłownika pneumatycznego z dźwignią nożną, co ułatwia zmianę wysokości bez używania rąk.

Stal kwasoodporna 0H18N9 do gabinetów i placówek medycznych

Podstawa taboretu została wykonana z kształtownika giętego ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. To ważna cecha w środowisku medycznym, gdzie wyposażenie jest regularnie użytkowane, przestawiane i czyszczone. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej dobrze sprawdza się w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych, zabiegowych oraz w placówkach medycznych.

Pięcioramienna podstawa zwiększa stabilność taboretu podczas pracy, a kompaktowa forma bez oparcia zapewnia dużą swobodę ruchu przy pacjencie, kozetce, fotelu zabiegowym, aparaturze lub stanowisku pomocniczym.

Zmywalne siedzisko odporne na dezynfekcję

Siedzisko taboretu jest tapicerowane **materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję**. Dzięki temu produkt dobrze nadaje się do gabinetów i placówek, w których liczy się szybkie utrzymanie czystości oraz przygotowanie stanowiska do kolejnego pacjenta.

Średnica siedziska wynosi **350 mm**, co zapewnia praktyczną, kompaktową powierzchnię do pracy w pozycji siedzącej. Taboret jest dobrym wyborem do miejsc, gdzie użytkownik często zmienia pozycję i potrzebuje swobodnego dostępu do stanowiska pracy.

Koła 50 mm, dwa z blokadą

Taboret medyczny TB-03 posiada koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy **50 mm**. Dwa koła są wyposażone w blokadę, co pozwala lepiej ustawić taboret w wybranym miejscu i zwiększa kontrolę podczas pracy.

Standardowo taboret jest wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej. Opcjonalnie, za dopłatą, możliwa jest zmiana kół na koła ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9 K3 o średnicy 50 mm.

Regulacja wysokości dźwignią nożną

Regulacja wysokości odbywa się za pomocą **siłownika pneumatycznego z dźwignią nożną**. To praktyczne rozwiązanie w gabinetach, w których ważna jest higiena pracy i możliwość regulacji siedziska bez używania rąk.

Produkt występuje w dwóch wariantach wysokości siedziska: **550-670 mm** oraz **715-965 mm**. Dzięki temu taboret można dobrać do niższego lub wyższego stanowiska pracy.

Do jakich zastosowań pasuje taboret medyczny TB-03?

Taboret medyczny TB-03 sprawdzi się jako siedzisko dla lekarza, stomatologa, kosmetologa, pielęgniarki, personelu medycznego lub osoby wykonującej czynności przy pacjencie. Może być stosowany przy kozetce, fotelu zabiegowym, stanowisku stomatologicznym, aparaturze, biurku lub pomocniczym stanowisku pracy.

- gabinet lekarski,
- gabinet stomatologiczny,
- gabinet kosmetyczny,
- gabinet zabiegowy,
- gabinet pielęgniarski,
- przychodnia,
- placówka medyczna,
- stanowisko pomocnicze przy pacjencie lub aparaturze.

Taboret medyczny TB-03 – dane techniczne

Typ produktu	Taboret medyczny
Model	TB-03
Numer katalogowy	SM-TMBY-TB-03
Kod producenta	TB-03-000-NM-T
Konstrukcja podstawy	Kształtownik gięty ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9
Podstawa	Pięcioramienna
Siedzisko	Tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję
Średnica siedziska	350 mm
Średnica podstawy	600 mm
Koła standardowe	Koła w obudowie stalowej ocynkowanej, średnica 50 mm
Blokada kół	2 koła z blokadą
Regulacja wysokości	Siłownik pneumatyczny, dźwignia nożna
Wysokość siedziska – wariant niższy	550-670 mm
Wysokość siedziska – wariant wyższy	715-965 mm
Opcja dodatkowo płatna	Zmiana kół na koła ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 K3, średnica 50 mm

Dlaczego warto wybrać taboret medyczny TB-03?

Taboret medyczny TB-03 łączy stabilną podstawę ze stali kwasoodpornej, zmywalne siedzisko, mobilność na kołach oraz wygodną regulację wysokości dźwignią nożną. To praktyczne rozwiązanie do intensywnej pracy w gabinecie, szczególnie tam, gdzie liczy się higiena, swoboda ruchu i szybkie dopasowanie wysokości siedziska.

Model dobrze sprawdzi się jako taboret lekarski, taboret zabiegowy, taboret stomatologiczny lub mobilne siedzisko pomocnicze w placówce medycznej. Dzięki pięcioramiennej podstawie i dwóm kołom z blokadą może być wygodnie używany przy różnych stanowiskach pracy.

Sprawdź również powiązane wyposażenie medyczne

Zobacz także: [taborety lekarskie](#), [krzesła medyczne](#), [fotele lekarskie i krzesła medyczne do gabinetu](#), [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#) oraz [meble medyczne](#).

FAQ

Czy taboret medyczny TB-03 jest wykonany ze stali kwasoodpornej?

Tak. Podstawa taboretu jest wykonana z kształtownika giętego ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9.

Czy taboret TB-03 ma zmywalne siedzisko?

Tak. Siedzisko jest tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję.

Czy taboret ma koła z blokadą?

Tak. Taboret posiada koła o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą.

Jak regulowana jest wysokość taboretu?

Wysokość jest regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego z dźwignią nożną.

Jakie wysokości siedziska są dostępne?

Dostępne są dwa warianty wysokości siedziska: 550–670 mm oraz 715–965 mm.

Czy można zamówić koła ze stali kwasoodpornej?

Tak. Opcjonalnie, za dopłatą, można zmienić standardowe koła na koła ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9 K3 o średnicy 50 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Wybierz model siłownika: nie wybrano , siłownik MAŁY , siłownik DUŻY (+ 20,00 zł)

Zmiana kół na koła 0H18N9: Nie , Tak (+ 300,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące