

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kula-dziecieca-p-1130.html>



Kula dziecięca

Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	37,04 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-KiL-JMC-C_2047-1-4


Opis produktu

Kula inwalidzka łokciowa dla dzieci wykonana została z aluminiowego, anodyzowanego materiału zakończonego nasadką gumową wysokiej jakości. Rękojeść kuli jest wygodna ze względu na swój ergonomiczny oraz dobrze dobrany kąt łokciowy i zarazem wytrzymała. Sprawia to, że siła nacisku osiowego na uchwyt jest optymalnie rozłożona. Kula posiada regulację wysokości w zakresie 82-98 cm i dostępna jest w czterech kolorach. Kula jest bardzo lekka, gdyż jej **waga to zaledwie 550 g** a maksymalne obciążenie to 110 kg.

UWAGA: Cena dotyczy jednej sztuki kuli.

Cechy kuli:

- trzon aluminiowy, anodyzowany,
- wygodna, wytrzymała rękojeść,
- regulowana wysokość,
- wymienne gumki,
- ergonomiczny kształt,
- dobrze dobrany kąt łokciowy,
- dostępne w 4 kolorach,



A Regulacja wysokości: 82-98 cm

B Wysokość do uchwytu: 61-77 cm

Maksymalne obciążenie: 110 kg

Waga: 0,55 kg

Kolor: JMC-C 2047-1: czerwono-srebrny

JMC-C 2047-2: niebiesko-srebrny

JMC-C 2047-3: żółto-srebrny

JMC-C 2047-4: biało-srebrny

+/- 0,5 -1 cm

Dostępne kolory:

- czerwono-srebrny
- niebiesko-srebrny
- żółto-srebrny
- biało-srebrny

Przy zakupie prosimy wybrać kolor.

Parametry techniczne:

- waga: 550 g,
- maksymalne obciążenie: 110 kg.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor/typ kuli: czerwono-srebrny , niebiesko-srebrny , żółto-srebrne , biało-srebrne