

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kula-inwalidzka-lokciowa-elipse-p-1140.html>



Kula inwalidzka łokciowa ELIPSE

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Czas wysyłki

NIEDOSTĘPNY

Numer katalogowy

SM-TGO-KiL-ELIPSE

Opis produktu

Kula inwalidzka łokciowa wykonana została z aluminiowego trzonu o przekroju elipsy zakończonego nasadką gumową wysokiej jakości. Kula posiada ergonomiczną rękkość wykonaną w technologii bi-material z miękkim wykończeniem części uchwytniej. Trzon kuli inwalidzkiej posiada skokową regulację długości od 73 do 105 cm.

Przy trzonie i obejmie kula posiada gumowe elementy, które umożliwiają choćby bezpieczne oparcie jej o ścianę. Dzięki kształtowi obejm możliwe jest zawieszenie kuli na przedramieniu w celu zwolnienia dłoni. Dzięki zwiększonemu kątowi łokciowemu kula inwalidzka daje optymalne rozłożenie siły nacisku na uchwyt, co czyni ją niezwykle wygodną.

Kula jest bardzo lekka, gdyż jej **waga to zaledwie 620 lub 650 g** a maksymalne obciążenie to aż 150 kg.

UWAGA: Cena dotyczy jednej sztuki kuli.

Cechy kuli:

- trzon aluminiowy o przekroju elipsy,
- uchwyt wykonany w technologii bi-material,
- miękkie wykończenie części uchwytniej,
- skokowa regulacja długości,
- gumowe wykończenia na trzonie,
- wymienne gumki,
- ergonomiczny kształt,
- możliwość zawieszenia kuli na przedramieniu,
- zwiększony kąt łokciowy,
- kolor czarny z elementami w jednym z czterech kolorów do wyboru.

Kolory dodatków do wyboru:

- czerwony
- niebieski
- zielony
- żółty

Przy zakupie prosimy wybrać kolor.

Parametry techniczne:

-
- wysokość całkowita: 73 - 105 cm,
 - wysokość do rączki: 73 - 100,5 cm,
 - waga: 620 g,
 - **maksymalne obciążenie: 150 kg.**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: Czerwony , Niebieski , Żółty , Zielony