

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kula-inwalidzka-łokciowa-sofia-p-1143.html>



Kula inwalidzka łokciowa SOFIA

Cena brutto	52,00 zł
Cena netto	48,15 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-KiL-HMS-SOFIA

Opis produktu

Kula inwalidzka łokciowa wykonana została z aluminiowego trzonu zakończonego nasadką gumową wysokiej jakości. Kula posiada ergonomiczną rękojeść wykonaną z tworzywa sztucznego ze zwiększonym kątem łokciowym, co pozwala na optymalne rozłożenie siły nacisku.

Kula jest bardzo lekka, gdyż jej **waga to zaledwie 440 g** a maksymalne obciążenie to aż 140 kg.

UWAGA: Cena dotyczy jednej sztuki kuli.

Cechy kuli:

- trzon aluminiowy,
- uchwyt ergonomiczny,
- skokowa regulacja długości,
- wymienne gumki,
- zwiększony kąt łokciowy,
- kolor czarno-niebieski, czarno-zielony, czarno-szary, czarno-pomarańczowy

Przy zakupie prosimy wybrać kolor.

Parametry techniczne:

- wysokość całkowita: 73 - 105 cm,
- wysokość do rączki: 71 - 98 cm,
- waga: 440 g,
- **maksymalne obciążenie: 140 kg.**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: Niebieski , Pomarańczowy , Szary , Zielony