

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kula-inwalidzka-lokciowa-style-p-1141.html>



## Kula inwalidzka łokciowa STYLE

Dostępność

**WYCOFANY ZE  
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

**SM-TGO-KiL-STYLE**

### Opis produktu

Kula inwalidzka łokciowa wykonana została z aluminiowego trzonu zakończonego nasadką gumową wysokiej jakości. Kula posiada ergonomiczną rękojeść wykonaną w technologii bi-material z miękkim wykończeniem części uchwytniej. Trzon kuli inwalidzkiej posiada skokową regulację długości od 73 do 105 cm.

Dzięki kształtowi obejmmy możliwe jest zawieszenie kuli na przedramieniu w celu zwolnienia dłoni. Dzięki zwiększonemu kątowi łokciowemu natomiast kula inwalidzka daje optymalne rozłożenie siły nacisku na uchwyt, co czyni ją niezwykle wygodną. Kula jest bardzo lekka, gdyż jej **waga to zaledwie 560 g** a maksymalne obciążenie to aż 150 kg.

**UWAGA: Cena dotyczy jednej sztuki kuli.**

### Cechy kuli:

- trzon aluminiowy,
- uchwyt wykonany w technologii bi-material,
- miękkie wykończenie części uchwytniej,
- skokowa regulacja długości,
- wymienne gumki,
- ergonomiczny kształt,
- możliwość zawieszenia kuli na przedramieniu,
- zwiększony kąt łokciowy,
- kolor czarno-srebrny z elementami w jednym z czterech kolorów do wyboru.

### Kolory dodatków do wyboru:

- czerwony
- niebieski
- zielony
- żółty

**Przy zakupie prosimy wybrać kolor.**

### Parametry techniczne:

- wysokość całkowita: 73 - 105 cm,
- waga: 560 g,
- **maksymalne obciążenie: 150 kg.**

---

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor tapicerki J:** Czerwony , Niebieski , Żółty , Zielony