

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kula-inwalidzka-lokciowa-z-obejma-p-1135.html>



Kula inwalidzka łokciowa z obejmą

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-KiL-FS-923L

Opis produktu

Kula inwalidzka łokciowa z obejmą wykonana została z aluminiowego materiału zakończonego nasadką gumową wysokiej jakości. Kula posiada obejmę z tworzywa sztucznego. Kula inwalidzka posiada możliwość regulacji zarówno w części dolnej, jak i górnej, co daje możliwość dopasowania jej dla każdego użytkownika.

Kula posiada regulację wysokości w zakresie 86 - 109 cm i dostępna jest w kolorze czarno- srebrnym.

Kula jest bardzo lekka, gdyż jej **waga to zaledwie 500 g** a maksymalne obciążenie to 90 kg.

UWAGA: Cena dotyczy jednej sztuki kuli.

Cechy kuli:

- trzon aluminiowy,
- uchwyt z tworzywa sztucznego,
- regulowana wysokość zarówno w części dolnej, jak i górnej,
- wymienne gumki,
- ergonomiczny kształt,
- dobre dopasowanie elementów
- kolor czarno-srebrny.

Parametry techniczne:

- wysokość całkowita: 86 - 109 (116) cm,
- wysokość do uchwytu: 63 - 86 cm
- waga: 500 g,
- maksymalne obciążenie: 90 kg.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.