

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kula-inwalidzka-lokciowa-z-uchylna-obejma-p-1136.html>



Kula inwalidzka łokciowa z uchylną obejmą

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-KiL-FS-933L

Opis produktu

Kula inwalidzka łokciowa z uchylną obejmą wykonana została z aluminiowego materiału zakończonego nasadką gumową wysokiej jakości. Kula posiada mocny uchwyt wymiękczonej pianką dla większego komfortu użytkowania. Obejma kuli ma możliwość uchyłania. Kula inwalidzka posiada regulację zarówno w części górnej, jak i dolnej. Dostępna jest także w dwóch rozmiarach M oraz L.


Kula posiada regulację wysokości w zakresie 95 - 118 cm (rozm M) lub 107 - 130 cm (rozm L) i dostępna jest w kolorze szaro-srebrnym.

Kula jest bardzo lekka, gdyż jej **waga to zaledwie 570 lub 650 g** a maksymalne obciążenie to 90 kg.

UWAGA: Cena dotyczy jednej sztuki kuli.

Cechy kuli:

- trzon aluminiowy,
- uchwyt z tworzywa sztucznego wymiękczonej,
- obejmę uchylną,
- regulowaną wysokość zarówno w części dolnej, jak i górnej,
- wymienne gumki,
- ergonomiczny kształt,
- dobre dopasowanie elementów,
- **dwie wersje długości: M i L,**
- **kolor szaro-srebrny.**



Maksymalne obciążenie: 90 kg

Rozmiar M

A Regulacja wysokości: 95–118 cm (126 cm)

B Wysokość do uchwytu: 71–93,5 cm

Waga: 0,57 kg

Rozmiar L

A Regulacja wysokości: 107–130 cm (138 cm)

B Wysokość do uchwytu: 83–106 cm

Waga: 0,65 kg

Kolor: szaro-srebrna

+/- 0,5 -1 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: M , L