

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kula-ortopedyczna-lokciowa-p-2930.html>

Kula ortopedyczna łokciowa

Cena brutto	42,00 zł
Cena netto	38,89 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-JMC-C 2040-2049


Opis produktu

Kula ortopedyczna łokciowa.

Kula łokciowa służy do podparcia się pacjenta lub osoby o obniżonej sprawności ruchowej. Kula inwalidzka jest niezbędna dla ludzi którzy potrzebują asekuracji czy też podparcia podczas chodzenia oraz przy utrzymaniu równowagi po urazach kończyn dolnych lub tułowia w celu reedukacji chodu. Kula łokciowa o ergonomicznym kształcie posiada bardzo wygodny uchwyt. Kula inwalidzka łokciowa wykonana została z aluminiowego anodyzowanego trzonu zakończonego gumową nasadką.

Cechy produktu:

- wygodny wytrzymały uchwyt
- ergonomiczny kształt
- odpowiednio dobrany kąt łokciowy, dzięki któremu rozłożona zostaje siła nacisku na uchwyt
- lekki aluminiowy anodyzowany trzon zakończony gumową nasadką



A Regulacja wysokości: 94-116 cm
B Wysokość do uchwytu: 67-89 cm

JMC-C 2040-46 Maksymalne obciążenie: 115 kg
JMC-C 2048-49 Maksymalne obciążenie: 135 kg
Waga: 0,55 kg

Kolor: JMC-C 2040: biało-srebrny JMC-C 2045: niebieski
JMC-C 2041: różowo-srebrny JMC-C 2046: jasno różowy
JMC-C 2042: niebiesko-srebrny JMC-C 2048: czarno-srebrny
JMC-C 2043: różowy JMC-C 2049: szaro-srebrny
JMC-C 2044: zielony

+/- 0,5 -1 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor/typ kuli: czarno-srebrna , jasnoróżowa , niebieska , niebiesko-srebrny , różowa , różowo-srebrne , szaro-srebrna , zielona , biało-srebrne