

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lakierowany-stolik-oddzialowy-z-szuflada-p-1968.html>



Lakierowany stolik oddziałowy z szufladą

Cena brutto	2 270,00 zł
Cena netto	2 101,85 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-S(1)P-66-ST-K5

Opis produktu

Prezentujemy Państwu nasz najnowszy produkt - lakierowany stolik oddziałowy z szufladą. Ten stylowy i funkcjonalny stolik jest idealnym rozwiązaniem dla różnych przestrzeni, od biur po pracownię i laboratorium.

WYKONANIE: Stelaż tego stolika został wykonany z trwałego aluminium i stali, które zostały lakierowane proszkowo na biało. Dzięki temu stolik prezentuje się nowocześnie i elegancko. Stelaż wyposażony jest w kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. Co więcej, nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych otworów, ponieważ montaż wyposażenia dodatkowego odbywa się za pomocą specjalnych elementów złącznych.

FUNKCJONALNOŚĆ: Stolik jest wyposażony w praktyczną szufladę o wymiarach 655x385x155 mm, która pozwala na łatwe przechowywanie i organizację różnych przedmiotów. Błat stolika o wymiarach 705x415x20 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię roboczą, a półka o wymiarach 655x415x20 mm dodatkowo zwiększa przestrzeń do przechowywania.

MOBILNOŚĆ: Stolik jest wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, z których dwa posiadają blokadę. Dzięki temu stolik może być łatwo przemieszczany w dowolne miejsce, a następnie zablokowany w wybranym miejscu, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, obudowa kół została wykonana ze stalowej ocynkowanej, co gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia.

MATERIAŁY: Błat stolika oraz półka zostały wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, co zapewnia wysoką trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych. Dodatkowo, powierzchnia użytkowa półki posiada podniesiony rant, który zapobiega przypadkowemu przesuwaniu się przedmiotów.

WYMIARY: Całkowite wymiary stolika to 770x480x880 mm. Błat górny ma wymiary 705x415x20 mm, półka 655x415x20 mm, a szuflada 655x385x155 mm. Powierzchnia użytkowa półki ma wymiary 652x412x17 mm, natomiast powierzchnia użytkowa szuflady to 580x345x125 mm.

Ten lakierowany stolik oddziałowy z szufladą to doskonałe połączenie funkcjonalności, wytrzymałości i nowoczesnego designu. Zapewnia on praktyczne miejsce pracy oraz możliwość przechowywania niezbędnych przedmiotów. Niezależnie od zastosowania, ten stolik z pewnością spełni Państwa oczekiwania i będzie doskonałym dodatkiem do każdego wnętrza.

Lakierowany stolik oddziałowy z szufladą, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 770x480x880 mm

-
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
 - wymiary półki: 655x415x20 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm
 - wymiary szuflady: 655x385x155 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**